

# Visionix VX110

## Manual de Usuario



U-M-3-0-2-0-0-011-SPH\_V-X110\_V-phien ban 2.0

**VISIONIX**  
The Vision of the Future



# Nội dung

1. Giới thiệu.i.ó.n..... 2

1.1 Indicazione.s.d.e...u..so..... 2

1.2 Sobre esta.g..u..ia..... 2

1.3 Quảng cáo..... 3

2. Seguridad..... 5

2.1 Hệ thống điện..... 5

2.2 Transporte,..alm..a..ce.n..a..je...y...man.ip.ula.c..i.ó..n..... 5

2.3 Precaucion.es..d..e...us.o..... 6

2.4 Các biểu tượng ..... 7

3. Equipo e..ins.ta.lac.i.ó.n..... 9

3.1 Danh sách eq.u..ipo..s..u..m..in.istra.d.o..... 9

3.2 Mô tả..d..e..l..dis.p.os.itivo..... 9

Zona del us.u..ario..... 10

Zona del pa.c..ie..n..te..... 11

Zona de la im..pre.s.o..ra..... 13

3.3 Procedimi.e.nto.s..d..e..in.s..tala.c..i.ó..n..... 14

Exigencias ..relativa.s...a..llu.g.ar..... 14

Desembalar..la..u.nid.a.d..... 14

Conexión el.é..c..tric..a..... 15

Cargar el pa..pe.l.e.n..la.im.p..re.s..ora..... 15

3.4 Encendido...y..a..p..a..ga.d..o...de.l..a..pa.ra.to..... 15

4. Vista de...c..o..nju.n.to.d.e.l..so.ftw.a.re..... 17

4.1 Pantalla In..ic..io..... 17

4.2 Pantalla de..P..a..cie.n..te..... 18

4.3 Pantalla de..m.e.d..icio.n..es..... 21

Antes de un...a..m...e.d..ic..i.ó..n..... 22

Durante una...m.e.d..icio..n..... 26

4.4 Pantalla de..R..e..su.lta.do.s..... 32

Tổng quan về...kết...quả..của..m..s.c.h.á ...h.á.c.h.á.c.h.á.c.h.á.c.h.á.c.h.....

Pestañas de.re.s.u..m.e..n..d.in.á.m..ic..a..s..... 34

Pestaña Ma..pa.s..... 43

Pestaña Có.in.e.a..... 57

Pestaña O.a..c..ida.d..... 61

Coef. de ab.err..... 64

VISIONIX  
A VISION OF THE FUTURE

VX110 Manual de Usuario

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mô phỏng.....                                                                                             | 67  |
| Adaptación.L.C.....                                                                                       | 70  |
| 5. CỬ CHỈ D. E. P. ACCIE.NTE.S.....                                                                       | 77  |
| 5.1 Añadir pac.ien.te.s...nu.e.vo.s.....                                                                  | 77  |
| Añadir un pac.ien.te..a.n.n.tes.d.e..realiza.r.u.n..e.x.a.m..en.....                                      | 77  |
| Añadir un pac.ien.te..d.e..sp.u.é.s.d.e..realiza.r.u.n..e.x.a.m..e.n.....                                 | 79  |
| Añadir pacie.n.n.te.s..re.la.cio.n..ad.o.s.....                                                           | 79  |
| Añadir un pac.ien.te..d.e..sd.e..u.n.a..b.a..se..d.e..da.to.s..X.M.L.....                                 | 79  |
| 5.2 Sửa đổi la..info.rm..ac.i.ó.n..d.e..u.n..p.a..c.í.e.n..te.....                                        | 80  |
| 5.3 Seleccíon.ar.p.a..c.í.e.n..te.s.....                                                                  | 80  |
| 5.4 Buscar un..p..a.cí.e.n..te.....                                                                       | 82  |
| 5.5 Borrar pac.í.e.n..tes.....                                                                            | 83  |
| 6. Realiza.r.u.n..d.í.a.g.n.ó.s.tí.c.o.....                                                               | 85  |
| 6.1 Preparació.n..pa.ra..re.aliza.r.u.n..d.í.a.g.n.ó.s.tí.c.o.....                                        | 86  |
| 6.2 Gestionar.e.l..p..roc.e.d.i.m.i.e.n.to..d.e..d.í.a.g.n.ó.s.tí.c.o.....                                | 87  |
| Trung tâm el ojo.d.e..l..pa.c.í.e.n.te.....                                                               | 87  |
| Bỏ qua một m..e.dic.i.ó.n..d.u..ran.te..u.n.d.í.a.g.n.ó.s.tí.c.o.....                                     | 89  |
| Tăng tốc el ..p.ro.c.e.s.o..d.e..m.e.d.ici.ó.n.....                                                       | 90  |
| Detener un ..d.í.a.g.n.ó.s.tí.c.o..a.n..te.s.d.e..q.ue..fina.lice.....                                    | 90  |
| Enfoque man.n.u.a.l.....                                                                                  | 90  |
| Prueba de vis.i.ó.n..d.e..c.e..rc.a.....                                                                  | 91  |
| 6.3 Trabajar con..lo.s..re.s.u.lta.d.o.s..d.e..p..rue.b.a.....                                            | 93  |
| Lặp lại/Añadir.un.a..am..ed.ic.i.ó.n.....                                                                 | 93  |
| Xuất los...res.u.lta.d.o.s...a.u.n...foró.p.te.ro.....                                                    | 94  |
| Xuất khẩu los...res.u.lta.d.o.s...a.u.n...orde.n.a.do.r.o.m.em.o.ria.U..S..B.....                         | 95  |
| Xuất res.u.lta.d.o.s...a.u.n...D.isp.o.s.it.ivo.E.x.t.e.r.n.o.....                                        | 97  |
| Enviar los re.s..ulta.d.os..p..o..r..co.rre.o..ele.c.trón.ic.o.....                                       | 98  |
| Imprimir lo.s...re.su.lta.do.s...d.e..p..ru.e.ba.....                                                     | 100 |
| Imprimir un...in.fo.rm.e.....                                                                             | 101 |
| Guardar lo.s...re.su.lta.do.s...d.e..p..ru.e.ba.....                                                      | 103 |
| 7. Gestio.na.r..la..li.s.ta..de..re.s..ulta.d.os..d.e..p..rue.b.a.....                                    | 105 |
| 7.1 Seleccio.n..ar.re.s..u.lta.d.o.s..d.e..p..rue.b.a.....                                                | 105 |
| 7.2 Cargar re.su.lta.do.s...d.e..p..ru.e.ba.....                                                          | 106 |
| 7.3 Xuất khẩu..res.u.lta.d.o.s...de..p..ru.e.b.a...d.es.d.e..la..p..a.nta.lla.d.e..P..a..c.í.e.n..te..... | 107 |
| 7.4 Xuất khẩu..res.u.lta.d.o.s...de..p..ru.e.b.a...d.es.d.e..la..p..a.nta.lla.d.e..R..e.s..ulta.d.os..... | 107 |
| 7.5 Mover los...re.s..ulta.d.os..d.e..p..ru.e.b.a...a.u.n...pa.c.í.e.n.te..d.i.f.e.re.n.te.....           | 109 |

|      |                                                                                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.6  | Kết quả Borrars.ulta.d.os.d.e .pru.e..b.a.....                                       | 110 |
| 8.   | Gestio.na.r..la..ba.s.e...de..d..a..tos.....                                         | 112 |
| 8.1  | Xuát..e..im..p..orta.r..la..ba.s.e...de..d..a..tos.....                              | 112 |
| 8.2  | Borrar to.d.os.lo.s.in.form.e.s...de..p..a..cie.n..te.te.m..p..ora.le.s.....         | 116 |
| 8.3  | Borrar to.d.os.lo.s.in.form.e.s...de..p..a..cie.n..te.....                           | 116 |
| 9.   | Accion.e.s...ge.n.e..rale.s...y..c..a..ra.cte.r.i.s..t.i.c..a..s.....                | 119 |
| 9.1  | Ban đầu el.s.a.lva.pa.n.ta.ll.a.s.....                                               | 119 |
| 9.2  | Asegurar..la..p..an.ta.ll.a.....                                                     | 119 |
| 9.3  | Giới thiệu về.....                                                                   | 119 |
| 9.4  | Cập nhật..r.e..l.s.o..ftw.a.re.....                                                  | 121 |
| 9.5  | Ayuda in.te.g.ra.d.a.....                                                            | 122 |
| 9.6  | Obtener .a..sis.te.nc.ia.....                                                        | 122 |
| 10.  | Config.u..ra.ci.ó.n...d.l.e..qu.ip.o.....                                            | 124 |
| 10.1 | Acceso a...lo.s.p..a..r..á.m..e..tro.s...de..c..o..nfig.ura.c..i.ó.n.....            | 124 |
| 10.2 | Acceso a...lo.s.p..a..r..á.m..e..tro.s...de..c..o..nfig.ura.c..i.ó.n.....            | 124 |
| 10.3 | Modificac.i.ó.n.d.e..los..p..a..r..á.m..e..tro.s...d.e..c..o..nfig.ura.c..i.ó.n..... | 125 |
| 10.4 | Ajustes g.e.n.e.r.a.l.e.s.....                                                       | 125 |
| 10.5 | Ajustes.d.e..m..e.d.i.d.a.....                                                       | 128 |
|      | Chẩn đoán.....                                                                       | 128 |
|      | Valores po.r..de.f.e.cto.....                                                        | 130 |
|      | Đồng tử.....                                                                         | 132 |
| 10.6 | Điều chỉnh re.s.u..lt.a..d..o.s.....                                                 | 133 |
|      | Điều chỉnh re.frac.c..i.ó.n...a..b..erra.c..i.ó.n.....                               | 133 |
|      | las prueba.s...d.e..F..re.n..te..de..o..n..da.....                                   | 135 |
|      | Địa hình.....                                                                        | 136 |
| 10.7 | Ajustes d...e..e..x.p.o.r.ta.c.i.ó.n.....                                            | 139 |
|      | Dữ liệu của e.x.p.o.r.ta.c.i.ó.n.....                                                | 139 |
|      | Acceso re.m...oto.....                                                               | 146 |
|      | Thông báo.....                                                                       | 150 |
| 10.8 | Restable.c.e..r..lo.s...p..á.m..e..tro.s...d.e..fá.b..rica.....                      | 157 |
| 10.9 | Pantalla.d.e..M..a..n..te.nim.i.en.to.....                                           | 158 |
| 11.  | Qué.h..a.ce.r..s..i.....?                                                            | 161 |
| 12.  | Mante.n.im.i.e.n..to.....                                                            | 163 |
| 12.1 | Limpieza.d.e..l..eq.u..ipo.....                                                      | 163 |
| 12.2 | Cargar el.p.a.p.e.l.e..n..la..im.p.re.s.o..ra.....                                   | 164 |
| 12.3 | Embalar.e..l..s..is..te.m..a.....                                                    | 164 |

13. Anexo.s ..... 173

13.1 Especificaciones técnicas ..... 173

13.2 Cumplimiento de las normas internacionales ..... 174

Directivas y normas ..... 174

Khí thải điện từ và điện tĩnh ..... 175

Immunity electromagnetic ..... 175

Nhà chế tạo ..... 178

Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ..... 178

13.3 Información de contacto ..... 179

Mục lục ..... 181

---

## 1 . I ntroducci ó n

---

El VX110 là một thiết bị chẩn đoán mắt đa chức năng. Có nhiều phương thức hoạt động kết hợp trên một nền tảng: quang học, khúc xạ tự động, queratómetro, đỉnh giác mạc, và chiếu sáng ngược.

- Phương pháp đo khúc xạ tự động hiện đang sử dụng nguyên tắc của Shack-Hartmann và sử dụng nó như một phương pháp khúc xạ tự động của phương tiện đo lường mà bạn đang sử dụng ở mức độ sai lệch ở cấp độ thấp hơn như khúc xạ cao hơn của ojo. Nguyên tắc học tập của học sinh có thể được điều chỉnh tốt hơn về học sinh của học sinh hoặc học sinh bị khiếm khuyết do học sinh đặc biệt bị mất điều chỉnh.
- Hình vẽ giác mạc này sử dụng 24 đĩa Placido để tạo hình bề mặt phía trước của giác mạc. Muestra một mô tả chi tiết về hình thức của giác mạc có thể xuất hiện như một chứng dị tật giác mạc. Vũ trường Plácido cũng có chức năng như tàu điện ngầm.
- Hình ảnh retroiluminación chụp lại ánh sáng phản chiếu của ojo để xác định las manchas oscuras trong la camara. Đây là thiết bị để tạo ra các hình ảnh về đồng tử có khoảng cách 2-8 mm

Thiết bị này hoàn toàn tự động hóa và có thể thực hiện được nhiều loại thuốc khác nhau ở giữa và một cách kiểm soát đơn giản bao gồm việc sắp xếp và thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng này giải thích về các loại nhãn khoa, máy đo thị lực và các chuyên gia chăm sóc mắt có thể sử dụng VX110. Bao gồm các hướng dẫn để cấu hình, hướng dẫn và trang bị.

Chú ý: La ley Federal (EE.UU) limita la venta de este dispositivo exclusivamente a medicos or bajo prescripción facultativa.

## 1. 1 Indicaciones de uso

### Indicaciones de uso:

VX110 là một thiết bị chẩn đoán đa chức năng kết hợp với phương pháp đo quang trên bề mặt giác mạc, đèn chiếu sáng phía sau và được chỉ định cho:

- Medir la khúc xạ của ojo với sai sót của orden cấp dưới và cấp trên
- Medir la forma de la córnea
- Hình ảnh chiếu sáng lại của ojo

## 1. 2 Sobre esta guía

Đây là cách tiếp cận các phần tiếp theo:

| Capítulo                                                                                                    | Mô tả                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">An toàn</a>  | Thông tin sử dụng an toàn cho VX110 |

| Capítulo                                                                                                                                         | Mô tả                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Equipo e instalación</a>  9                         | Trang bị và cài đặt VX110 mô tả các bộ phận của thiết bị, cài đặt và cấu hình thiết bị, kết nối và trang bị thiết bị            |
| <a href="#">Vista kết hợp với phần mềm</a>  17                  | Giới thiệu một las quần lót giao tiếp                                                                                           |
| <a href="#">Gestión de pacientes</a>  77                        | Añadir thông báo cho người tham gia về cơ sở dữ liệu, đối chiếu, sửa đổi và loại bỏ thông báo về người tham gia đang tồn tại    |
| <a href="#">Realizar un diagnóstico</a>  85                     | Chuẩn bị thiết bị y tế cho một thủ tục kiểm tra, bắt đầu và bắt đầu một cuộc kiểm tra, trabajar con los resultados de prueba    |
| <a href="#">Gestionar la lista de resultados of prueba</a>  185 | Abrir, xuất khẩu, di chuyển và loại bỏ kết quả từ các dữ liệu gốc trên cơ sở dữ liệu                                            |
| <a href="#">Gestionar la base de datos</a>  112                 | Định cấu hình trực quan hóa dữ liệu, xuất và nhập cơ sở dữ liệu, thông báo                                                      |
| <a href="#">Phụ kiện chung và đặc điểm</a>  119                 | Thông tin bổ sung về VX110 và các đặc tính của nó: bảo vệ, bảo vệ contraseña, teclado ảo, hiện thực hóa phần mềm và nhận hỗ trợ |
| <a href="#">Configuración del equipo</a>  124                 | Thông tin về cách cấu hình các thiết bị hỗ trợ                                                                                  |
| <a href="#">¿Qué hacer si...?</a>  161                        | Giải pháp các vấn đề của xã                                                                                                     |
| <a href="#">Mantenimiento</a>  163                            | Quy trình xử lý sự cố                                                                                                           |
| <a href="#">Phụ lục</a>  173                                  | Kỹ thuật cụ thể, tích hợp các công việc quốc tế, thông tin liên hệ.                                                             |

## 1. 3 Quảng cáo

Tài liệu trình bày được giữ kín thông tin được bảo mật bởi người chế tạo có thể sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ tài liệu hiện tại, một phần hoặc toàn bộ, queda estrictamente bị cấm. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho tài liệu này được sử dụng độc quyền cho các công ty chế tạo và những người sử dụng tự động.

Nội dung này là hướng dẫn sử dụng có thể được sửa đổi trước đó. Las hình ảnh không có con trai hợp đồng. Bạn có thể nhận ra tất cả những điều có thể giải quyết được để đảm bảo rằng bạn có thể dự đoán chính xác trên biển. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người đại diện của el Fabricante.

Bản quyền ©2014 el Fabricante Todos los derechos reservados.

---

## 2 . S eguridad

---

Hãy cung cấp thông tin đầy đủ để bảo đảm an toàn cho khách hàng, ngăn chặn sai sót trong hệ thống và loại bỏ những bài giảng không chính xác.

No se puede responsabilizar a el Fabricante de los daños corporales or Materiales que podrían resultar de la dñnorancia or del incumplimiento de las consignas de seguridad.

Thông tin bảo mật được hiển thị dưới dạng quảng cáo và cảnh báo.

•Quan trọng!

- Không có ý định phá hủy hoặc trang bị. Sẽ không có gợi ý nào về việc bạn có thể dễ dàng sửa chữa trên biển cho người sử dụng.
- Không có sửa đổi hình thức trang bị nào.
- Chỉ một mình dịch vụ cá nhân có thể được thực hiện để sửa chữa và cung cấp dịch vụ.
- Tanto los operadores como los pacientes deben mantener las manos and el cuerpo alejados de las piezas moviles del dispositivo.
- Đây là một thiết bị phát tia laser của Class 1 với laser tích hợp của Class 3R.

## 2. 1 Điện

•Quan trọng!

- Để tránh bị mất điện hoặc các tổn thương thể xác, không có thao tác nào để thu được điện với las manos mojadas.
- Để loại bỏ thiết bị điện tử nguy hiểm hoặc gây cháy, bạn có thể sử dụng cáp để cung cấp thực phẩm cho VX110 không có thiết bị nào trước khi kết nối với một thiết bị điện.
- Để loại bỏ thiết bị điện tử, cáp cung cấp thực phẩm được thiết kế hoàn chỉnh để giới thiệu một thiết bị điều khiển với kết nối bảo vệ toma a cáp.
- Trước khi kết nối thiết bị bên ngoài, như một thiết bị hoặc một nhà đầu tư, đảm bảo rằng nó phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60950-1:2005 về bảo mật thiết bị công nghệ thông tin.

## 2. 2 Vận chuyển, luyện tập và thao tác

•Quan trọng!

- VX110 đã được vận chuyển bằng máy nguyên bản.
- Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong một khu vực vững chắc và an toàn.
- No exoner Nuca el VX110 a rung động fuertes. Los golpes hoặc los movimientos bəo lực đôi khi có thể rơi vào tình trạng hoạt động.

## 2. 3 Precauciones de uso

### • Quan trọng!

- Nunca cài đặt hoặc sử dụng VX110 mở rộng trực tiếp.
- No exoner Nuca el VX110 a un entorno exesivamente polvoriento o húmedo.
- Không có số mũ nào trong VX110 a una corriente de aire caliente (p. ej. encima de la calefacción).
- Không có vật cản nào làm mất lỗ thông gió.
- No colocar Nuca el VX110 cerca de los siguientes tipos de Equipo que puedan perturbar la reception de comandos desde el control a distance: o  
Lámpara alógena (directa o gián tiếp) o  
Lámpara huỳnh quang
- Mantenga la superficie de la quần lót khập khiễng. Bảo vệ chính sách, thị trường dedos và de los golpes.
- Với chiếc VX110, nó đã bắt đầu hoạt động trong 5 giây trước khi bắt đầu.

## 2. 4 Biểu tượng

| Biểu tượng                                                                          | Mô tả                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Trang bị cho một sản phẩm laser loại 1.                                                                                                                   |
|    | Radiación laser invisible                                                                                                                                 |
|    | Điều quan trọng: tư vấn các tài liệu liên quan đến thiết bị.                                                                                              |
|    | Corriente alterna                                                                                                                                         |
|    | Tipo BF                                                                                                                                                   |
|    | Thiết bị có thể chuyển đổi chế tạo để loại bỏ bạn (tư vấn <a href="#">Directiva sobre el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)</a> ) |
|   | Fabricante                                                                                                                                                |
|  | Año de fabricación                                                                                                                                        |
|  | Número de serie                                                                                                                                           |
|  | Sự phù hợp với Chỉ thị tương đối với các Dispositivos Sanitarios 93/42/EC                                                                                 |
| Solo con receta                                                                     | Chú ý: La ley Federal (EE.UU) limita la venta de este dispositivo exclusivamente a medicos or bajo prescripción facultativa.                              |

---

### 3 . E quipoeinstalaci ó n

---

- 
- [Lista del equipo suministrado](#)  9
  - [Descripción del dispositivo](#)  9
  - [Quy trình cài đặt](#)  14
  - [Encendido và apagado del aparato](#)  15

### 3. 1 Danh sách tổng hợp trang bị

Các vấn đề liên quan đến VX110 có liên quan đến các bài viết sau:

- Unidad VX110
- Cable de alimentación
- Funda protectora
- Funda reposacabezas
- Papel para mentonera
- Rollo de papel para impresora
- CD y documentación

### 3. 2 Mô tả thiết bị

- 
- [Zona del usuario](#)  10
  - [Zona del paciente](#)  11
  - [Zona de la impresora](#)  13

## Zona del usuario



| Không                                             | có mô tả                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                 | Cabezal de medición óptica<br>Contiene el popo sử dụng để thực hiện tất cả các loại thuốc trong thời gian kiểm tra chẩn đoán bệnh nhân.     |
| 2                                                 | Interruptor Encendido/Apagado<br>Apaga la máquina                                                                                           |
| 3 và 6                                            | Ranuras de ventilación                                                                                                                      |
| 4 Đầu nối cấp cấp thực phẩm                       | Kết nối cấp cung cấp thực phẩm với một thiết bị kết nối khác, có một loại cáp cực đoạn có thể là một trong những thiết bị kết nối tốt nhất. |
| 5 Các nhà cung cấp thiết bị bên ngoài Tư vấn bảng | tiếp tục cho một danh sách các nhà cung cấp không có khả năng cung cấp.                                                                     |

| Không   | có mô tả                                         |
|---------|--------------------------------------------------|
| 7 Cơ sở | Tiếp cận thiết bị và các thành phần điện tử khác |
| 8       | Pantalla touchtil LCD                            |

Se encuentran disponibles los siguientes conectores para dispositivos externos.

| Tipo de puerto Utiliza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB (4 cổng)           | <p>Trước tiên, hãy kết nối thiết bị USB với thiết bị này để đảm bảo bạn có thể phân tích và phát hiện virus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kết nối một vũ trường bên ngoài hoặc bộ nhớ flash để xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của trang bị và nhập dữ liệu vào trang bị.</li> <li>• Kết nối một công nghệ để sử dụng và kết nối với công nghệ ảo .</li> <li>• Kết nối một con chuột để sử dụng và làm việc với quần áo hoạt động.</li> <li>• Kết nối một nhà kinh doanh để bắt đầu và một nhà kinh doanh của Giáo hoàng.</li> </ul> |
| Đỏ (2 puertos)         | <p>Trước khi kết nối thiết bị với một màu đỏ, hoặc sử dụng các chức năng của hệ thống điện tử, hãy tư vấn các quy định về ngôn ngữ bảo mật để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.</p> <p>Kết nối cáp đỏ để kết nối thiết bị với mạng LAN đỏ.</p> <p>Bạn có thể xuất và nhập dữ liệu từ các thiết bị được đặt hàng trên mạng LAN đỏ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puerto serie (RS-232)  | Kết nối thiết bị để tương thích với một thiết bị quang học tương thích, giống như một thiết bị hỗ trợ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puerto VGA             | Kết nối một màn hình bên ngoài với thiết bị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Zona del paciente



| Không | có mô tả                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Reposacabezas El/<br>la paciente debe apoyar la frente en el reposacabezas durante todos los thủ<br>tục chẩn đoán. |
| 2     | Mentonera<br>El/la paciente debe apoyar la barbilla en la mentonera durante todos los<br>thủ tục chẩn đoán.        |

## Zona de la impresora



Trang bị VX110, vùng hiển thị

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ranura de ventilación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 đèn | <p>LED impresora</p> <p>Chỉ số giá trị doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Công cụ LED: công việc kinh doanh này là công việc.</li> <li>• LED encendido (không có parpadea): la impresora está encendida y preparada para imprimir.</li> <li>• LED parpadea: La impresora está encendida, pero no hay papel o hay un problema en el funcionamiento</li> </ul> |
| 3     | <p>Botón alimentar papel de la impresora Pulsar</p> <p>para alimentar una pequeña cantidad de papel a través de la ranura para papel (nº5).</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | <p>Ranura para papel El</p> <p>papel se giới thiệu por esta ranura para cargarlo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Không  | Có mô tả                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Phần | chia sẻ của Rollo de papel<br>Para hướng dẫn sobre cómo cargar el papel, tư vấn <a href="#">Cargar el papel en la impresora</a> . |

### 3. 3 Quy trình cài đặt

- [Exigencias relativas al lugar](#)  14
- [Desembalar la unidad](#)  14
- [Conexión eléctrica](#)  15
- [Cargar el papel en la impresora](#)  15

#### Exigencias relativas al lugar

Thiết bị VX110 này có thể được sử dụng trong một trung tâm hoặc bảng ghi dữ liệu về một điểm tương tác. El Equipo no debe exponerse a la luz directa en la zona del paciente. Bạn sẽ nhận được kết quả là bạn có thể trang bị cho mình một môi trường sống với giới hạn chiếu sáng.

#### Desembalar la unidad

##### Quy trình để giải quyết vấn đề thống nhất:

- Hãy rút lui las cintas alrededor de la caja.
- Abrir la caja con cuidado.
- Levantar la cubierta superior protegida para destapar los accesorios enumerados en el albarán.
- Rút lại các phụ kiện dành cho thiết bị VX110, embalado và một miếng bảo vệ bằng nhựa.
-  Quan trọng!  
Al sacar el Equipo de la caja, Nuca cogerlo por la Pantalla.
- Sacar el VX110 de la caja và colocarlo sobre la mesa.
- Levantar la bolsa de plástico Protectora para destapar el dispositivo.

## Conexión eléctrica

### Quy trình kết nối điện:

- Compruebe que la tensión de alimentación se corresponde con la que necesita el Equipo (compruebe la etiqueta de identificación en la parte trasera de la unidad).
- Chèn công cụ kết nối thiết bị điều chỉnh cấp cho thực phẩm và thiết bị kết nối thiết bị (số 4 trong hình minh họa [khu vực sử dụng](#) ).  10
- Conectar el enchufe de Alimentación a una toma de corriente de la pared.

## Cargar el papel en la impresora

Khi cuộn giấy tờ cuối cùng, đèn LED chỉ báo công việc sẽ được thực hiện.

### Thủ tục để vận chuyển hàng hóa và doanh nghiệp

- Levantar la palanca en el centro del compartimento para papel và tirar hacia abajo de la cubierta.
- Nếu bạn muốn một cuộn giấy in trong máy in, hãy rút nó ra.
- Colocar el rollo nuevo con la extremidad del papel en la parte superior del rollo.
- Chèn giấy vào một phần của sự so sánh vượt trội.
- Volver a cerrar la trampilla de la impresora.

## 3. 4 Encendido và apagado del aparato

### Procedimiento de encendido:

- Pulsar el ngắt Encendido/Apagado (số 2 trong la minh họa).

### Procedimiento de apagado:

- Desde el software, en la [Pantalla Inicio](#)  17, seleccionar el botón Apagar 
- Desde el software, en la [Pantalla de configuración](#) ,  124, lựa chọn botón Apagar 
- En el Equipo, pulsar el ngắt Encendido/Apagado.

Phương pháp độc lập mà bạn có thể sử dụng để trang bị cho mình, nó sẽ không xảy ra nữa. Nếu bạn sử dụng phần mềm này, bạn sẽ có thể có được vị trí của mình khi bị lỗi. Điều quan trọng là điều quan trọng là bạn phải có được chiếc cáp ở vị trí của mình trước khi bị hỏng thiết bị.

### Lưu ý:

- Nếu bạn giả vờ sử dụng thiết bị của mình, hãy thử sử dụng phần mềm này.

---


## 4. Vista kết hợp phần mềm

---

- [Pantalla Inicio](#) <sup>17</sup>
- [Pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>
- [Pantalla de mediciones](#) <sup>21</sup>
- [Pantalla de Resultados](#) <sup>32</sup>

## 4. 1 Pantalla Inicio

Lời khuyên bắt đầu là menu chính của VX110. Tất cả những gì bạn có thể truy cập vào tất cả các chức năng giao tiếp.




| Không | Có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Botón Añadir paciente Abre la <a href="#">Pantalla de Paciente</a> con la <a href="#">ventana de dialogo de Información de paciente</a>. <a href="#">Ventana de dialogo</a> se abre para que pueda empezar là một phần giới thiệu thông tin tức thời về người học.</p> |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Botón Pantalla de medición Abre la <a href="#">pantalla de Mediciones</a> sin haber <a href="#">chọn</a> <sup>121</sup> paciente. Kết quả là nó được bảo vệ theo hình thức tạm thời với một số nhận dạng được tạo tự động. |
| 3     | Botón Abrir Pantalla de Paciente Abre la <a href="#">Pantalla de Paciente</a> và <sup>118</sup> muestra la lista de pacientes                                                                                              |
| 4     | Botón Apagado Apaga el trang bị. Tư vấn <a href="#">Encendido và apagado del aparato</a> . <sup>115</sup>                                                                                                                  |
| 5     | Botón Pantalla de cấu hình Abre la <a href="#">Pantalla de cấu hình</a> <sup>124</sup>                                                                                                                                     |
| 6     | Botón Salvapantallas Activa el salvapantallas                                                                                                                                                                              |

## 4. 2 Pantalla de Paciente

La Pantalla de Paciente la da acceso a la base de datos del paciente. Bạn có thể tạo ra các thông tin mới về bệnh nhân, sửa đổi thông tin về bệnh nhân hiện có, trực quan hóa kết quả về các biện pháp bảo vệ và bắt đầu một thủ tục chẩn đoán mới cho một bệnh nhân đã lựa chọn bệnh nhân này.




| Không | có mô tả                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Botón de inicio Abre la <a href="#">pantalla de Inicio</a> <sup>117</sup> . |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | <p>Lista de pacientes Lista</p> <p>de pacientes en la base de datos, arrastrar el dedo (o ratón) sobre las entradas para desplazar hacia arriba o hacia abajo.</p>                                                                                                             |
| 3     | <p>Filtro de apellido Género</p> <p>thiệu một hoặc nhiều thứ hơn. Se filtra la lista de pacientes and muestra únicamente pacientes cuyos apellidos comiencen with la secuencia de letras especificada.</p>                                                                     |
| 4     | <p>Marcar todas las mediciones</p> <p>Marcar las casillas de todas las mediciones Presentadas. Cortar (n° 16 ) và <sup>18</sup><br/>Cortar medición (n° 17 ) <sup>18</sup> Se aplican todas las mediciones con casillas marcadas.</p>                                          |
| 5     | <p>Filtro de nombre Género thệu</p> <p>một hoặc nhiều thứ hơn. Se filtra la lista de pacientes and muestra únicamente pacientes cuyos nombres comiencen with la secuencia de letras especificada.</p>                                                                          |
| 6     | <p>Danh sách thuốc Danh sách kết</p> <p>quả của việc lựa chọn thuốc điều trị, thu hồi thuốc (hoặc ratón) sobre las entradas para desplazar hacia arriba hoặc hacia abajo.</p>                                                                                                  |
| 7     | <p>Botón Borrar bộ lọc Borra</p> <p>todos los filtros de paciente và muestra todos los informatione de paciente en la base de datos.</p>                                                                                                                                       |
| 8     | <p>Marcar todos los pacientes Marcar</p> <p>las casillas de todos los registros de pacientes Presentados. Borrar paciente (số 15 ) se aplica <sup>18</sup> a todos los pacientes con casillas marcadas.</p>                                                                    |
| 9     | <p>Chọn đăng ký gói dữ liệu Bạn có thể chỉ</p> <p>định rằng bạn đã chọn đăng ký gói dữ liệu. Các loại thuốc trong Danh sách thuốc có thể được lựa chọn.</p> <p>Bổ sung , Sửa đổi paciente (số 14 ) abre los <sup>18</sup> datos de paciente para el paciente seleccionado.</p> |
| 10    | <p>Casilla marcada</p> <p>Ví dụ về một casilla marcada</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| 11    | <p>Botón Salvapantallas</p> <p>Activa el salvapantallas</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 12    | <p>Botón Cấu hình Abre la</p> <p><a href="#">Pantalla de configuración</a> . <sup>124</sup></p>                                                                                                                                                                                |
| 13    | <p>Botón Añadir paciente Abre</p> <p>la <a href="#">ventana de dialogo de Información de paciente</a>. <sup>77</sup> lỗ thông hơi của hộp thoại.</p>                                                                                                                           |
| 14    | <p>Botón Modificar paciente</p> <p>Abre los datos de paciente del paciente seleccionado (số 9 ) <sup>18</sup></p> <p>Lưu ý: Bạn có thể tự mình thực hiện việc này hoặc có thể lựa chọn một cách dễ dàng trong danh sách.</p>                                                   |

| Không                                  | Có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 Botón Eliminar paciente             | <p>Loại bỏ tất cả những việc cần làm để đăng ký gói hàng với las casillas marcadas (số 18)</p> <p>Lưu ý: đây là một trò chơi solo có thể được sử dụng để làm casillas de uno o más pacientes están eleccionadas in la lista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 Botón Cortar                        | <p>Borra todas las mediciones with la casilla seleccionada del registro de paciente seleccionado, y las almacena en el portapapeles hasta que se peguen en un registro de paciente diferente.</p> <p>Lưu ý: đây là một loại thuốc đơn độc có thể được sử dụng để làm casillas de một hoặc nhiều loại thuốc được lựa chọn.</p> <p>Lưu ý: Bạn có thể chọn Cortar, để duy trì botón cho một botón Pegar.</p> <p>Chọn công cụ đăng ký thuốc và cách bạn chèn thuốc vào danh sách thuốc và tiếp tục chọn Pegar để chèn.</p> |
| 17 Botón Eliminar medición             | <p>Loại bỏ tất cả các loại thuốc với las casillas marcadas</p> <p>Lưu ý: đây là một loại thuốc đơn độc có thể được sử dụng để làm casillas de một hoặc nhiều loại thuốc được lựa chọn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 Botón Xuất khẩu các loại            | <p>thuốc đã chọn một kho lưu trữ bên ngoài và có kết quả tốt nhất là ghi lại thuốc hoặc ghi chú: đây là một trong những loại thuốc có thể phân phối</p> <p>hoặc một loại thuốc được lựa chọn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 Botón Cargar Abre la                | <p>medición seleccionada en la <u>quản lót Resultados</u> . 32</p> <p>Lưu ý: đây là một loại thuốc có thể được sử dụng hoặc một loại thuốc được lựa chọn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 Botón Chẩn đoán mới bắt đầu một thủ | <p>tục chẩn đoán mới đối với người được lựa chọn. Kết quả chẩn đoán sẽ được bảo vệ tự động trong sổ đăng ký bệnh nhân.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Al xuất khẩu (hacer clic en el botón Xuất khẩu số 18) desde la Pantalla de paciente

chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra:



| Không | có mô tả                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Transferencia de datos<br>Các lựa chọn để chuyển dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác                                                          |
| 2     | Dispositivo externo<br>Xuất dữ liệu từ VX110 sang thiết bị khác                                                                                      |
| 3     | Tique<br>Cho phép tạm giữ dữ liệu trong một lần thực hiện công việc quản lý nội bộ                                                                   |
| 4     | Pantalla de impresión<br>Lựa chọn để bắt đầu một nắm bắt quần áo trong quần lót sơ yếu lý lịch, nó yêu cầu một sự đồng ý với một nhà thầu bên ngoài. |
| 5     | Gửi đi<br>Xác nhận lựa chọn và thực hiện chuyển giao                                                                                                 |


La ventana nổi lên xuất khẩu de la Pantalla paciente le allowe xuất dữ liệu trung gian và một thiết bị bên ngoài. Chọn casilla al lado del dispositivo externo, và después pulsar ENVIAR. Để bắt đầu một hình ảnh trực quan của quần lót, hãy chọn Imprimir quần lót.

## 4. 3 Pantalla de mediciones

La quần lót thuốc đã được sử dụng để chọn lọc, bắt đầu và thực hiện công việc tiếp theo về tiến trình chẩn đoán.

## Antes de una medición

Bạn có thể bắt đầu trước khi dùng thuốc, trước khi chẩn đoán, la quần áo có sẵn của cách này:



| KHÔNG | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Botón de inicio<br>Abre la <a href="#">pantalla de Inicio</a> <sup>17</sup> .                                                                                                                                                             |
| 2     | Bệnh nhân<br>Nombre (o ID) del paciente thực tế.<br><br>Ghi chú: si no selecciona ningún paciente antes de que se abra la quần lót Thuốc, hệ thống tạo ra một sự kết hợp tạm thời danh nghĩa "Temp" với một sốero (tr. ej., "Temp 1184"). |
| 3     | Flecha arriba<br>Eleva el cabezal del Equipo para aline mejor con los ojos del paciente.                                                                                                                                                  |
| 4     | Campo de mensaje<br>Campo de texto en el cual el sistema le muestra mensajes, como instrucciones để có được thông tin hoặc thông tin chi tiết về quá trình thực hiện.                                                                     |

| KHÔNG | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | <p>Indicador ojo izquierdo</p> <p>Cuando está activado, indica que el cabezal está alineado with el ojo izquierdo del paciente</p> <p>Ghi chú: En la minh họa trước, chỉ báo về ojo derecho está activado (tư vấn <a href="#">số 8 tiếp theo</a>) và câu hỏi này không được kích hoạt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6     | <p>Diagnósticos disponibles</p> <p>Danh sách các điểm chẩn đoán không được cung cấp Sắp xếp danh sách đến và từ bỏ để tham khảo ý kiến, nếu cần thiết, và chọn một mẹo nhỏ để có được que desea nhận ra. Đưa ra một <a href="#">chẩn đoán</a> cho một danh sách đầy đủ các lựa chọn có sẵn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7     | <p>Flecha de entrada</p> <p>Cách sử dụng này là một phương pháp nhanh chóng để cambiar một "sự kiện nhấn" Tạm thời bởi vì bạn có thể tồn tại trên cơ sở dữ liệu XML. đơn giản</p> <p>tiene que hacer clic en la flecha azul  para cargar los detalles del</p> <p>paciente en su base de datos. Nếu biểu tượng đó đang suy giảm, ý nghĩa của nó tằm thắm vào cửa là nơi trống, và que không có hay thông tin có thể cung cấp cho la carga. Để cung cấp thông tin nhiều hơn, hãy <a href="#">nhập dữ liệu XML</a>.</p> |
| 8     | <p>Selector de ojo</p> <p>Hãy chọn một trong số chúng hoặc một số thứ mà bạn có thể muốn kiểm tra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9     | <p>Indicador de ojo derecho</p> <p>Bạn có thể kích hoạt, chỉ ra rằng chiếc taxi đã được kết nối với một ojo derecho del bệnh nhân</p> <p>Nota: en la minh họa trước, chỉ báo về ojo derecho está active, y el izquierdo no (tư vấn <a href="#">số 5 , arriba</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10    | <p>Vista de cameraara</p> <p>Muestra la imagenvisible a través de la camara</p> <p>Chọn lựa điểm cuối cùng trong hình ảnh cho người vận chuyển thiết bị cấp cho tuyến tính này là một điểm tuyệt vời trong trung tâm hình ảnh.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11    | <p>Flecha izquierda</p> <p>Mueve hacia la izquierda el cabezal del Equipo para aline mejor con los ojos del paciente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12    | <p>Vị trí</p> <p>Lựa chọn Người lớn để dẫn dắt bạn và là người cố vấn cho vị trí của bạn khiếm khuyết cho người lớn, hoặc chọn Niño để di chuyển vị trí của khiếm khuyết para niños.</p> <p>Một trong những điều bạn nhận ra là có thể đạt được vị trí của chiếc cấp và của nó mentonera utilizando los controles de la mentonera (<a href="#">nú 12</a>), las flechas (<a href="#">nú 3</a>), <a href="#">số 10</a>, <a href="#">số 16</a>, và <a href="#">số 17</a>).</p>                                                                                                                           |
| 13    | <p>Mentonera</p> <p>Subir o bajar la mentonera</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| KHÔNG | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14    | <p>Parametros</p> <p>Bỏ qua một lỗ thông hơi trong hộp thoại để có thể giải quyết các số liệu mà bạn đang gặp phải những điều cơ bản về Frente de onda se realizarán trong thời gian chẩn đoán.</p> <p>Ghi chú: Si las pruebas de Frente de onda prueba no están incluidas en este chẩn đoán, giải quyết vấn đề về giá trị trong lỗ thông hơi của hộp thoại không có gân nínún hiệu ứng.</p> |
| 15    | <p>Hủy bỏ</p> <p>Hủy bỏ thủ tục điều trị và chuyển sang thở trước.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16    | <p>Comenzar</p> <p>Empezar la prueba de chẩn đoán.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17    | <p>Flecha abajo</p> <p>Bajar el cabezal del Equipo para aline mejor con los ojos del paciente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18    | <p>Flecha derecha</p> <p>Mover hacia la derecha el cabezal del Equipo para aline mejor con los ojos del bệnh nhân.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19    | <p>Mediciones a realizar</p> <p>Chỉ định quy trình điều trị y tế thực tế cho chẩn đoán lựa chọn trong Danh sách chẩn đoán (số 6 ).<br/>22</p>                                                                                                                                                                                                                                                |


Al hacer clic sobre Parámetros (n° 13 arriba), aparece la siguiente ventana de dialogo:



| KHÔNG | Mô tả                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Mediciones Frente de onda<br>Số thuốc ở phía trước hiện thực                              |
| 2     | Distancia de lectura<br>Khoảng cách thực tế về tầm nhìn của chứng chỉ, khoảng 30 và 60 cm |
| 3     | Hủy bỏ<br>Cierra la ventana de dialogo sin bảo vệ                                         |
| 4     | Người bảo vệ<br>Bảo vệ sở thích của người sử dụng                                         |

## Durante una medición

Tôi đã chọn Comenzar để thực hiện thủ tục lựa chọn thuốc, la hét về thuốc để có được thông tin về quá trình điều trị. Trong quá trình điều trị, bạn có thể điều chỉnh phương pháp điều trị và tư vấn thiết bị như cách bắt đầu quá trình thực hiện. Bạn có thể tăng tốc quá trình điều trị, bỏ qua các phần của bệnh ngứa hoặc giam giữ bệnh.




| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Botón de inicio<br>[botón no disponible cuando tón tại trong chẩn đoán trong quá trình]                                                                                                                                                                                                           |
| 2     | Paciente<br>Nombre (o ID) del paciente thực tế.<br><br>Lưu ý: nếu bạn không chọn lựa tốc độ trước khi sử dụng thuốc, hệ thống này tạo ra một loại kết hợp thời gian tạm thời "Temp" với một số số (p. ej., "Temp 1184").                                                                          |
| 3     | Flecha arriba<br>Eleva el cabezal del Equipo para alinear mejor con los ojos del paciente.                                                                                                                                                                                                        |
| 4     | Campo de mensaje Campo de texto en el cual el sistema le muestra mensajes, như một hướng dẫn để có được thông tin hoặc thông tin chi tiết về quá trình điều trị.<br><br>Si este campo de mensaje muestra un mensaje de advertencia «Mejorar imagen de punto», ir a Asistencia con frente de onda. |

| Không | Có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | <p>Indicador ojo izquierdo</p> <p>Bạn có thể kích hoạt, chỉ ra rằng thuốc thực tế đã được thực hiện trong công việc izquierdo del paciente</p> <p>Ghi chú: En la minh họa trước, chỉ báo về ojo derecho está activado (tư vấn <a href="#">số 9</a> để tiếp tục) và câu hỏi này không được kích hoạt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6     | <p>Cảm biến Vista del</p> <p>Trong thời gian sử dụng thuốc ở Frente, bạn có thể mua hình ảnh Shack-Hartmann ở khu vực này.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7     | <p>Medición en progreso</p> <p>Dấu hiệu thực tế bạn đang thực hiện là một phương pháp điều trị</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8     | <p>Prueba completada</p> <p>Indica que la medición ya se ha realizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9     | <p>Indicador de ojo derecho</p> <p>Bạn có thể kích hoạt, chỉ ra rằng thuốc thực tế đã được thực hiện trong công việc derecho del paciente</p> <p>Nota: en la minh họa trước, chỉ báo về ojo derecho está active, y el izquierdo no (tư vấn <a href="#">số 5</a>, <a href="#">arriba</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10    | <p>Vista de cameraara</p> <p>Muestra la imagen có thể nhìn thấy một través de la camara.</p> <p>Ghi chú: để tập trung vào hướng dẫn sử dụng hình ảnh, chọn điểm đánh giá mà bạn cần ngôi sao ở trung tâm hình ảnh. El Cabezal del Equipo se mueve de forma que Đây là một trong những điểm tuyệt vời nhất của tôi ở trung tâm hình ảnh.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11    | <p>Flecha izquierda</p> <p>Mueve hacia la izquierda el cabezal del Equipo para alinear mejor con los ojos del bệnh nhân.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12    | <p>Vị trí</p> <p>Lựa chọn Người lớn để dẫn dắt bạn và là người cố vấn cho vị trí của bạn khiếm khuyết cho người lớn, hoặc chọn Niño để di chuyển vị trí của khiếm khuyết para niños. El PD por sai lầm đã được xác định đúng cho người lớn hoặc bạn có thể chọn một trong những lựa chọn của mình.</p> <p>Một vài điều bạn đã thực hiện được, bạn có thể tìm thấy vị trí của chiếc cáp và de la mentonera utilizando los controles de la mentonera (<a href="#">nú 13</a>), y las flechas (<a href="#">nú 3</a> <a href="#">D<sup>22</sup></a>, <a href="#">số 11</a> <a href="#">D<sup>22</sup></a>, <a href="#">số 17</a> <a href="#">D<sup>22</sup></a>, và <a href="#">số 18</a> <a href="#">D<sup>22</sup></a>).</p> |
| 13    | <p>Mentonera</p> <p>Chọn những điều thú vị để phụ hoặc bajar la mentonera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14    | <p>Modo nhanhido</p> <p>Tăng tốc quá trình dùng thuốc.</p> <p>Tùy chọn này là một trong những loại thuốc có sẵn trong thời gian sử dụng. Es thực hành để giải quyết một số vấn đề để bạn yên tĩnh trong thời gian thời gian lớn hơn. Kết quả của thuốc pueden ser ligeramente menos precisos que en el modo estándar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Không                               | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                  | Bỏ qua<br>việc hủy bỏ quy trình thực tế của thuốc và tiếp tục thực hiện quy trình này. Ví dụ, bạn đã thực hiện được một phương pháp điều trị bằng thuốc và phương pháp điều trị bằng thuốc, và bạn có thể chọn phương pháp điều trị này để điều trị cho bạn. |
| 16 Detener                          | Bắt đầu quá trình nhập thuốc. Nếu bạn chọn điều này, bạn có thể hủy bỏ thủ tục điều trị và <u>bỏ thuốc trước khi bắt đầu</u> . <sup>22</sup>                                                                                                                 |
| 17 Flecha abajo                     | Bajar el cabezal del Equipo para aline mejor con los ojos del paciente.                                                                                                                                                                                      |
| 18 Flecha derecha Mover             | hacia la derecha el cabezal del Equipo para aline mejor con los ojos del paciente.                                                                                                                                                                           |
| 19 Estado de la medición Indica que | medidas están incluidas en el procedimiento de medición thực tế, và muestra el estado de aquellas mediciones que ya se han completado.                                                                                                                       |

Inmediatamente tras la medición, aparecerá la Pantalla Editar Ringer (solo si se ha realizado una medición de topografía). Trong trường hợp khẩn cấp, người sử dụng có thể chỉnh sửa các anillos bị phát hiện bởi thiết bị và phản ứng mà bạn phát hiện ra sai.




Pantalla Ringer

| Không | Có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>Borrar</b></p> <p>Để loại bỏ các cá nhân trong hình ảnh bản đồ, bạn có thể chọn "Borrar".<br/>         Bạn có thể tìm thấy một danh sách các vị trí anillos. Chọn vị trí của vị trí bạn muốn tìm kiếm, bạn tiếp tục di chuyển con trỏ sobre ella, và một mình bạn sẽ tìm thấy vị trí được chọn. Tener en cuenta que los anillos externos se encuentran en posiciones más altas, a partir de la posición 24 y hacia abajo, mientras que el anillo Interior se encuentra en posición 1.</p> <p>Lưu ý: Nếu bạn tính toán thêm 10% lỗi anillos de topografía, bạn có thể giảm kết quả chính xác.</p> |
| 2     | <p><b>Añadir</b></p> <p>Chọn số điện thoại vị trí anillo (aparece en azul), tiếp tục bản địa hóa anillo en esa posición, thiết bị "dibuja" un anillo nuevo. Bạn có thể có một gợi ý đơn độc để có thể dibujar anillos vì hình ảnh địa hình có liên quan đến nó.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3     | <p>Tự động</p> <p>Cho phép bạn sử dụng anillos tocando la Pantalla. Đây là phương thức do khiếm khuyết.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | <p><b>Deshacer</b></p> <p>Deshace las modificaciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5     | <p><b>Volver a realizar</b></p> <p>Hãy thực hiện một bài thuốc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6     | <p><b>Tiếp tục</b></p> <p>Xác thực các sửa đổi mà bạn đã thực hiện và tính toán bản đồ địa hình</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Editar Ringer

Nếu bạn chọn AÑADIR hoặc BORRAR trên menu cấp trên, bạn có thể nhận được câu trả lời sau:




| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Botones de funcionamiento</p> <p>Lựa chọn các botone để bắt đầu, khắc phục, loại bỏ hoặc liên tục.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2     | <p>Posiciones de anillo</p> <p>Chọn vị trí anillo mà bạn muốn sửa đổi. Một trong những lựa chọn anillo có thể xuất hiện.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | <p>Anillo seleccionado</p> <p>Một vez haya đã chọn một anillo ở số 2, aparecerá en azul và puede ser borrado/añadido. Để giải quyết vấn đề này, hãy di chuyển con trỏ đến khu vực mà bạn muốn loại bỏ. Để giải quyết vấn đề này, hãy di chuyển con trỏ đến các khu vực mà bạn muốn dibujar. Ở hình ảnh phía trước, chọn Chuông báo được chọn ở vị trí số 11.</p> |

Để loại bỏ sự thích thú của bạn, hãy chọn AUTO để tiếp tục di chuyển con trỏ cho đến khi anillos được loại bỏ. Đây là hành động có thể loại bỏ các biến thể anillos a la vez. Bạn có thể sửa đổi các anillos, chọn Tiếp tục và bảo vệ cambios.

Ghi chú: solo se Guardarán los cambios realizados inmediatamente después del kiểm tra.

## Repetir una medición

Một trong những cách bạn có thể tìm thấy kết quả thu được, có thể lặp lại thuốc điều trị bằng cách nhấp vào nút "Thuốc" (tư vấn: Pantalla de Resultados). Bạn có thể nhấp vào nút thuốc để tìm cách giải quyết cuộc đối thoại:



| Không       | có mô tả                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Seleccionar todo<br>Chọn tất cả các loại thuốc cho tất cả các điều kiện                    |
| 2 Derecha   | Thuốc dành cho ojo derecho                                                                 |
| 3 Izquierda | Thuốc dành cho ojo izquierdo                                                               |
| 4 Ambos     | Mediciones para ambos ojos                                                                 |
| 5           | Lista de mediciones<br>Danh sách các loại thuốc cần được thực hiện trước và có thể lặp lại |
| 6 CHẤP NHẬN | Xác thực lựa chọn và thực hiện một phương thuốc mới để thực hiện lựa chọn                  |

Chọn thuốc mà bạn muốn dùng, và tiếp tục dùng thuốc bình thường.

## 4. 4 Pantalla de Resultados


La Pantalla de Resultados muestra los resultados de mediciones de chẩn đoán. Se abre cuando se completa la prueba de chẩn đoán và cuando se cargan resultados de prueba Guardados desde la [Pantalla de Paciente](#) . <sup>18</sup>

Kết quả cuối cùng là kết quả ban đầu của [côn trùng Tiếp tục ngưng tụ](#) <sup>34</sup>, que ofrece una vista kết quả. El Resto de pestañas de la pantalla Resultados muestra ciertos các khía cạnh của kết quả với chi tiết nhất.

- 
- [Vista kết hợp với quần lót Resultados](#) <sup>32</sup>
  - [Pestaña Resumen](#) <sup>34</sup>
  - [Pestaña Mapas](#) <sup>43</sup>
  - [Pestaña Córneas](#) <sup>57</sup>
  - [Pestaña Opacidad](#) <sup>61</sup>

### Tổng quan về màn hình kết quả

Kết quả cuối cùng là về cuộc sống của bạn, và có thể đưa ra một cách trình bày và các dữ liệu khác nhau về việc lựa chọn chẩn đoán. Đây là một lần tiếp tục chung về một kết quả có thể xảy ra:



Pantalla de Resultados: yếu tố estándar

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Botón de inicio<br>Abre la <a href="#">pantalla de Inicio</a> <sup>17</sup> .                                                                                                                                        |
| 2     | Nombre de paciente, fecha y hora<br>El apellido và el nombre del paciente, así como la fecha và la hora de la medición                                                                                               |
| 3     | Indicador de ojo izquierdo<br>Kết quả trình bày en este lado de la quàn lót son los del ojo izquierdo                                                                                                                |
| 4     | VD<br>Khoảng cách vé, este botón muestra la distance de la medición de refracción, cho phép thay thế một giá trị vì khiếm khuyết và một điều gì đó.                                                                  |
| 5     | Botón D/mm<br>Đây là điều có thể cho phép bạn thay đổi cách hiển thị kết quả trên từng milimet hoặc dioptrias.                                                                                                       |
| 6     | Botón Medición<br>Abre la <a href="#">Pantalla de Mediciones</a> <sup>22</sup> con el nombre del paciente select, de forma que pueda realizar pruebas adicionales que no estaban incluidas en el diagnóstico actual. |


| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | <p>Botón <b>Xuất khẩu kết</b></p> <p>quả thu được từ một kho lưu trữ và một thiết bị bên ngoài e/o không có kết quả tốt nhất. Để xem thêm các lựa chọn xuất khẩu, ir a <a href="#">Xuất khẩu kết quả</a> .</p> |
| 8     | <p>Botón <b>Salir</b></p> <p>Kết quả cuối cùng là quần lót của bạn bị lỗi (chọn và <a href="#">điều chỉnh cấu hình</a> ).</p>                                                                                  |
| 9     | <p><b>Pestañas</b></p> <p>Puede que esta sección cuente with menos pestañas, phụ thuộc vào chẩn đoán lựa chọn. Hãy chọn một thứ để xem trực quan chủ đề với chi tiết hơn.</p>                                  |

### Pestañas de tiếp tục ăn tối

Vết bẩn trong Sơ yếu lý lịch có thể xuất hiện do khiếm khuyết trong kết quả cuối cùng. Tất nhiên là có một góc nhìn ngưng tụ về kết quả.

Lưu ý: si los resultados para un tipo de prueba en Special no están disponibles, los campos de resultados se dejan en blanco. Đây là một trong những phần được tìm thấy nhiều nhất trong số các lỗi khác nhau trong sơ yếu lý lịch và mô tả của bạn.

Pestaña tiếp tục cho LC Adaptación Diagnostico Todo:




| Không  | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Khúc xạ<br>Muestra las refracciones fotópicas và mesópicas, con los tamaños de học sinh.                                                                                                                                                                          |
| 2      | Queratometría<br>Muestra las lecturas de la queratometría, giá trị KPI (índice de queratocono), y những sai lầm trong trật tự và bajo                                                                                                                             |
| 3      | Simulación E<br><br>La nitidez de la E indica lo bien que el paciente ve con el ojo bajo condiciones fotópicas hoặc mesópicas. Tocar dos veces (o hacer doble clic) sobre la E para abrir một mô phỏng giác mạc trực quan cho tầm nhìn trong ngày/durante la đêm. |
| 4      | Địa hình<br>Muestra el bản đồ topográfico del ojo Tocar dos veces (o hacer doble clic) para abrir la subpestaña de mapa de topografía del ojo,                                                                                                                    |
| 5 D/mm | Lựa chọn nút để thay thế cho các bước đi và mm                                                                                                                                                                                                                    |
| 6      | Subpestañas<br>Chọn phụ đề để hiển thị với chi tiết hơn                                                                                                                                                                                                           |

## Pantalla s r yếu lý lịch cho Frontal de onda



| Không          | c   m   tả                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Kh  c xạ<br>Muestra las refracciones fotogr  icas v   mes  picas, con los tama  os de học sinh.                                                                                                                                                                                        |
| 2              | Simulaci  n E<br>La nitidez de la E indica lo bien que el paciente ve con el ojo bajo condiciones fotogr  icas ho  c mes  picas. Tocar dos veces (ho  c hacer double clic) sobre la E para abrir una simulaci  n de agudeza visual para la visi  n durante el d  a / durante la noche. |
| 3 PSF          | Muestra el PSF sửa lỗi v   sửa lỗi LOA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4              | Aberraciones<br>Muestras value para LOA y HOA bajo condiciones fotogr  icas v   mes  picas                                                                                                                                                                                             |
| 5 Subpesta  as | L  ya chọn để trực quan hóa sự kiện với chi tiết hơn                                                                                                                                                                                                                                   |

## Pantalla típica para Topografía



| Không | có mô tả                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Queratometría<br>Muestra los valores K1 y K2                                                                        |
| 2     | Gráfica de aberraciones<br>Muestra los value de LOA và HOA así como KPI (índice de queratocono)                     |
| 3     | Địa hình<br>Muestra el bản đồ địa hình giác mạc                                                                     |
| 4     | Lecturas K<br>Muestra los valores de la queratometría de acuerdo with los diferentes diámetros de pupila (3,5,7 mm) |
| 5     | Sup pestañas<br>Lựa chọn để trực quan hóa sự kiện với chi tiết hơn                                                  |

## Pantalla tiếp tục cho khúc xạ



| Không  | có mô tả                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Khúc xạ<br>Muestra las refracciones fotópicas và mesópicas, con los tamaños de học sinh.                                                |
| 2      | Queratometría<br>Muestra las lecturas de la queratometría, giá trị KPI (índice de queratocono), và những sai lầm của orden alto và bajo |
| 3 VD   | Kết quả là khoảng cách vértice de los.                                                                                                  |
| 4 D/mm | Lựa chọn nút để thay thế cho các bước đi và mm                                                                                          |

Chẩn đoán cá nhân có thể được cá nhân hóa bởi nhiều loại thuốc khác nhau tùy theo sở thích của bạn. Để chọn các thuốc được bao gồm trong chẩn đoán Cá nhân hóa, hoặc [Cá nhân hóa chẩn đoán](#). Nếu địa hình, và la queratometria están eleccionadas, la quần lót sơ yếu lý lịch như:




| Không  | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 VD   | Muestra la distance del vértice de los resultados.Refracción<br>Muestra las refracciones fotópicas và mesópicas, con los tamaños de học sinh.                                                                                                                                |
| 2      | Simulación E<br>La nitidez de la E indica lo bien que el paciente ve con el ojo bajo condiciones fotópicas hoặc mesópicas. Tocar dos veces (hoặc hacer double clic) sobre la E para abrir una simulación de agudeza visual para la visión durante el día / durante la noche. |
| 3      | Queratometría<br>Muestra las lecturas de la queratometría, giá trị KPI (índice de queratocono), và những sai lầm của orden alto và bajo                                                                                                                                      |
| 4 D/mm | Lựa chọn nút để thay thế cho các bước đi và mm                                                                                                                                                                                                                               |

## Pestaña de Resume para chẩn đoán Học sinh



| Không | Có mô tả                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Mediciones de la pupila<br>Muestra la medición de la học sinh và các điều kiện khác nhau về sức khoẻ: Tình trạng escotópica, baja, mesópica, fotópica.     |
| 2     | Imagen de la pupila<br>Muestra la imagen de la học sinh de cada ojo.                                                                                       |
| 3     | Đồng tử<br>Lựa chọn để tìm kiếm các dịch vụ phụ của học sinh, bao gồm một video corto de la phản ứng của los ojos a los cambios en las condiciones de luz. |
| 4     | Đồ thị<br>Đây là đồ họa muestra el tamaño de la học sinh của cada ojo en las condiciones cambiantes de luz.                                                |
| 5     | D o I y D/I<br>Lựa chọn để xem một chi tiết về một bản lý lịch của những điều bạn đang làm.                                                                |


nếu bạn thay thế nút "D o I" Aparecerá la siguiente Pantalla:



| Không | Có mô tả                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Botones de Reproducción/Tạm dừng<br>Lựa chọn để tái sản xuất, tạm dừng, thu hồi, avanzar el vídeo de la học sinh.                                      |
| 2     | D o I y D/I<br>Hãy chọn một bản solo ojo hoặc ambos ojos a la vez.                                                                                     |
| 3     | Mediciones de la pupila<br>Muestra la medición de la học sinh và các điều kiện khác nhau về sức khoẻ: Tình trạng escotópica, baja, mesópica, fotópica. |
| 4     | Đồ thị<br>Đây là đồ họa muestra el tamaño de la học sinh của cada ojo en las condiciones cambiantes de luz.                                            |

## Alertas especiales

Dịch hại tiếp tục được đưa ra nhiều cảnh báo nhất có thể về kết quả giảm giá dữ liệu trước đó:



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Khúc xạ</p> <p>Khúc xạ của muestra en rojo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có thể tồn tại một sự khác biệt vượt trội ở 2D và sự khúc xạ ở những điều nhỏ nhất, hoặc sự khác biệt giữa những điều khác biệt ở những điều đó vượt trội hơn ở 2D.</li> <li>• Nếu sự khác biệt về độ phản chiếu của nó với mesópica và fotópica là khác nhau ở mức 1D của hiệu ứng và 0,75 của cilindro, bạn cũng có thể nhìn thấy nó.</li> <li>• Cuando la esfera es superior a <math>\pm 20D</math> el cilindro es superior a <math>\pm 8D</math>.</li> <li>• Bạn có thể sử dụng phương pháp học sinh có kích thước nhỏ hơn 2,5mm trong một số trường hợp khác.</li> <li>• Có sự khác biệt giữa học sinh với OD và OS là thị trường que 1mm.</li> <li>• Cuando el cilindro es thị trường que 4D en cualquier ojo</li> </ul> |
| 2     | <p>KPI và kết quả sai</p> <p>lệch KPI đã cho thấy giá trị của bạn có giá trị vượt trội so với mức bình thường so với giá trị của LOA và HOA vượt trội so với phương tiện truyền thông.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Không         | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3             | <p>Simulación E</p> <p>Mô phỏng và queda resalado trên rojo si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El delta entre la esfera de noche y día es <math>&gt;1D</math> y/o cilindro es thị trường de <math>&gt;0,75D</math></li> <li>• La esfera tương đương với RMS de HOA cular es thị trường de <math>0,5D</math> en el ojo derecho o izquierdo.</li> </ul> |
| 4 Suma Cuando | <p>la suma es thị trường o kém a lo previsto para la edad, o cuando la diferencia de la suma entre los dos ojos es superior a los normal, aparece en rojo.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 5 Subpestañas | <p>Lựa chọn để trực quan hóa sự kiện với chi tiết hơn</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


## Pestaña Mapas

Muestra la pestaña Mapas Mapas de Frente de onda de las aberraciones và mapas topográficos de la córneas.





- 
- [Mắt](#)  64
  - [Giác mạc](#)  65
  - [Quốc tế](#)  53
  - [So sánh](#)  55



### Mắt

La subpestaña Frente de onda muestra los mapas de frente de onda de las aberraciones eyees para uno o ambos ojos. Các tùy chọn trực quan hóa cho phép tư vấn kết quả cho các điều kiện ảnh và trung tâm, tư vấn bản đồ của ambos ojos a la vez o de cada ojo. Personalmente, aislar aberraciones de alto và bajo orden, cambiar el paso và valor central de un paso, và para sobreponer guías de varios tipos en los mapas.




| Không | có mô tả                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Selector fotópico /mesópico<br>Seleccionar Día para tư vấn bản đồ condiciones de luz diurna o Noche para hầu hết các bản đồ condiciones de luz nocturna.                |
| 2     | Ghi chú<br>Chọn một thông báo tồn tại hoặc một thông báo trong kho lưu trữ của khách hàng. Để có thêm thông tin, hãy <a href="#">giúp tôi có được một trải nghiệm</a> . |
| 3     | Nombre y fecha<br>Nombre del paciente y fecha y hora de la medición                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Lịch sử</p> <p>Muestra los resultados de mapa de mapas topográficos previos and reales de acuerdo to la fecha seleccionada.</p>                                                                                                                                                                            |
| 5 | <p>Modo D o I</p> <p>Chỉ cần một bản đồ, để lựa chọn một công cụ chọn ojo.</p>  <p>Modo D o I</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | <p>Modo DD o II</p> <p>Muestra dos maps, ambos del mismo ojo, đặc biệt, lựa chọn ojo và bộ chọn ojo. Trực quan hóa bản đồ của những điều sai trái hoặc giấy phép so sánh các mero sai lầm. Ví dụ, bạn có thể tư vấn về dữ liệu HOA en uno de los bản đồ, và dữ liệu LOA en el otro.</p>  <p>Modo DD o II</p> |
| 7 | <p>Modo DI</p> <p>Muestra dos mapas, uno para cada ojo. Tất cả các bản đồ này sẽ được trình bày với những lựa chọn trực quan sai lầm.</p>  <p>Modo DI</p>                                                                                                                                                    |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <p>3D: Muestra un mapa, para el ojo select and el select de ojo, en modo 3D.</p>  <p>Chế độ 3D</p> <p>Lưu ý: Trong modo 3D, bạn có thể sửa đổi định hướng của nó (hoặc con trỏ, hoặc một con chuột kết nối với trang bị) sobre la image.Zones: Seleccionar este botón para sobreponer guías de zona (3, 5 y 7mm) en la visualización del mapa, hoặc las elimina cuando están activadas.</p>  <p>Mapa con guías de zona</p> |
| 9  | <p>Indicador de ojo</p> <p>Chỉ định và sự thay thế trong ojo izquierdo và derecho</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | <p>Selector de tipo de mapa</p> <p>Chọn một trong những hướng dẫn của bản đồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tổng cộng: muestra un conjunto de todas las aberraciones</li> <li>• HOA: muestra únicamente aberraciones de alto orden</li> <li>• LOA: muestra únicamente aberraciones de bajo orden</li> <li>• Esfera: muestra únicamente aberraciones de esfera</li> <li>• Cilindro: muestra únicamente aberraciones de cilindro</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 11 | <p>Pestaña de fecha</p> <p>Dưới đây là một bản đồ kiểm tra trước đó. Đây là một cách đơn giản để có thể thực hiện các bài kiểm tra trước khi bảo vệ trên cơ sở dữ liệu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- 12 Zonas: Lựa chọn nó để sobreponer guías de zona (3, 5 y 7mm) trong hình ảnh trực quan của bản đồ, hoặc loại bỏ những gì bạn có thể kích hoạt.



Mapa con zonas ilustradas


- 13 Ángulos: Sobrepone guías de ángulo en la visualización del mapa, o las elimina cuando están activadas.



Mapa con guías de ángulo .


- 14 Medida


Chọn cách thực hiện thuốc. Quảng cáo, nếu bạn chọn trước khi bắt đầu và bảo vệ thuốc ban đầu, bạn sẽ có kết quả trước.






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <p>Mira: Sobrepone guías de mira en la visualización del mapa, hoặc las elimina cuando están activadas.</p>  <p>Mapa con guías de mira</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | <p>Thang tự động: Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt thang tự động. Cuando la escala automática está activada, el paso và el valor central del mapa se được xác định automáticamente, và se desactivan los selectes de Paso và Valor central. Bạn đã ngừng kích hoạt, các bộ chọn của Paso và Valor đã được kích hoạt ở trung tâm.</p>                                                                                               |
| 17 | <p>Botón Restablecer</p> <p>Restablecer el Paso và el valor trung tâm Según lo que está definido por dede en el menú Ajustes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 | <p>Selector de valor central</p> <p>Lựa chọn giá trị trung bình để nâng cao màu sắc. Chọn tăng giá trị  hoặc giảm giá trị.  đoạn văn</p> <p>Cambios que realice en El Valor Central se thực hiện có thể chọn Aplicar.</p>                               |
| 19 | <p>Bộ chọn các bước Chọn mức độ cambio để tăng thang màu: các giá trị được thể hiện bằng các màu khác nhau. lựa chọn  para incrementar el paso, o  para disminuirlo.</p> <p>Cambios que realice en el valor Paso se thực hiện có thể chọn Aplicar.</p> |
| 20 | <p>Botón Aplicar Người</p> <p>thực hiện cambios thực tế về giá trị của Paso và Valor ở trung tâm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 | <p>Mapa Mapa de aberraciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22 | <p>Escala</p> <p>Muestra la escala de código de color utilizada en el bản đồ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Giác mạc

La subpestaña Topo muestra los mapas topográficos de las córneas para uno hoặc ambos ojos. Các tùy chọn trực quan hóa cho phép bạn tư vấn bản đồ về ambos ojos a la vez o de cada ojo cá nhân, trực quan hóa các mẹo khác nhau về bản đồ topográficos, cambiar el paso và value central de un paso, và para sobreponer datatos y directivas de varios tipos en los mapas.




| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Ghi chú</p> <p>Hãy bấm vào một thông báo tồn tại hoặc ghi chú vào một kho lưu trữ của người dùng. Để có thêm thông tin, hãy <a href="#">giúp tôi có được một trải nghiệm</a>.</p>                                       |
| 2     | <p>Nombre y fecha</p> <p>Nombre del paciente y fecha y hora de la medición</p>                                                                                                                                             |
| 3     | <p>Lịch sử</p> <p>Muestra los resultados de mapa de mapas topográficos previos and reales de acuerdo to las fechas seleccionadas.</p>  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Do I: Muestra un mapa, para el ojo selector en el selector de ojo.</p>  <p>Modo Do I</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | <p>DD o II:</p> <p>Muestra dos maps, ambos del mismo ojo, đặc biệt, lựa chọn ojo và bộ chọn ojo. Trực quan hóa bản đồ của những gì bạn có thể cho phép tư vấn về những dữ liệu sai lệch về hình thức khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tư vấn về dữ liệu HOA en uno de los bản đồ, và dữ liệu LOA en el otro.</p>  <p>Modo DD o II</p> |
| 6 | <p>DI: muestra dos mapas, uno para cada ojo. Tất cả các bản đồ này sẽ được trình bày với những lựa chọn trực quan sai lầm.</p>  <p>Modo DI</p>                                                                                                                                                                                   |
| 7 | <p>3D: Muestra un mapa, para el ojo select and el selector de ojo, en modo 3D.</p>  <p>Chế độ 3D</p> <p>Ghi chú: trong modo 3D, có thể sửa đổi định hướng sắp xếp của nó (hoặc con trỏ, nếu hoặc một con chuột kết nối với trang bị) sobre la imagen.</p>                                                                       |
| 8 | <p>Botón Valores</p> <p>Muestra u oculta value en los bản đồ</p>  <p>Valores mostrados en el mapa</p>                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <p>Botón Dioptría/mm</p> <p>Alternar la visualización de valuees entre dioptrías và milímetros.</p>                                                                                                                                                                        |
| 10 | <p>Trong suốt</p> <p>Muestra la fotografía del ojo de fondo con la proyección de los anillos de Plácido</p>                                                                                                                                                                |
| 11 | <p>Bản đồ</p> <p>Muestra el mapa topográfico de la córnea según el mapa seleccionado en el menu desplegable (en số 5).</p>                                                                                                                                                 |
| 12 | <p>Anillos</p> <p>Muestra la imagen de los anillos de Plácido proyectados en la córnea. Chọn Anillos để tạo tiếng chuông trực quan và thực hiện cambios.</p>  <p>Anillos concéntricos</p> |
| 13 | <p>Queratometría</p> <p>Muestra/oculta los valores queratométricos centrales.</p>                                                                                                                                                                                          |
| 14 | <p>Đồng tử</p> <p>Sobrepone una guía round sobre el mapa que indica donde se encuentra la học sinh hoặc la elimina cuando está activada.</p>                                            |

## 15 Khu vực


Sobrepone guías de zona (3, 5 y 7mm) trên bản đồ trực quan hóa, hoặc loại bỏ cuando están kích hoạt.



Mapa con guías de zona

## 16 Ángulos


Sobrepone hướng dẫn ánh sáng bằng cách trực quan hóa bản đồ, hoặc loại bỏ những gì bạn có thể kích hoạt.



Mapa con guías de ángulo

## 17 Mira

Sobrepone guías de mira en la visualización del mapa, hoặc las elimina cuando están activadas. Khoảng cách của nó là 1mm.



Mapa con guías de mira

## 18 Escala automática

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tự động. Khi thang tự động được kích hoạt, bạn sẽ được kích hoạt, và giá trị trung tâm của bản đồ sẽ được xác định là tự động, và bạn sẽ ngừng kích hoạt các bộ chọn của Paso và Valor trung tâm. Bạn đã ngừng kích hoạt, các bộ chọn của Paso và Valor đã được kích hoạt ở trung tâm.


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | <p>Selector de tipo de mapa</p> <p>Chọn một trong những hướng dẫn của bản đồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trục: muestra un mapa topográfico axis</li> <li>• Instantáneo: muestra un mapa topográfico tangencial</li> <li>• Độ cao: muestra một bản đồ địa hình độ cao</li> <li>• Khúc xạ: muestra un mapa topográfico khúc xạ</li> </ul>                                                                         |
| 20 | <p>Pestaña de fecha</p> <p>Nếu bạn thực sự có một loại thuốc và thuốc thực sự, thì đây là một loại thuốc có thể loại bỏ được các loại thuốc được lựa chọn. Để xem bản đồ có một sự khác biệt, hãy chọn menu này.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | <p>Selector de valor central</p> <p>Lựa chọn giá trị trung bình để nâng cao màu sắc. Chọn tăng giá trị  đoạn văn hoặc giảm giá trị. </p> <p>Cambios que realice en el valor Paso se thực hiện có thể chọn Aplicar.</p>                                        |
| 22 | <p>Bộ chọn các bước Chọn mức</p> <p>độ cambio để tăng cường màu sắc: các mức giá trị đại diện cho các màu sắc khác nhau. Chọn để giảm bớt.  para incrementar el paso, o </p> <p>Cambios que realice en el valor Paso se thực hiện có thể chọn Aplicar.</p> |
| 23 | <p>Botón Aplicar Ứng</p> <p>dụng cambios que thực tế về giá trị của Paso và Valor trung tâm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24 | <p>Botón Restablecer</p> <p>Restablecer Paso y Valor central a su <u>value por dede</u> .  136</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25 | <p>Escala Indica</p> <p>la escala de código de color utilizada en el bản đồ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26 | <p>Bản đồ</p> <p>Chi tiết về bản đồ escogido (topográfico, aberrometría hoặc refracción)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Quốc tế

Los mapas de aberraciones internas đại diện cho sự khác biệt giữa các sai sót córneas và las aberraciones eyees de cada ojo.


Đây là một sai lầm có thể được chứng minh bằng cualquier parte del sistema óptico desde la córnea posterior a la retina, a menudo de la lente del cristalino.

Bản đồ có thể rộng rãi nhất và có điều kiện cho ảnh và mesópica.



| Không     | có mô tả                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Indicador de ojo izquierdo<br>Kết quả trình bày ở bên này của màn hình là của mắt trái                                                                   |
| 2         | Selector fotópico /mesópico<br>Seleccionar Día para tư vấn bản đồ condiciones de luz diurna o Noche para hầu hết các bản đồ condiciones de luz nocturna. |
| 3         | Selección del mapa<br>Chọn bản đồ mà bạn muốn tìm kiếm trên menu. Los mapas que puede seleccionar son: Total, LOA, HOA, Cilindro và mapas de Coma.       |
| 4         | Bộ chọn công cụ Chọn<br>công cụ chọn công cụ mà bạn muốn tìm kiếm.                                                                                       |
| 5         | Bản đồ giác mạc<br>Muestra el mapa giác mạc que contiene las aberraciones giác mạc.                                                                      |
| 6         | Bản đồ nội bộ<br>Muestra el bản đồ nội bộ mà contiene las aberraciones internas.                                                                         |
| Tổng cộng | 7 Bản đồ<br>Muestra el mapa que contiene las aberraciones Totales of ojo seleccionado.                                                                   |


Bản đồ nội bộ rất hữu ích để chỉ báo bản địa hóa sai lầm, bởi vì bạn có thể sử dụng bản đồ mà bạn có thể tiếp tục:



En este mapa interno, se ilustra cómo la thị trường de las aberraciones son debidas a aberraciones innas. Có thể chỉ ra Cataratas, hoặc một vấn đề nội bộ.


## So sánh

Chức năng so sánh bản đồ so sánh các bản đồ với những người chơi khác và các loại bản đồ đồng bằng để minh họa các cambios và thời gian. Bản đồ giác mạc Ambos và bản đồ mắt có thể được so sánh.



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Pestaña Fecha actual</p> <p>Vì khiếm khuyết, việc lựa chọn thuốc thực tế là rất quan trọng. Để chọn một loại thuốc khác, hãy nhấp vào một công cụ và tìm một danh sách các thuốc trước đó để bạn có thể chọn.</p>                  |
| 2     | <p>Pestaña Fecha previa</p> <p>Seleccionar la fecha del mapa que le gustaría so sánh với bản đồ thực tế.</p>                                                                                                                          |
| 3     | <p>Selección del mapa</p> <p>Chọn một loại bản đồ mà bạn muốn tìm trên menu, bạn có thể chọn bản đồ về mắt hoặc giác mạc.</p>                                                                                                         |
| 4     | <p>Chọn bản đồ Chọn bản đồ</p> <p>mà bạn muốn hiển thị trên menu. Los mapas que puede seleccionar para mapas culares son: Total, LOA, y HOA.</p> <p>Các bản đồ giác mạc que puede chọn con: Axial, tangencial, Total, HOA, y LOA,</p> |
| 5     | <p>Đồng bằng</p> <p>Để tìm ra cambios de datatos en cualquier punto del mapa, haga click enDelta, en cualquier posición del mapa và aparecerá el delta entre los dos mapas.</p>                                                       |

## Comparar mapas oculares



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Pestaña Fecha actual</p> <p>Vì khiếm khuyết, việc lựa chọn thuốc thực tế là rất quan trọng. Để chọn một loại thuốc khác, hãy nhấp vào một công cụ và tìm một danh sách các loại thuốc trước đó để bạn có thể chọn.</p>             |
| 2     | <p>Pestaña Fecha previa</p> <p>Seleccionar la fecha del mapa que le gustaría so sánh với bản đồ thực tế.</p>                                                                                                                          |
| 3     | <p>Selección del mapa</p> <p>Chọn một loại bản đồ mà bạn có thể tìm thấy trên menu này, bạn có thể chọn bản đồ mắt hoặc giác mạc.</p>                                                                                                 |
| 4     | <p>Chọn bản đồ Chọn bản đồ</p> <p>mà bạn muốn hiển thị trên menu. Los mapas que puede seleccionar para mapas culares son: Total, LOA, y HOA.</p> <p>Các bản đồ giác mạc que puede chọn con: Axial, tangencial, Total, HOA, y LOA,</p> |
| 5     | <p>Diámetro de pupila máximo</p> <p>Elijah là một trong những học sinh có khả năng so sánh tốt nhất với các bản đồ.</p>                                                                                                               |

## Pestaña Córnea

La pestaña Córnea muestra datos topográficos sobre la córnea.

- 
- [Datos de topografía](#)  57

### Datos de topografía

La subpestaña Datos de topografía de la pestaña Córnea muestra thông tin sobre la forma de la córnea. La subpestaña muestra los resultados de la prueba de topografía en tres tablas: Queratocono, Geometría, và Detalles. La última tabla muestra información sobre la excentricidad và radio de la curvatura de la córnea và các vị trí khác nhau được xác định trước, dài phát thanh de la curvatura en los meridianos và la queratometría de la córnea.



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Chỉ số xác suất của câu hỏi<br>Resultados de Examen de queratocono. Tư vấn viên <a href="#">Tabla de queratocono</a> . <sup>58</sup>                                                                                                                            |
| 2     | Tabla de geometría<br>Hình học de la córnea ( $P=1-e^2$ ):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• P: Yếu tố hình thức của córnea</li> <li>• e: La excentricidad de la córnea</li> </ul>                                                                    |
| 3     | Detalles de menu<br>Lựa chọn dữ liệu và lựa chọn trong tabla Chi tiết (số 4): <a href="#">Excentricidad-P</a> <sup>59</sup> ,<br><a href="#">Radio sagital</a> <sup>60</sup> , <a href="#">Meridianos</a> <sup>60</sup> , o <a href="#">SIM-K</a> <sup>61</sup> |
| 4     | Tabla detalles<br>Trực quan hóa các dữ liệu được chọn trong menu Chi tiết (số 3).                                                                                                                                                                               |

Tabla de queratocono

Bảng điều khiển Queratocono muestra los siguientes datas:

- KPI: Chỉ số xác suất của vấn đề

ATENCIÓN: Los índices queratocono están diseñados para ser un bô sung một phòng khám khám, và không có cuộc tranh luận nào được sử dụng như một công cụ đánh giá chẩn đoán bệnh queratocono.

Kết quả của một phòng khám bệnh Índice de predicción de queratocono (KPI) se descriptionn en la bibliografía 1 y más detalles de las matemáticas se ofrecen en la thứ mục 2.

Thư mục 1. Calossi A. Le altimetrie cornli con sistemi a disco di Placido. Trong: Mularoni A, Tassinari G, biên tập. La Topografia Độ cao. Canelli, Ý: Fabiano Editore; 2005:136-139.

Thư mục 2. Maeda N, Klyce SD, Smolek MK, Thompson HW. Queratocono tự động

- SI: Chỉ số mô phỏng: sự khác biệt trong khả năng truyền thông của các khu vực thông tư trung tâm và dọc
- AGC: Độ dốc đỉnh của độ cong: độ biến thiên của phương tiện truyền thông por unidad de longitud de potencia giác mạc entre el vertice giác mạc và la periferia del queratocono
- AK: Queratometría đỉnh: la curvatura del vértice giác mạc

Lưu ý: giá trị liên kết có một xác suất cao hơn khi tìm kiếm dấu hoa thị với dấu hoa thị, giống như giá trị SI và AGC trên ejemplo:

| Keratoconus |       |
|-------------|-------|
| KPI         | 37%   |
| SI          | ^1.70 |
| AGC         | ^1.68 |
| AK          | 7.06  |

Tabla de excentricidad

La tabla de Excentricidad muestra la excentricidad de la córnea và các vị trí khác nhau được xác định trước. Las posiciones son definidas por el meridiano và el ángulo del eje de medición de la queratometría. R0 là vị trí đỉnh (ápex de la córnea) và góc 10°, 15°, 20°, 25 y trên, và kinh tuyến y 30°. Los kinh tuyến utilizados son el mũi, el tạm thời, los semimeridianos kém ngang và dọc. La phương tiện truyền thông là sự phát triển của kinh tuyến ngang và dọc.

| Eccentricity-P |      |         |      |      |      |       |       |
|----------------|------|---------|------|------|------|-------|-------|
|                | Mer. | R0      | 10°  | 15°  | 20°  | 25°   | 30°   |
| Nasal          | 354° | 43.75 D | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.57  | 0.46  |
| Temporal       | 174° | 44.06 D | 1.28 | 0.91 | 0.81 | 0.69  | 0.62  |
| Inferior       | 264° | 43.84 D | 2.03 | 0.80 | 0.76 | 0.78  | 0.88  |
| Superior       | 84°  | 45.92 D | 0.56 | 0.43 | 0.41 | -0.11 | -0.11 |
| Horizontal     | 174° | 43.90 D | 1.10 | 0.88 | 0.79 | 0.63  | 0.54  |
| Vertical       | 84°  | 44.86 D | 1.29 | 0.62 | 0.59 | 0.34  | 0.88  |
| Medium         | 0°   | 44.38 D | 1.20 | 0.75 | 0.69 | 0.49  | 0.67  |

Tabla radio sagital

La tabla de Radio sagital muestra el radio de la curvatura de la córnea và các vị trí khác nhau được xác định trước. Las posiciones son definidas por el meridiano và el ángulo del eje de medición de la queratometría. R0 là vị trí đỉnh (ápex de la córnea) và góc 10°, 15°, 20°, 25 y trên, và kinh y 30°. Los kinh tuyến utilizados son el mũi, el tạm thời, los semimeridianos kém tuyến ngang và dọc. La phương tiện truyền thông là sự phát triển của kinh tuyến ngang và dọc.

| Sagittal Radius |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Mer. | R0   | 10°  | 15°  | 20°  | 25°  | 30°  |
| Nasal           | 273° | 7.79 | 7.89 | 7.90 | 8.07 | 8.28 | 8.52 |
| Temporal        | 93°  | 7.88 | 7.90 | 7.97 | 8.06 |      |      |
| Inferior        | 183° | 7.80 | 7.86 | 7.90 | 8.04 | 8.22 | 8.34 |
| Superior        | 3°   | 7.77 | 7.86 | 7.90 | 8.05 | 8.13 |      |
| Horizontal      | 93°  | 7.84 | 7.90 | 7.94 | 8.07 | 8.28 | 8.52 |
| Vertical        | 3°   | 7.79 | 7.86 | 7.90 | 8.05 | 8.18 | 8.34 |
| Medium          | 0°   | 7.81 | 7.88 | 7.92 | 8.06 | 8.22 | 8.43 |

Tabla radio sagital

Tabla meridianos

La tabla de Meridianos muestra el radio de la curvatura del ojo en tres tầng: 3 mm, 5 mm, y 7 mm, para los siguientes valores:

- K1 và K2: Dos valores de radio ortogonales donde K1 es el meridiano más plano và K2 el meridiano más pronunciado
- AVG: Media de K1 và K2 - giá trị của đường cong trung bình trong K1 và K2
- CYL: Medición del cilindro

| Meridians |       |    |       |    |       |    |
|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|
|           | 3 mm  |    | 5 mm  |    | 7 mm  |    |
| K1        | 7.90  | 96 | 7.91  | 97 | 7.95  | 93 |
| K2        | 7.78  | 6  | 7.83  | 7  | 7.88  | 3  |
| AVG       | 7.84  |    | 7.87  |    | 7.91  |    |
| Cyl       | -0.66 | 96 | -0.41 | 97 | -0.40 | 93 |

Tabla de meridianos

## Tabla SIM-K

La tabla SIM-K muestra la queratometría de la córnea, para los siguientes valores:

- K1 và K2: Dos valores de radio ortogonales donde K1 es el meridiano más plano và K2 el meridiano más pronunciado
- AVG: Media de K1 và K2 - giá trị của đường cong trung bình trong K1 và K2
- CYL: Toricidad giác mạc: la diferencia en dioptrías entre curvaturas de los kinh tuyến chính (K1 và K2) và el eje del cilindro negativo




| SIM-K |      |     |
|-------|------|-----|
| K1    | 7.88 | 180 |
| K2    | 7.88 | 90  |
| AVG   | 7.88 |     |
| Cyl   | 0.00 | 180 |

Tabla SIM-K

## Pestaña Opacidad

La pestaña Opacidad muestra graficamente los resultados de varias mediciones - aberraciones eyees, aberraciones cornes, retroiluminación, và Shack-Hartmann, para ofrecer a tầm nhìn chung về cómo de opaca es la imagen de retroiluminación.




|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Aberraciones oculares<br>Muestra valores para aberraciones de alto orden eyeles                                                                                                                                                      |
| 2                | Aberraciones corneales<br>Muestra valores para aberraciones de alto orden giác mạc                                                                                                                                                   |
| 3                | Lentes<br>Muestra la imagen de retroiluminación de las lentes así así opcidades                                                                                                                                                      |
| 4 ĐỊA ĐIỂM       | Đây là một phụ lục có thể chứa một menu hình ảnh chiếu sáng lại. Sau khi giới thiệu một loại dịch vụ phụ, hãy chọn hình ảnh mà bạn có thể thấy rõ hơn về một hình ảnh cổ điển dành cho trẻ em. Tiếp tục liệt kê thêm nhiều chi tiết. |
| 5 Shack-Hartmann | Imagen Shack-Hartmann                                                                                                                                                                                                                |

Ghi chú: Đối với một phiên bản của thị trường tamaño de la imagen, hacer doble clic sobre ella.

## Pantalla LOCS

Một trong những lựa chọn được lựa chọn là dịch vụ phụ, bạn có thể nhận được thông tin quan trọng sau:




| Không có mô tả |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | <p><b>Sau</b></p> <p>Chọn hình ảnh bạn muốn làm rõ hơn về hình ảnh chiếu sáng quá khứ của người dùng. La imagen superior đại diện cho la opacidad posterior más leve, mientras que la imagen superior đại diện cho la opacidad posterior más Grave.</p> |
| 2              | <p><b>Vỏ não</b></p> <p>Chọn hình ảnh bạn muốn làm rõ hơn về hình ảnh chiếu sáng quá khứ của người dùng. la imagen superior đại diện cho la opacidad vỏ não más leve, mientras que la imagen Lower đại diện cho la opacidad vỏ não más Grave.</p>       |
| 3              | <p><b>Opalescencia</b></p> <p>Chọn hình ảnh bạn muốn làm rõ hơn về hình ảnh chiếu sáng quá khứ của người dùng. n.º 1 đại diện la menor opacidad, n.º 5 đại diện la thị trường opacidad.</p>                                                             |
| 4              | <p><b>màu</b></p> <p>Chọn hình ảnh bạn muốn làm rõ hơn về hình ảnh chiếu sáng quá khứ của người dùng. n.º 1 đại diện cho màu sắc más claro, n.º 5 đại diện cho màu sắc más oscuro.</p>                                                                  |

Hãy chọn hình ảnh mà tôi thấy trùng hợp với con người đang có nhu cầu học tập. Tồn tại 4 loại thanh lịch: Posterior, Cortical, Opalescencia, và Color.

Tener en cuenta: solo se puede select una de estas 4 opciones.

Kết quả cuối cùng về câu trả lời của bạn, thực tế là thông điệp:



Hãy nhấp vào Sí para Guardar hoặc No para descartar los cambios. Lựa chọn LOC có thể bảo vệ bạn khỏi kết quả và không cần dùng thuốc ngay lập tức.

## Coef. de aberr.

La pestaña de Coeficientes de aberración muestra los value de los coeficientes de Zernike en unidades de mm para:

Mắt D<sup>64</sup>

Giác mạc D<sup>65</sup>

Quốc tế D<sup>66</sup>

Các lựa chọn hiện có về hệ số sai lệch được trình bày:

Các giá trị chính: Muestra una una select de las aberraciones más comunes: desenfoque, astigmatismo, bajo orden Total (LOA), Alto Orden Total (HOA), hõn mê, aberración esférica, astigmatismo de cuarto orden, triangular and cuadrática. Những sai lầm sẽ xảy ra trong một hình thức giá trị và giá trị.

LOA: Muestra los valores de las aberraciones de orden under, LOA tổng cộng, độ nghiêng, desenfoque và loạn thị.

HOA: Muestra los valores de las aberraciones de orden superior comunes, HOA tổng, tam giác, hõn mê, cuadrática, loạn thị de cuarto orden, aberración esférica, ngũ giác, tam giác de quinto orden y coma de quinto orden.

## Mắt

La subpestaña Ocular muestra el valor de los coeficientes de la Totalidad del ojo a partir de la medición de frente de onda. Có thể bạn sẽ tìm thấy dữ liệu trên biển về ngày hôm nay / noche hoặc dữ liệu về derecha / izquierda.



| Không | có mô tả                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Coeficientes de aberración<br>Lựa chọn hệ số sai lệch nhất               |
| 2     | Trực quan hóa Izquierda / Derecha<br>Chọn hình ảnh trực quan / izquierda |
| 3     | Hình ảnh trực quan / Mesópica<br>Lựa chọn trực quan hóa ngày / đêm       |
| 4     | Representación gráfica                                                   |
| 5     | Representación numérica                                                  |
| 6     | Thang máy<br>Cambia la escala de la đại diện đồ họa                      |

### Giác mạc

La subpestaña Muestra los valores de los coeficientes de Zernike de la superficie giác mạc phía trước de la medición topográfica giác mạc. Có thể bạn sẽ tìm thấy dữ liệu trên biển về ngày hôm nay / noche hoặc dữ liệu về derecha / izquierda.



| Không | có mô tả                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Coeficientes de aberración<br>Lựa chọn hệ số sai lệch nhất               |
| 2     | Trực quan hóa Izquierda / Derecha<br>Chọn hình ảnh trực quan / izquierda |
| 3     | Hình ảnh trực quan / Mesópica<br>Lựa chọn trực quan hóa ngày / đêm       |
| 4     | Representación gráfica                                                   |
| 5     | Representación numérica                                                  |
| 6     | Thang máy<br>Cambia la escala de la đại diện đồ họa                      |

### Quốc tế

El Coeficiente Interno de la pestaña de aberraciones đại diện cho sự khác biệt giữa các sai sót córneas và las aberraciones eyes de cada ojo. Se muestran los coeficientes de Zerniki para las aberraciones Córneas, Internas và Totales. Ví dụ, đồ thị mà bạn có thể tiếp tục minh họa cho thị trường HOA, Desenfoque và con trai RMS đã phản đối một sai lầm trong nội bộ công việc.



| Không | có mô tả                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Hình ảnh trực quan / Mesópica<br>Lựa chọn trực quan hóa ngày / đêm       |
| 2     | Coefficientes de aberración<br>Lựa chọn hệ số sai lệch nhất              |
| 3     | Trực quan hóa Izquierda / Derecha<br>Chọn hình ảnh trực quan / izquierda |
| 4     | Representación gráfica                                                   |
| 5     | Representación numérica                                                  |
| 6     | Thang máy<br>Cambia la escala de la đại diện đồ họa                      |

## Simulación

La agudeza visual mide la capacidad del ojo para distinguir los detalles y la forma de un objeto utilizando los valores HOA (aberraciones de alto orden) và LOA (aberraciones de bajo orden).


Phương pháp điều trị trực quan có thể áp dụng cho Topografía (giác mạc) và Frente de onda (mắt). Kết quả là các lựa chọn của tôi sẽ diễn giải cách sai lầm.

Las simulaciones disponibles con trai:

Mắt 64

Giác mạc 65

Mắt




| Không      | có mô tả                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Selector fotopico<br>Lựa chọn trực quan hóa ngày hôm nay                                                                                                                                                        |
| 2 Mesópico | Chọn hình ảnh trực quan nhất                                                                                                                                                                                    |
| 3          | Bộ chọn VA/PSF<br>Cho phép thay thế bằng cách hiển thị hình ảnh của Agudeza bằng hình ảnh và la trực quan hóa PSF (chức năng mở rộng của điểm)                                                                  |
| 4          | Bộ chọn MTF<br>Muestra el gráfico MTF.                                                                                                                                                                          |
| 5          | Selector de corrección<br>Chọn HOA để gia nhập hình ảnh sai lầm với một HOA sửa.<br>Chọn LOA để gia nhập hình ảnh sai lầm với LOA chính xác. Es có thể không có lựa chọn sửa chữa nào hoặc sửa chữa hoàn chỉnh. |
| 6          | D/I                                                                                                                                                                                                             |

| Không                   | có mô tả                                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Muestra dos mapas, uno para cada ojo. Tôi có những mục tiêu được trình bày với những lựa chọn hình ảnh sai lầm. |
| 7 HOA/LOA               | Muestra dos tarjetas para cada ojo, una con correcciones HOA y otra con correcciones LOA.                       |
| 8                       | Día Noche<br>Cần sửa chữa các điều kiện cho một ngày nào đó.                                                    |
| 9 Imagen Agudeza visual | Phản ánh mức độ hiệu quả thực tế của tầm nhìn của người bệnh.                                                   |
| 10 PSF                  | Hình ảnh chức năng mở rộng của điểm (PSF, por sus siglas en inglés) giác mạc                                    |

## Giác mạc

La subpestaña Giác mạc được xác định là Ocular ya que la medición de Agudeza visual es aplicable a Topografía ya Frente de onda. Kết quả là các lựa chọn của tôi sẽ diễn giải cách sai lầm.



| Không | có mô tả                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 1     | Selector fotopico<br>Lựa chọn trực quan hóa ngày hôm nay |

| Không                      | có mô tả                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Mesópico                 | Chọn hình ảnh trực quan nhất                                                                                                                                                                                 |
| 3                          | Bộ chọn VA/PSF<br>Cho phép thay thế bằng cách hiển thị hình ảnh của Agudeza trực quan và trực quan hóa PSF                                                                                                   |
| 4                          | Bộ chọn MTF<br>Muestra el gráfico MTF.                                                                                                                                                                       |
| 5                          | Selector de corrección<br>Chọn HOA để gia nhập hình ảnh sai lầm với một HOA sửa.<br>Chọn LOA để gia nhập hình ảnh sai lầm với LOA chính xác. Có thể không có lựa chọn sửa chữa nào hoặc sửa chữa hoàn chỉnh. |
| 6                          | DI:<br>Muestra dos mapas, uno para cada ojo. Tôi có những mục tiêu được trình bày với những lựa chọn hình ảnh sai lầm.                                                                                       |
| 7 HOA LOA                  | Muestra dos tarjetas para cada ojo, una con correcciones HOA và otra con correcciones LOA.                                                                                                                   |
| 8                          | Día Noche<br>Cần sửa chữa các điều kiện cho một ngày nào đó.                                                                                                                                                 |
| 9 Imagen de agudeza visual | Phản ánh mức độ hiệu quả thực tế của tầm nhìn của người bệnh.                                                                                                                                                |
| 10 PSF                     | Hình ảnh chức năng mở rộng của điểm (PSF, por sus siglas en inglés) giác mạc                                                                                                                                 |

## Adaptación LC

Đây là một dịch hại có thể thích ứng với các phương pháp liên hệ với khách hàng và thu được kết quả từ sự sai sót. Tồn tại một danh sách với các mẹo khác nhau về điểm cho phép liên hệ theo cách bạn chế tạo và phân chia các kích thước của nó trên một menu có thể loại bỏ dịch hại của Adaptación LC. Loại bỏ một số mẹo cụ thể và tính toán phần mềm bằng cách sử dụng phương pháp thích ứng gần đúng.

Lưu ý: Có thể thấy các kích thước của điểm liên hệ được bao gồm trong danh sách phần mềm hoặc có thể cambiado mà bạn hiện thực hóa phiên bản này. Để loại bỏ các lỗi sai, bạn nên so sánh tất cả các kích thước trực tiếp với điểm kết nối của người liên hệ trước khi kê đơn cho người liên hệ.

[Lentes](#) <sup>71</sup>


[Giá trị](#) <sup>72</sup>

[Parametros visualización](#) <sup>73</sup>

[Hành động](#) 74

## Lentes


Lựa chọn một trong những yếu tố tạo ra khoản vay và tiếp tục lựa chọn những khoản cho vay tốt nhất trong quá trình lựa chọn chính xác.



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>TLT (Espesor Película Lagrimal, por sus siglas en inglés)</p> <p>Cho phép cấu hình giá trị trung bình của nó để thu được lợi ích trung tâm đối với sự tôn trọng của bạn.</p> <p>Bạn có thể sửa đổi TLT, hãy chọn một mô hình hoặc chế tạo cho vay mới, nếu bạn muốn có được những điều cần thiết cho ứng dụng mới.</p> <p>Chương trình "cứu" sự thay đổi và điều chỉnh TLT và sử dụng tiêu chí này để tiến hành khi bạn gia nhập vào Khoản vay liên hệ.</p> |
| 2     | <p>Fijar ángulo</p> <p>Định hướng K1 cho phép lựa chọn phương hướng kinh tuyến nhiều hơn kế hoạch cho một điểm dừng. Giá trị của nó là do khiếm khuyết về hướng kinh tuyến mà kế hoạch của Sim K. Có thể được sửa đổi theo cách mô phỏng một vòng quay cho vay. Điều cần thiết là phải cụ thể hóa điều này trước khi lựa chọn chế tạo.</p>                                                                                                                     |
| 3     | <p>Fabricante</p> <p>Lựa chọn phương pháp chế tạo điểm liên hệ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     | <p>Diseño</p> <p>Lựa chọn cho vay nhiều hơn về việc lựa chọn chính xác.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Không | có mô tả                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | Đường kính<br>Lựa chọn phương pháp cho vay                                                             |
| 6     | Cơ sở Curvatura<br>Lựa chọn độ cong cơ sở của lentes                                                   |
| 7     | Parametros visualización<br>Muestra la imagen de la lente de contacto sobrepuesta en la imagen del ojo |
| 8     | Thang máy<br>La escala sử dụng hình ảnh để trực quan hóa                                               |


Giá trị



| Không | có mô tả                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Visualización de sección<br>Muestra một phần ngang qua mùa thu                                         |
| 2     | Visualización de valores<br>Chọn hình ảnh trực quan của giá trị trong bản đồ điểm truy cập của liên hệ |

| Không | có mô tả                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Tabla de valores<br>Muestra los valores del punto donde el usuario hace clic en la imagen              |
| 4     | Valores de refracción<br>Muestra los value de refracción del paciente                                  |
| 5     | Valores de queratometría<br>Muestra los valores de queratometría del paciente                          |
| 6     | Parametros visualización<br>Muestra la imagen de la lente de contacto superpuesta en la imagen del ojo |
| 7     | Thang máy<br>La escala sử dụng hình ảnh để trực quan hóa                                               |

## Parametros visualización



| Không | có mô tả                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Selección 1ª Escala<br>Lựa chọn tùy chọn để cải thiện mức độ 2 micron |
| 2     | Selección 2ª Escala<br>Lựa chọn tùy chọn để cải thiện độ dày 4 micron |

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Selección 3ª Escala<br>Lựa chọn tùy chọn để cải thiện độ dày 6 micron                                  |
| 4  | Đồng tử<br>Muestra la pupila en el mapa                                                                |
| 5  | Queratometría<br>Muestra valores de queratometría và mira en el bản đồ                                 |
| 6  | Ángulos<br>Muestra ángulos en el mapa                                                                  |
| 7  | Valores de refracción<br>Muestra los value de refracción del paciente                                  |
| 8  | Valores de queratometría<br>Muestra los valores de queratometría del paciente                          |
| 9  | Parametros visualización<br>Muestra la imagen de la lente de contacto sobrepuesta en la imagen del ojo |
| 10 | thang cuốn<br>La escala sử dụng hình ảnh để trực quan hóa                                              |

## Hành động



| Không | có mô tả                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Mover lente<br>Mover la lente en la imagen del ojo                                                     |
| 2     | Inclinar la lente<br>Inclina la lente                                                                  |
| 3     | Restablecer mover lente<br>Deshace todos los cambios                                                   |
| 4     | Valores de refracción<br>Muestra los value de refracción del paciente                                  |
| 5     | Valores de queratometría<br>Muestra los valores de queratometría del paciente                          |
| 6     | Parametros visualización<br>Muestra la imagen de la lente de contacto sobrepuesta en la imagen del ojo |
| 7     | Thang máy<br>La escala sử dụng hình ảnh để trực quan hóa                                               |

---

## 5. Gestión de pacientes

---

Puede gestionar la base de datos de pacientes, es decir, añadir pacientes, modificar información de paciente, buscar pacientes and borrar registros de paciente, en la [Pantalla de 18 Paciente](#) .

- [Añadir un paciente nuevo](#)  77
- [Añadir un paciente nuevo antes de realizar un Examen](#)  77
- [Añadir một nhân cách của gia đình khôn khổ](#)  79
- [Sửa đổi thông tin của một đứa trẻ](#)  80
- [Seleccionar pacientes](#)  80
- [Buscar un paciente](#)  82
- [Borrar pacientes](#)  83

## 5. 1 Añadir pacientes nuevos

Bạn có thể tạo ra một trải nghiệm mới về cơ sở dữ liệu và trải nghiệm trước khi thực hiện các bài kiểm tra thực tế. Bạn có thể yêu cầu một số người trong số những người liên quan đến một cơ sở dữ liệu để nhanh chóng sao chép thông tin về số người tham gia thực tế và có thể sửa đổi các phần khác nhau.

### Añadir un paciente antes de realizar un test

Để thực hiện một bài kiểm tra trước khi thực hiện:

- En la [pantalla de Inicio](#)  17, lựa chọn tùy chọn Añadir paciente  
- Ồ -

En la [pantalla de Paciente](#)  18, lựa chọn botón Añadir paciente

La ventana de dialogo Thông tin về sự tham gia của người tham gia và phần vượt trội của [cuộc đối thoại về sự tham gia của người tham gia](#)  18 .

The screenshot displays the VISIONIX software interface for patient management. At the top, there's a header with the VISIONIX logo and the tagline 'The Vision of the Future'. Below the header, a table lists existing patients with columns for Surname, Name, Birth date, and Gender. To the right of the table is a form for adding a new patient, with fields for Surname, First Name, ID, Gender (Male/Female), Date of Birth, and Email. The form includes buttons for Cancel, Save, Save & New, and Save & Diag. A numeric keypad and a QWERTY keyboard are visible at the bottom.

Añadir ventana de dialogo de paciente en la parte superior de la pantalla de Paciente

- Completar los campos.
- Chọn một trong những mục tiêu sau:

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Ghi chú</p> <p>Chọn một ghi chú trong kho lưu trữ của khách hàng. Bạn có thể gia nhập vào đây</p>  <p>nota haciendo clic en el símbolo de la quần lót kết quả, trong quần lót thuốc, hoặc thuốc điều trị bệnh. Một vài thông tin được cung cấp,</p>  <p>la nota aparecerá de la siguiente manera</p>         |
| 2     | <p>Hủy bỏ</p> <p>Hủy bỏ lệnh bảo vệ một gói mới.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | <p>Người bảo vệ</p> <p>Bảo vệ sự hài lòng mới trong cơ sở dữ liệu, khắc phục những khó khăn trong cuộc đối thoại hầu hết mọi người về việc tập luyện.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     | <p>Guardar y Nuevo</p> <p>Bảo vệ sự hài lòng mới về cơ sở dữ liệu và giải phóng lỗ thông hơi của cuộc đối thoại abierta. Puede añadir un paciente adicional modificando los campos como bien cần thiết và bảo vệ thông tin bổ sung cho người dùng.</p> <p>Lưu ý: Kết quả này thuận tiện vì bạn có thể tạo số điện thoại thông báo cho khách hàng mới là vez. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để tạo thông báo cho paciente nuevos para todos los miembros de una gia đình.</p> |

| Không có mô tả                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Guardar y Diag 18 Guardar el | paciente nuevo en la base de datos, cerrar la <a href="#">Pantalla de Paciente</a> , và abrir la <a href="#">Pantalla de Mediciones</a>  |
|                                | Esto le permite ir directamente desde añadir un paciente nuevo en la base de datos a realizar <a href="#">mediciones en ellos</a> .        |

## Añadir un paciente después de realizar un Exam

Bạn có thể thực hiện một bài kiểm tra để giới thiệu thông tin cơ bản về bệnh nhân. Nếu bạn hoàn thành một bài kiểm tra, kết quả bài kiểm tra sẽ được bảo vệ trên một cơ sở dữ liệu như một ghi chú tạm thời về bajo nombres tạo ra tự động, với "Temp" như một lần mở, và một số số như bất kỳ. Las anotaciones temporales permanecen en la base de datos hasta que las borre manualmente o las elimine el sistema durante mantenimiento de rutina. En cualquier momento antes de ser eliminados, puede Convertirlos en infoes de paciente Permanentes añadiéndoles información de paciente, o cortando los resultados del infoe de paciente temporary and pegándolos en un infoe Permanente (tú vẫn [Mover los resultados de prueba a un paciente diferente](#) ). 

## Añadir pacientes relacionados

Quy trình dành cho một số người tham gia vào gia đình sai lầm trên cơ sở dữ liệu:

- En la [ventana de dialogo de Información de paciente](#).   77 ,rellenar los campos para el miembro de la familia.
- Lựa chọn Guardar và Nuevo. Bạn có thể bảo vệ cơ sở dữ liệu của mình, vì thông tin này được cung cấp thông qua cuộc đối thoại.
- Sửa đổi thông tin về lỗi thông hơi của hộp thoại. Seleccionar Guardar y Nuevo si desea añadir miembros de la familia a la base de datos, ya sea Guardar o Guardar y Diag si no hay miembros de la familia adicionales que añadir. Để có thêm thông tin về các lựa chọn của mình, hãy tư vấn  77 [Añadir một cách nhẹ nhàng trước khi thực hiện một bài kiểm tra](#) .

## Thêm một số thông tin về cơ sở dữ liệu XML

El VX110 là một công cụ hỗ trợ cho XML, được phép nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu XML



tương thích. Để nhập dữ liệu về thiết bị, hãy nhấp vào một phần cấp trên của thiết bị y tế. Sau khi nhập dữ liệu, hãy tiếp tục với thuốc. Thuốc bảo vệ danh nghĩa và chi tiết về cơ sở dữ liệu.



Nếu biểu tượng đó đang bị suy giảm, điều quan trọng là không có dữ liệu nào được cung cấp để nhập khẩu. giảm, Bạn nên bắt đầu nhập dữ liệu, đảm bảo rằng các thông số tham chiếu sẽ được cấu hình trong cấu hình xuất dữ liệu.

## 5. 2 Sửa đổi thông tin của một người

Quy trình sửa đổi thông tin của một người dùng:

- En la [pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>, trong danh sách bệnh nhân, hãy chọn bệnh nhân.
- Bajo la lista de Paciente, chọn Modificar paciente. Se abre la ventana de dialogo de Información de paciente.
- Sửa đổi các trại theo hình thức cần thiết.
- Lựa chọn Guardar. Los cambios se bảo vệ và chăm sóc lỗ thông hơi của cuộc đối thoại.

## 5. 3 Seleccionar pacientes

Bạn có thể lựa chọn các phương pháp học tập: cá nhân hoặc như một phần của một nhóm. Những người tham gia sẽ lựa chọn hình thức cá nhân để tư vấn hoặc sửa đổi thông tin cá nhân và trực quan hóa và cử chỉ của bạn về kết quả thực tế. Những người tham gia có thể lựa chọn như một nhóm để cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu.

Quy trình lựa chọn một cách đơn giản để tư vấn thông tin và kết quả của việc sử dụng thuốc:

- En la [pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>, trong danh sách bệnh nhân, hãy chọn bệnh nhân. La entrada del paciente en la lista queda resaltada con un borde azul.

Quy trình để chọn một hoặc nhiều số liệu cho việc trả nợ:

- En la [Pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>, trong danh sách bệnh nhân, chọn casilla theo cada registro de paciente que desee borrar.



Khách hàng lựa chọn cá nhân và nhóm

| Không | có mô tả                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | Casilla seleccionada (para seleccionar pacientes como grupo) |
| 2     | Người được chọn (cá nhân)                                    |

5. 4 Buscar un paciente

Puede buscar un paciente filtrando la visualización de forma que solo muestre pacientes những người được đề cử có thể xuất hiện với một thư đặc biệt an toàn.

Để lọc danh sách bệnh nhân:

- En la [Pantalla de Paciente](#) en <sup>18</sup> la parte superior de la Pantalla, en el campo de Apellido, giới thiệu một hoặc nhiều thư về nguyên tắc apellido mà bạn muốn tư vấn. Một mình aquellas entradas cuyos apellidos comiencen con la secuencia de caracteres que haya giới thiệu một cách dễ dàng trong danh sách.
- En el campo Nombre, introducir một o más letras del principio del nombre que desee cố vấn. Solo aquellas entradas cuyos nombres comiencen con la secuencia de các ký tự mà haya giới thiệu một phần trong danh sách.



Lista de pacientes filtrada

|   | Không có mô tả     |
|---|--------------------|
| 1 | Lista filtrada     |
| 2 | Filtro de apellido |
| 3 | Filtro de nombre   |

## 5. 5 Borrar pacientes

Quy trình để loại bỏ các bệnh nhân trong danh sách bệnh nhân:

- En la [pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>, chọn casilla junto a cada paciente que desee borrar.
- Trong phần kém hơn của quần lót, hãy chọn Borrar paciente. Dành một lời nhắn để chuẩn bị cho việc cần thiết hoặc không loại bỏ những người đã chọn lựa.
- Hãy chọn nó. Bạn có thể thoát khỏi danh sách đăng ký của người dùng trong danh sách

---

## 6 . R ealizarundiagn ó stico

---

Bạn có thể bắt đầu một thủ tục chẩn đoán abriendo la [bệnh của Mediciones](#) . La Pantalla de <sup>21</sup> Medición puede abrirse desde cualquiera de las siguientes Pantallas:

- [pantalla de Inicio](#) <sup>17</sup>
- [pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>
- [pantalla de Resultados](#) <sup>32</sup>

Một trong những điều bạn cần làm là sử dụng thuốc, bạn có thể chuẩn bị một số thuốc và lựa chọn các phương án có lợi, như thể bạn đang giải thích về [việc tiếp tục Chuẩn bị để thực hiện chẩn đoán](#) , bạn <sup>86</sup> tiếp tục chọn Empezar để bắt đầu chẩn đoán.

## Bắt đầu chẩn đoán từ khi bắt đầu

Để bắt đầu một quy trình chẩn đoán mới bắt đầu từ việc bắt đầu, chỉ cần chọn tùy chọn kiểm tra y tế (số 2 trong sơ đồ [xuất hiện](#) ). <sup>17</sup>

Tenga en cuenta que si abre la pantalla de Mediciones directamente desde la pantalla de Inicio, không hay paciente seleccionado. Hệ thống này tự động tạo ra một số tốc độ cho kết quả, với "Temp" như một cái tên và một số như tên (tr. ej., "Temp 1184"). Las anotaciones temporales permanecen en la base de datos hasta que las borre manualmente o las elimine el sistema durante mantenimiento de rutina. En cualquier momento antes de ser borrados, puede Convertirlos en infoes de paciente Permanentes añadiéndoles información de paciente (consultar [Modificar la infoación de un paciente](#) ), o cortando los resultados desde el infoe de paciente temporary y pegándolos en un <sup>80</sup> infoe Permanente (consultar [Mover los resultados de prueba a un paciente diferente](#) ). <sup>109</sup>

## Bắt đầu chẩn đoán từ khi bắt đầu

Trong quá trình điều trị, bạn có thể bắt đầu một thủ tục chẩn đoán mới cho các hình thức khác nhau:

- Lựa chọn chẩn đoán mới là thông tin về việc lựa chọn paciente. Se abre la pantalla de Mediciones con un nombre de paciente temporary ("Temp" + un número, Consultar más arriba).
- Chọn một thông báo về bệnh nhân và tiếp tục chọn chẩn đoán mới. Se abre la pantalla de Mediciones để lựa chọn paciente. Khi thực hiện quy trình chẩn đoán, kết quả sẽ được bảo vệ tự động và thông báo cho khách hàng về việc lựa chọn.
- Để có một gói thông tin mới, bạn có thể tiếp tục cuộc đối thoại để có được thông tin đầy đủ, bạn sẽ tiếp tục chọn Guardar và Diag. Se añade el informatione de paciente a la base de datos, y se abre la pantalla de Mediciones para el paciente nuevo. Khi thực hiện quy trình chẩn đoán, kết quả sẽ được bảo vệ tự động và thông báo cho khách hàng mới.

## Bắt đầu chẩn đoán từ màn hình Kết quả

Cuando se abre la [pantalla de Resultados](#) <sup>32</sup> , bạn chỉ cần giải quyết vấn đề về thủ tục

de chẩn đoán se haya completado, hoặc cuando los resultados se hayan cargado desde el infone de paciente (tư vấn [Cargar resultados de prueba](#)), chọn Medición para abrir <sup>D106</sup> la pantalla de Mediciones para el paciente. Bạn có thể lặp lại những điều bổ sung hoặc tất cả những điều đáng tiếc hoặc thực tế là những điều bổ sung.

## 6. 1 Chuẩn bị cho việc thực hiện chẩn đoán

Một vez haya abierto la [bệnh của thuốc](#) trước khi thực <sup>D21</sup>, tồn tại một số cosas que debe hacer hiện chẩn đoán:

- Limpiar el reposacabezas.
- Colocar una hoja nueva de papel bảo vệ sobre la mentonera, hoặc limpiar la mentonera.
- Asegurar que la Pantalla Plateada no tiene niebla. Nếu bạn không có tinh thần, hãy sử dụng thuốc xịt chống vi trùng.
- Trong ống thở của thuốc, trong danh sách các loại thuốc được cung cấp (số 6 trong sơ đồ [arriba](#)), hãy chọn <sup>D22</sup> Chẩn đoán mà bạn thấy thực tế. Những điều cần thiết để thực hiện việc chẩn đoán lựa chọn quedan resaltadas trong danh sách những điều cần thiết (số 19 trong sơ đồ [arriba](#)).
- En la esquina superior derecha (nº7 en el diagrama [arriba](#)), chọn <sup>D22</sup> nếu bạn muốn thực hiện chẩn đoán và chẩn đoán trong ojo derecho, el ojo izquierdo hoặc ambos.
- Trong vị trí, hãy chọn Người lớn vì người lớn là người lớn, hoặc Niño vì người lớn là người lớn. El Cabezal và la Mentonera del Equipo se desplazan a las posiciones por dedefo para el tipo de paciente seleccionado.
- Si está realizando la prueba de frente de onda và si desea modificar los parámetros de estas pruebas (número de veces a repetir), en la quàn lót Mediciones, chọn Parámetros. Khi đối thoại được giải quyết, bạn có thể sửa đổi các yêu cầu mà bạn cần, bạn tiếp tục chọn Chấp nhận để bảo vệ cambios.
- Indique al paciente que se siente, que coloque la barbilla sobre la mentonera và que apoye la frente en el reposacabezas.
- Nếu bạn muốn điều chỉnh vị trí của người cổ vắn, hãy chọn các công cụ đến và bỏ qua cho Mentonera (nº12 en el diagrama [arriba](#)) de la forma <sup>D22</sup> necesaria para mover arriba và abajo la mentonera.
- Si necesita ajustar la posición del cabezal, seleccionar las flechas de arriba, abajo, derecha e izquierda en el borde de la vista de lente (nº3, nº16, nº17 y nº10 en el diagrama [arriba](#)) de <sup>D22</sup> la forma necesaria para mover el cabezal arriba, abajo, derecho o izquierda.
- Indicar al paciente que mire al objetivo (toàn cầu). Debería poder ver su ojo en la imagen de la vista de lente en la pantalla Mediciones.
- Aline la learninga del paciente con el centro del objetivo (tư vấn [Centrar el ojo del paciente](#)). <sup>D87</sup>

Một khi bạn đã thực hiện được tất cả những điều này, hãy chọn Empezar để bắt đầu chẩn đoán.


## 6. 2 Tiến hành thủ tục chẩn đoán

Quy trình chẩn đoán sẽ được thực hiện trong ống thử của thuốc. Trong cuộc thử nghiệm này, bạn có thể chọn chẩn đoán mà bạn thực hiện, đặt vị trí cho kho lưu trữ và tư vấn cho bạn về việc bạn có thể chọn trung tâm trong tầm nhìn của camera, sửa đổi điều chỉnh cho khiếm khuyết của quy trình, bắt đầu quy trình chẩn đoán và kiểm soát tiến trình của bạn.

- Centrar el ojo del paciente <sup>87</sup>
- Hỗ trợ điều trị bằng thuốc tự do
- Bỏ qua một thuốc trong quá trình chẩn đoán <sup>89</sup>
- Tăng tốc quá trình dùng thuốc <sup>90</sup>
- Xác định chẩn đoán trước khi kết thúc <sup>90</sup>

### Centrar el ojo del paciente

Trước khi bắt đầu một phương pháp điều trị, bạn có thể so sánh với việc thuốc điều trị nằm ở trung tâm của Vista de camera:




| Không | có mô tả                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Vista de cameraara<br>Muestra la imagen del ojo del paciente de la forma que aparece frente a la cámara. |

| Không                   | có mô tả                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2 Flechas direccionales | Pulsar las flechas para centrar el ojo del paciente en la vista de camara |
| 3 Cruz de la camara     | El ojo del paciente debe estar en el centro de la cruz de la camara       |
| 4 Flechas de mentonera  | Sử dụng las flechas để subir hoặc bajar la mentonera                      |

En la [pantalla de Mediciones](#) <sup>21</sup>, puede ver la vista de camara (n°1), comprobar que el ojo del paciente se encuentra en el centro de la cruz (n°2). Para centrar el ojo use la flechas situadas en los lados de la vista de camara (n°3) para mover arriba, abajo, izquierda o derecha. Nếu bạn không có đủ điều kiện về tầm nhìn của camera, bạn có thể thấy mình cần phải phụ hoặc bajar la mentonera pulsando las flechas situadas en el lado derecho de lapantalla de medición (n°4).

Nếu bạn có thể nhìn thấy điều đó trong tầm nhìn của camera, bạn không cần phải làm trung tâm việc cần làm:



Pulsar en el centro de la học sinh (en la vista de camara, flecha blanca), el dispositivo se centrará automáticamente alrededor de la học sinh.

Lưu ý: Để đảm bảo một cách chính xác nhất, bạn có thể sử dụng cáp của VX110 hình thức tình cờ para que el ojo del paciente no esté centrado en la parte delantera de la vista de cámara, thiết bị có thể tự động đổi vị trí cho trung tâm nuevo en la parte delantera del ojo.

### Bỏ qua một thuốc trong quá trình chẩn đoán

Durante un chẩn đoán, hoặc loại bỏ một botón Bỏ qua một phần kém hơn derecha de la quàn lót (số 15 en la vista tướng de la [quàn lót de Mediciones](#) <sup>26</sup> arriba). Lựa chọn botón para bỏ qua la prueba thực tế và comenzar la siguiente prueba, si queda alguna prueba más, o hoàn thiện chẩn đoán và tìm kiếm kết quả trong [bảng kết quả](#) <sup>32</sup>.

Nếu bạn bỏ qua một trong những thủ tục chẩn đoán, vòng tròn mà bạn đại diện queda marcado con una X (  ).



| KHÔNG | Mô tả                    |
|-------|--------------------------|
| 1     | Prueba omitida           |
| 2     | Nueva prueba en khóa học |
| 3     | Botón omitir             |

## Tăng tốc quá trình dùng thuốc

Một trong những cách bạn thực hiện một phương pháp điều trị, có thể chọn cách tăng tốc quá trình điều trị cho bạn fuera necesario.

### Để tăng tốc quá trình điều trị bằng thuốc tự do:

- Trong [quản lý của Mediciones](#), hãy chọn <sup>26</sup> Phương thức nhanh chóng. Nota: esto solo está có thể cung cấp thuốc cho người dùng tự do.

## Xác định chẩn đoán trước khi kết thúc

Bạn có thể chẩn đoán một cách dễ dàng, có thể lựa chọn thiết bị phát hiện và chẩn đoán khoảng khác.

### Quy trình để xác định chẩn đoán trước khi kết thúc:


- En la [pantalla de Mediciones](#) <sup>26</sup>, seleccionar Detener.

## Hướng dẫn Enfoque

Hướng dẫn sử dụng này có thể kích hoạt tự động hóa nếu thiết bị không cần tiếp nhận thông tin cần thiết,

bạn có thể cho phép sử dụng công cụ này trong sổ tay hướng dẫn sử dụng botones

Puede activarse en:



- Medición de topografía

### ¿Cómo saber si se encuentra en enfoque manual?

Thuốc Topografía có một chỉ số:


### Indicador enfoque manual cho đồ họa:

Durante el enfoque manual de topografía, la ventana superior izquierda en la [quản lý](#) hình ảnh thuốc muestra này:



Enfoque hướng dẫn sử dụng địa hình

Durante la medición de Topografía , si el dispositivo no consigue enfocar  
tự động hóa, sửa đổi hướng dẫn sử dụng Enfoque. Chuẩn bị cho những gì cần thiết:



|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Menos     | Seleccionar el  botón para mover el enfoque más lejos del ojo |
| 2 Más       | Seleccionar el  botón para mover el enfoque más cerca del ojo |
| 3           | Anillos corneales<br>Đây là vấn đề có thể xảy ra                                                                                                 |
| 4 Người mua | Điểm nổi bật này là một trong những điều thú vị nhất với enfoque de los anillos<br>giác mạc                                                      |

Prueba de visión de cerca

Để bổ sung một số thông tin về tầm nhìn của chúng chỉ chẩn đoán ở phía trước  
onda:

Trong quần áo của Mediciones, hãy chọn botón Parámetros.



|   |                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Visión de cerca<br>Số lượng thuốc nhìn thấy chắc chắn sẽ được lựa chọn. Se<br>khuyến bạn nên sử dụng giá trị của nó vì khiếm khuyết của hệ thống. |
| 2 | Distancia de lectura<br>Sửa đổi tầm nhìn của vết nứt, có thể điều chỉnh kích thước từ 30 đến 60cm.                                                |
| 3 | Hủy bỏ<br>Hủy bỏ tầm nhìn của chứng chỉ                                                                                                           |
| 4 | Người bảo vệ<br>Guarda sus preferencias                                                                                                           |

Ghi chú: đây là một trong những điều có thể nhìn thấy được trên thực tế. Para añadir la  
tầm nhìn của bạn về một cái gì đó và một cái gì đó về phía trước, bạn nên chọn một menu  
Điều chỉnh.

## 6. 3 Trabajar con los resultados de prueba

Los resultados de prueba se muestran automáticamente en la [pantalla de Resultados](#) en cuanto endinan los thủ tục chẩn đoán. Bạn có thể sử dụng một số biểu mẫu khác nhau để hiển thị kết quả trong bảng kết quả. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu hiển thị kết quả, xuất một kho lưu trữ sang một thiết bị bên ngoài, hoặc bắt đầu chẩn đoán bổ sung từ kết quả cuối cùng. Kết quả là bạn có thể bảo vệ tự động trên cơ sở dữ liệu của bệnh nhân, để có thể tư vấn và thực hiện ngay lập tức.

- 
- [Repetir/Añadir una medición](#)  93
  - [Xuất kết quả một un foróptero](#)  94
  - [Xuất kết quả ra một USB màu đỏ hoặc bộ nhớ USB](#)  95
  - [Imprimir los resultados de prueba](#)  100
  - [Guardar los resultados de prueba](#)  103
  - Ver resultados de la prueba mediante Acceso Remoto

### Repetir/Añadir una medición


#### Repetir una medición

Vì lý do chính đáng, kết quả kiểm tra của bạn không đạt yêu cầu, tồn tại tùy chọn lặp lại thuốc trước khi xem kết quả. Ngay lập tức hoàn thành



thuốc, chọn thuốc

Bạn có thể chọn chẩn đoán mà bạn muốn thực hiện, nếu bạn không biết điều đó:



Nếu bạn mới chẩn đoán, hãy chọn thuốc tiếp theo và nhận ra, thiết bị chẩn đoán sẽ bị lặp lại. Chọn thuốc mà bạn muốn lặp lại, và tiếp tục chọn "Acceptar". Tiếp tục dùng thuốc theo hình thức bình thường.

## Añadir mediciones

Để tìm kiếm các loại thuốc trong kết quả cuối cùng, hãy chọn một loại thuốc chỉ để loại bỏ hoàn toàn thuốc. Nếu bạn không thể lặp lại một thuốc điều trị nào đó, nó sẽ xuất hiện và bạn sẽ không thấy điều đó nữa. Chọn một chẩn đoán và tiếp tục kiểm tra. Thuốc bổ sung được cung cấp và kết quả là cùng với các thuốc có sẵn.


Lưu ý: bạn có thể lặp lại một loại thuốc trung gian trong thuốc, nó sẽ xuất hiện ở kết quả trước đó.

## Xuất kết quả một un foróptero

Kết quả cuối cùng là kết nối trực tiếp <sup>32</sup>, có thể xuất khẩu kết quả prueba a un foróptero với thiết bị trung gian trên thiết bị nối tiếp hoặc thiết bị kết nối USB, hoặc que se puede acceder mediante la red a la que está kết nối thiết bị.

Quy trình xuất kết quả có thể được thực hiện trên một trang web: Trong bảng kết quả, chọn

- một botón Xuất.
- Trong quá trình chuyển dữ liệu, chọn Dispositivo externo.
- Lựa chọn Enviar. Se envían los resultados de prueba al foróptero.




Lưu ý: công cụ tìm kiếm này đã được chọn trong menu Điều chỉnh xuất khẩu và bạn muốn kết nối chính xác với VX110.

### Xuất kết quả ra một bộ nhớ hoặc bộ nhớ USB

Kết quả này có nghĩa là bạn có <sup>32</sup>, có thể xuất kết quả từ prueba đến một ordenador al thể truy cập vào VX110 ở giữa cục bộ, một bộ nhớ USB (như một đĩa nhạc bên ngoài, một đèn flash đơn giản hoặc một tarjeta de memoria và một bộ ghi tarjetas kết nối với thiết bị USB của thiết bị) kết nối với thiết bị, sau đó là lỗ thông hơi của hộp thoại Xuất khẩu.

### Đề xuất kết quả từ prueba a una Red hoặc memoria USB

- Trong kết quả cuối cùng, chọn botón Xuất khẩu. Tôi đang tìm kiếm một luồng đối thoại để xuất khẩu.



Ventana de dialogo de xuất khẩu

- EnTruyền dữ liệu, bạn có thể chọn tùy chọn của mình, Red hoặc USB.
- Lựa chọn Enviar và se abre el siguiente navegador:



- Busque su ubicación ưa thích và chọn Chấp nhận.

Lưu ý: đảm bảo thiết bị có thể được kết nối với VX110.


Lưu ý: Trước khi kết nối một bộ nhớ USB có thể lưu trữ được, bạn có thể tránh bị lây nhiễm

con virus.

## Xuất kết quả sang Dispositivo Externo

Để xuất kết quả từ một thiết bị lưu trữ bên ngoài:

- Trong kết quả cuối cùng, chọn botón Xuất khẩu. Tôi đang tìm kiếm một luồng đối thoại để xuất khẩu.



Ventana de dialogo de xuất khẩu

- En Transferencia de Datos, chọn Dispositivo Externo.
- Seleccionar Enviar.

Ghi chú: Đảm bảo rằng thiết bị có thể được kết nối với VX110 và que el  
Thiết bị bên ngoài là cấu hình phù hợp để [điều chỉnh xuất khẩu](#)


139

## Enviar los resultados por correo electrónico

Sau đó, bạn có thể xuất kết quả từ <sup>32</sup> các kết quả thu được bằng một thông báo về điện tử và một số phần được xác định trước hoặc một số phần mới.

Để xuất kết quả từ các thông điệp điện tử:


- Trong kết quả cuối cùng, chọn botón Xuất khẩu. Tôi đang tìm kiếm một luồng đối thoại để xuất khẩu.



Ventana de dialogo de xuất khẩu

Lựa chọn Correo electrónico, và ENVIAR, và cung cấp các thông tin quan trọng:

Aparecerá la siguiente Pantalla.



| Không     | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 De      | Nó trực quan hóa một người được xác định trước về việc chuyển tiền của các menu Ajustes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | <p>Đoạn văn</p> <p>Viết hướng dẫn về điện tử mà bạn thấy muốn đạt được hoặc là một số 3 để lựa chọn số phận được xác định trước. Nếu bạn lưu trữ dữ liệu về một hướng dẫn điện tử chính xác, hãy nhấp vào casilla Paciente, và bạn sẽ muốn tìm một hướng dẫn điện tử phù hợp.</p>                                                                                                                                             |
| 3         | <p>Destinatario predefinido</p> <p>Những số phận đã được xác định trước là muestran aquí. Para enviar un correo electrónico select the casillas cercanas a los nombres a loa que quiere enviar el correo electrónico. Bạn có thể sử dụng công cụ đồng hành như Phòng thí nghiệm được cung cấp để lựa chọn. Để định cấu hình các mục tiêu được xác định trước, trên một thiết bị <a href="#">điện tử Imprimir/Correo</a> .</p> |
| 4         | <p>Asunto</p> <p>Bạn có thể tìm thấy một văn bản tự do hoặc một điều được xác định trước. Để chọn mục này thực tế như được xác định trước, hãy nhấp vào nút cuối cùng ở số 9 "Ổn định như được xác định trước"</p>                                                                                                                                                                                                            |
| 5 Tóm tắt | Lựa chọn cách tiếp cận hồ sơ của bạn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | <p>Paquete de topografía</p> <p>Bao gồm bản đồ độ cao.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | <p>Archivo de Paciente</p> <p>Son los datos de los pacientes en un archivecomprimido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Không | có mô tả                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | Thông tin<br>Es el archive pdf thông tin khoa học                                                  |
| 9     | Seleccionar como predefinido<br>Chọn lựa chọn như một lựa chọn được xác định trước                 |
| 10    | Casilla de Mensaje<br>Añadir su mensaje aquí.                                                      |
| 11    | Nota de importación<br>Bao gồm ghi chú về việc lưu trữ thông tin và thông báo.                     |
| 12    | Lựa chọn như được xác định trước<br>Lựa chọn thông điệp như một thông điệp đã được xác định trước. |
| 13    | Hủy bỏ<br>Cancela el mensaje.                                                                      |
| 14    | Gửi đi<br>Hãy bấm vào đây để gửi thông điệp.                                                       |

Để đạt được kết quả thu được từ việc truy cập điện tử, hoàn thành các phóng viên trong trại và chọn lọc đối tượng.

Sau khi bắt đầu thực hiện trên Enviar, đây là công cụ cần thiết để bạn có thể sử dụng thiết bị của mình hoặc kết thúc công việc trên enviar:




Quảng cáo: Antes de configure la función de correo electrónico, confirmar la adhesión a las políticas gubernamentales locales sobre laprivacidad del paciente and las directivas de seguridad. Chức năng sửa lỗi điện tử cần phải có cấu hình menu Điều chỉnh [Imprimir/Correo electrónico](#) Junto với một contraseña. Nếu bạn chưa <sup>143</sup> hoàn tất việc cấu hình, chức năng của thiết bị điện tử sẽ không được triển khai.

## Imprimir los resultados de prueba

Trong [bảng kết quả](#), bạn có thể <sup>32</sup> bắt đầu thu được kết quả phù hợp và một cách đơn giản khi doanh nghiệp hợp nhất. Một người nắm bắt được quần áo và một thông báo solo có thể giúp bạn bắt đầu một màn trình diễn bên ngoài.

Quy trình để bắt đầu thu được kết quả từ việc doanh nghiệp hợp nhất:

- Trong tất cả các kết quả, chọn botón Xuất khẩu .
- Trong Imprimir, hãy chọn Tique.
- Seleccionar Enviar.



Ventana de dialogo de xuất khẩu

Kết quả ghi lại một lần bắt giữ quần lót của bạn


- Để bắt đầu lựa chọn lần đầu tiên
- Seleccionar Enviar

Lưu ý: để bắt đầu một doanh nghiệp bên ngoài, bạn có thể lựa chọn một [menu điều chỉnh công việc để xuất khẩu menu.](#)

## Imprimir un informe


Para imprimir un informe

- Để thông báo, hãy chọn Imprimir
- Seleccionar Enviar



Để bắt đầu buổi giới thiệu sơ bộ của Vista về Thông tin

- Seleccionar Vista previa
- Seleccionar Enviar



|   | Không có mô tả                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Menú de plantilla<br>Chọn cây trồng thông tin theo sở thích của bạn                          |
| 2 | Bản đồ<br>Đây là một trong những quan điểm sơ bộ về bản đồ và dữ liệu cần thiết và thông tin |
| 3 | In<br>Chọn Imprimir để hiển thị thông tin, hoặc Xuất để bảo vệ và bản địa hóa.               |

- Trước đây, bạn có thể bắt đầu bằng một công việc bên ngoài, hoặc có thể bảo vệ hoặc bản địa hóa.

- Để chọn một Vista trước khi thông báo cho bạn, hãy loại bỏ danh sách (n. 1) và chọn.

Thông tin thêm về các cấu hình có thể có của Thông báo, hoặc là [Cấu hình một thông báo](#)

152

## Guardar los resultados de prueba

Kết quả là bạn có thể bảo vệ tự động trên cơ sở dữ liệu. Nếu bạn chọn một người bệnh trước khi bắt đầu chẩn đoán, thì kết quả sẽ là người bảo vệ cho người bệnh đó. Nếu bạn không chọn lựa cách bắt đầu chẩn đoán, hệ thống này giống một loại tạm thời, với apellido "Temp", và một số trong số đó (tr. ej. "Temp 1185").

Kết quả là bạn có thể tự động xử lý hệ thống trong khoảng thời gian xác định (una vez al día, semana o mes, dependency de los ajustes de configuración, tư vấn [loại bỏ lịch sử](#)). Nếu bạn muốn [bảo vệ một kết quả](#) có thể tạm thời được hình thức vĩnh viễn, bạn có thể làm cho vỏ não của bạn có kết quả thông báo tạm thời và đưa ra một thông báo bình thường về khách hàng, hoặc là một thông tin chính xác về thông tin tạm thời. Ambas acciones pueden realizarse en la [Pantalla de Paciente](#) (tư vấn [Mover los resultados de prueba a un paciente diferente](#) và [Modificar la información de un paciente](#)).

109

80

---

7. Cử chỉ danh sách kết quả

---

prueba

Kết quả là bạn có thể bảo vệ mình bằng cách sử dụng quần áo của Paciente. Kết quả là bạn có thể bảo vệ con người nombre del paciente.

Thủ tục để tư vấn la lista de resultados de prueba de un paciente: En la Pantalla de Paciente en el lado izquierdo

- de la Pantalla, seleccionar la entrada del paciente. La entrada del paciente queda resaltada con un borde azul, và sus resultados de prueba queda recogidos en el lado derecho de la Pantalla.

- 
- Lựa chọn kết quả của Prueba  105
  - Cargar resultados de prueba  106
  - Xuất kết quả từ prueba desde la Pantalla de Paciente  107
  - Mover los resultados de prueba a un paciente diferente  109
  - Borrar resultados de prueba  110

## 7. 1 Lựa chọn kết quả của prueba

Bạn có thể chọn kết quả bảo vệ chính xác trên cơ sở dữ liệu về cách thức xử lý: cá nhân hoặc như một phần của một nhóm. Để lựa chọn hình thức cá nhân, hãy chọn kết quả mà bạn muốn sửa đổi, bạn sẽ tiếp tục có thể trực quan hóa, bắt đầu hoặc xuất khẩu. Kết quả có thể được lựa chọn như một nhóm, để di chuyển một thông tin về khách hàng hoặc để lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Để chọn một kết quả cuối cùng:

- En la [Pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>, trong danh sách kết quả, hãy chọn kết quả. El resultado queda resaltado con un borde azul.

Thủ tục chọn lọc một hoặc nhiều kết quả của prueba para borrarlos:

- En la [pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>, trong danh sách kết quả, chọn casilla theo cada resultado que desee borrar.



| Không | có mô tả                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Seleccionar paciente                                          |
| 2     | Casilla seleccionada (para seleccionar resultados como grupo) |
| 3     | Resultado chọn lọc (cá nhân)                                  |

## 7. 2 Kết quả Cargar từ prueba

Quy trình cho kết quả vận chuyển hàng hóa:

- En la [Pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>, trong danh sách kết quả, hãy chọn kết quả. El resultado queda resaltado con un borde azul.
- Ở phần dưới của danh sách, hãy chọn Cargar <sup>32</sup>. Xem kết quả của prueba lựa chọn trong [quản lý Kết quả](#).

### 7. 3 Xuất kết quả từ prueba desde la Pantalla de Paciente


Kết quả là bạn có thể xuất khẩu từ Pantalla de paciente đến một doanh nghiệp được kết hợp để bắt đầu như một cách để lưu trữ và sử dụng một thiết bị bên ngoài.

### 7. 4 Xuất kết quả từ prueba desde la pantalla Resultados

Kết quả thu được có thể xuất khẩu từ tất cả các kết quả và doanh nghiệp được kết hợp để bắt đầu như một cách lưu trữ và một thiết bị lưu trữ bên ngoài kết nối với thiết bị.

Quy trình xuất kết quả của prueba desde la Pantalla de Resultados:

- Lựa chọn thiết bị xuất khẩu. Hãy tận dụng lợi thế của cuộc đối thoại Xuất khẩu.



Ventana de dialogo de xuất khẩu

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | <p>Dispositivo externo</p> <p>Lựa chọn để chuyển dữ liệu từ thiết bị lưu trữ sang một thiết bị lưu trữ bên ngoài, bằng ví dụ, dữ liệu XML (và cơ sở dữ liệu XML), hoặc cho RS-232. Để xem các tùy chọn thiết bị bên ngoài, và điều chỉnh cấu hình menu <a href="#">xuất khẩu</a>.</p> |     |

| Không                   | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Đỏ                    | <p>Chọn cách chuyển dữ liệu thiết bị sang màu đỏ. Để xem các tùy chọn dữ liệu và định cấu hình một ruta xuất, cũng như điều chỉnh menu <a href="#">cấu hình xuất</a> . </p>                                                                                                                                                                                        |
| 3 USB                   | <p>Chọn cách chuyển dữ liệu của thiết bị sang USB. Sau khi lựa chọn Enviar, số 9, một thông tin nổi lên về chỉ số pedirá dónde quiere bảo vệ dữ liệu. Để xem các tùy chọn xuất dữ liệu, cũng như <a href="#">Điều chỉnh cấu hình menu xuất</a> . </p> <p>Quảng cáo: trước khi kết nối USB trên một thiết bị, bảo đảm rằng bạn đang phân tích và phát hiện virus.</p> |
| 4 Correo electrónico    | <p>Abre la ventana nổi lên từ điện tử nội bộ. Là một <a href="#">công cụ điều chỉnh điện tử</a> , để định cấu hình máy chủ và các <a href="#">lựa chọn</a> về đích. </p>                                                                                                                                                                                             |
| 5 Tique                 | <p>Cho phép tạm giữ dữ liệu trong một lần thực hiện công việc quản lý nội bộ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 Pantalla de impresión | <p>Lựa chọn để bắt đầu một năm bắt quần áo trong quần lót sơ yếu lý lịch, nó yêu cầu một sự đồng ý với một nhà thầu bên ngoài.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 In                    | <p>Đưa ra thông báo lựa chọn vì khiếm khuyết trong <a href="#">menu Imprimir</a> , cần thiết cho việc <a href="#">kết nối</a>  una impresora externa.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 8 Vista sơ bộ           | <p>Dưới đây là một cái nhìn sơ bộ về thông tin kết quả của thuốc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 Gửi đi                | <p>Xác nhận lựa chọn và thực hiện chuyển giao</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- Để bắt đầu kết quả đầu tư và công ty hợp nhất, và Imprimir, chọn Tique, và tiếp tục chọn Enviar. Đây là điều tối thượng.

- ồ -

Để xuất kết quả từ một kho lưu trữ bên ngoài, trong Chuyển khoản, chọn thiết bị lưu trữ bên ngoài, và tiếp tục chọn Enviar. Se abre abre ventana de diálogo para bảo vệ kho lưu trữ. Cần phải có tám thăm bảo vệ kho lưu trữ, chỉ báo một danh mục cho kho lưu trữ, và chọn Guardar.

## 7. 5 Mover los resultados de prueba a un paciente diferente

Quy trình để chuyển động thành kết quả có thể khác biệt một chút:

- En la [Pantalla de Paciente](#) <sup>18</sup>, trong danh sách kết quả, hãy chọn kết quả. El resultado queda resaltado con un borde azul.
- Trong phần dưới của danh sách, hãy chọn Cortar. Kết quả là bạn đã chọn lựa để không cung cấp thông tin cho người dùng thực tế. Hãy loại bỏ việc lựa chọn gói dữ liệu, giống như kết quả, không có hoặc không có kết quả chọn lọc và không có kết quả nào trong danh sách kết quả.
- Lựa chọn việc tham gia vào công việc của bạn để đạt được kết quả tốt nhất. Khi tham gia vào quá trình tìm kiếm, bạn sẽ phải trả lại một bên cạnh xanh, và con botón Cortar này sẽ được tái hiện với một con botón de Pegar.



Pantalla de paciente con botón pegar

- Lựa chọn Pegar (số 1). Có một thông điệp để chuẩn bị cho việc tìm kiếm hoặc không có kết quả nào có thể xảy ra khi bạn lựa chọn và bắt đầu.
- Hãy chọn nó. Se añaden los resultados de prueba al informatione de paciente seleccionado, và aparecen en la la lista de prueba de la parte derecha de la Pantalla.

## 7. 6 Borrar resultados de prueba

Quy trình để khắc phục kết quả đăng ký bệnh nhân:

- En la [pantalla de Paciente](#)<sup>18</sup>, chọn casilla junto a cada resultado de prueba que desee borrar.
- Trong phần kém hơn của quần lót, hãy chọn Borrar medida. Dành một thông điệp cho preguntarle si desea o no loại bỏ các medidas đã chọn.
- Hãy chọn nó. Bạn sẽ thoát khỏi kết quả đăng ký gói dữ liệu.

---

## 8 . G estionar labasededatos

---

Cơ sở dữ liệu về gói dữ liệu tiếp theo là thông tin về gói dữ liệu cũ của hệ thống. Tất cả các kết quả của quá trình nghiên cứu đều được kết hợp với thông báo về các đặc điểm của bệnh nhân, bao gồm cả việc bạn thực hiện chẩn đoán để giới thiệu thông tin về bệnh nhân, kết quả là về lịch sử và cơ sở dữ liệu về bệnh nhân thông báo cho bệnh nhân về thời gian được tạo ra tự động. Bạn có thể xuất khẩu toàn bộ nội dung cơ sở dữ liệu thành một kho lưu trữ bên ngoài như một bản sao bảo mật, nhập thông tin về gói dữ liệu trước khi xuất, và xóa tất cả các thông tin về gói dữ liệu, hoặc tất cả các thông tin về gói dữ liệu tạm thời, cơ sở dữ liệu của VX110.

Để cung cấp thông tin chung về việc trabajar với thông báo cho người tham gia, tư vấn viên [Pantalla de Paciente](#).

18

- [Xuất và nhập cơ sở dữ liệu](#) <sup>112</sup>
- [Borrar todos los informes de paciente tạm thời](#) <sup>116</sup>
- [Borrar tất cả các thông tin để thông báo cho người bệnh](#) <sup>116</sup>

## 8. 1 Xuất và nhập cơ sở dữ liệu


Bạn có thể xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu thành một thăm danh sách trên một thiết bị lưu trữ bên ngoài, như một đĩa nhạc trong hoặc một USB flash đơn lẻ, một thiết bị định vị mà bạn có thể truy cập vào mạng LAN sai lầm của VX110. Bạn có thể nhập dữ liệu cơ sở dữ liệu của Fabricante. Có thể nhập một cơ sở dữ liệu vào hoặc đơn giản là thu thập dữ liệu từ một người dân.

Quy trình để xuất cơ sở dữ liệu sang một thiết bị bên ngoài:

- Chọn tab Mantenimiento :



- en la sección Base de datos a la derecha, select the botón Sao chép bảo mật




. Bạn có thể tìm thấy một luồng thông tin trong cuộc đối thoại Buscar carpeta.




- Navegar hasta el dispositivo en el cual desea Guardar los datos de la base de datos exportada, and seleccionar (o tạo và chọn) la thảm để desea bảo vệ dữ liệu.
- Chọn Chấp nhận. Bản sao chép an toàn bắt đầu. Nếu bạn tạo một tấm thảm cho ClientDB trên tấm thảm mà bạn đã chọn, bạn sẽ có cơ sở dữ liệu để bảo vệ nó. Se abre abre a ventana de dialogo para Sao chép và muestra el progreso de la coopia de seguridad, và aparece un mensaje de Copia de seguridad de base de datas en khóa học

Nếu bạn hoàn thành bản sao chép bảo mật, bạn sẽ có một thông báo mới về việc bạn có thể làm mất dữ liệu cơ sở của dữ liệu VX110.



Bản sao bảo mật cơ sở dữ liệu trong quy trình



Mensaje borrar base de datos

- Nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu cơ sở dữ liệu trên một chiếc VX110, hãy chọn nó. Ngược lại, hãy chọn No.

Nota: para información adicional sobre borrar todos los datos de la base de datos, Consultant [Borrar todos los infoes de paciente](#) <sup>116</sup>.

### Thủ tục nhập dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu xuất khẩu:

- En la [Pantalla de configuración](#) <sup>124</sup>, en la pestaña Mantenimiento, en la sección Base de datos a la derecha, lựa chọn Nhập khẩu. Sẽ có một thông điệp trong cuộc đối thoại trên thăm Buscar.
- Cần phải có thiết bị lưu trữ và cách cuối cùng bạn có được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, và chọn thăm ClientDB để có được dữ liệu đó từ trước.

Lưu ý: nếu bạn muốn, bạn có thể nhập dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo điều này, trên thăm ClientDB, hãy chọn thăm trải nghiệm. (el nombre de la ruga contienen el nombre completo del paciente, fecha de nacimiento y género. Por ejemplo, la ruga llamada Melodie#Emma#12-03-65#f contiene los datos de Emma Melodie, nacida el 12.3.65 y mujer.)

- Chọn Chấp nhận. Bắt đầu quá trình nhập dữ liệu. Sau một cuộc đối thoại thú vị để sao chép và muestra của tiến trình nhập khẩu, và có một thông điệp phục hồi cơ sở dữ liệu trong dòng chữ. Bạn có thể hoàn thành quá trình nhập khẩu, giải phóng lỗi thông hơi của cuộc đối thoại và thông điệp.



Thông điệp phục hồi cơ sở dữ liệu trong con chữ

Ghi chú: Trong quá trình nhập khẩu, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn có thể viết một tám thăm tồn tại với một mục nhập khẩu nếu bạn không biết điều đó.

Se añadirán los datos de los nuevos pacientes en la base de datos exente, y no se

sobrescribirán trên cơ sở dữ liệu. Chọn nó để ghi lại dữ liệu tồn tại.

## 8. 2 Borrar todos los infomes de paciente tạm thời

Los datos de paciente temporales se borran automáticamente de la base de datos cada día, semana o mes, dependency de los ajustes de configuración (tư vấn [Parámetros de dispositivo](#)). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hướng dẫn sử dụng để làm tất cả các dữ liệu tạm thời và thời điểm quan trọng hơn.

Để loại bỏ tất cả các đăng ký tạm thời của cơ sở dữ liệu:

- En la [Pantalla de Paciente](#) en el filtro de Apellido, người viết Temp. Một mình bạn có thể đăng ký dữ liệu về tốc độ thu thập dữ liệu của bạn với Temp. Nó bao gồm tất cả những gì đăng ký theo thời gian và cơ sở dữ liệu.
- En la barra de título de lista de Paciente, chọn la casilla (nº8 en el diagrama de la [pantalla de Paciente](#)).
- Comprobar que no se muestran registros de paciente que no sean registros temporales (es decir, registros de pacientes cuyos apellidos comiencen con "Temp"). Nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ casillas thành một trong những danh sách của bạn.
- Bajo la lista de Paciente, chọn Borrar paciente. Cung cấp một thông báo để chuẩn bị cho việc tìm kiếm hoặc không loại bỏ các đăng ký của người được chọn.
- Hãy chọn nó. Hãy bỏ qua các đăng ký của người được chọn.

## 8. 3 Borrar todos los informes de paciente

Nếu bạn cần, bạn có thể khắc phục tất cả cơ sở dữ liệu về sự hiểu biết.

Quy trình để giải quyết tất cả cơ sở dữ liệu của bệnh nhân:

- En la [Pantalla de configuración](#), en la pestaña Mantenimiento, en la sección Base de datos a la derecha, chọn Loại bỏ dữ liệu. Một nơi có thể giúp bạn tìm ra dữ liệu cơ sở của dữ liệu VX110.



Mensaje borrar base de datos

- Hãy chọn nó. Cung cấp một thông điệp để chuẩn bị cho việc tìm kiếm hoặc không ghi lại tất cả các thông tin đăng ký trên cơ sở dữ liệu.
- Nếu bạn có một lỗi hỏng trong cuộc đối thoại về Loại bỏ, và tiến trình của quá trình loại bỏ. Khi quá trình này hoàn tất, cuộc đối thoại sẽ không còn nữa.

---

## 9. Các phụ kiện chung và đặc điểm

---

Đây là nguồn cung cấp thông tin bổ sung về VX110 và sobre cómo trabajar con él: sử dụng cứu trợ và bảo vệ quần áo với một đối thủ, giới thiệu văn bản về các trang trại văn bản, kết nối một teclado và ratón al thiết bị, hiện thực hóa phần mềm và nhận được sự trợ giúp.

## 9. 1 Sự khởi đầu của sự cứu rỗi

Puede iniciar el salvapantallas ya sea desde la [Pantalla de Inicio](#) o Desde la [Pantalla de Paciente](#) . <sup>17</sup>

**Thủ tục để bắt đầu cứu hộ:** Chọn một botón Salvapantallas.

Bạn có thể thiết lập cấu hình thiết bị để bắt đầu quá trình cứu hộ tự động bằng một số xác định phút nếu bạn thực hiện hành động (tư vấn [Salvapantallas](#)) <sup>125</sup>

Lưu ý: Se recomienda añadir una contraseña al salvapantallas para evitar el acceso de Personas no autorizadas. Para saber más sobre añadir una contraseña, ir a, [Asegurar la Pantalla](#). <sup>119</sup>

## 9. 2 Asegurar la pantalla

Bạn có thể bảo đảm hệ thống này bằng cách yêu cầu một sự tương phản để ngừng hoạt động cứu cánh.

Bạn nên định cấu hình một số cách cứu nguy để kích hoạt tự động hóa một số chi tiết nhỏ mà người dùng sử dụng đang hoạt động. Để biết thêm thông tin, nhà tư vấn [Salvapantallas](#) . <sup>125</sup>

## 9. 3 Introducir texto

Hãy chắc chắn rằng bạn chọn một khu vực văn bản, như một khu vực và bạn sẽ giới thiệu một khu vực nào đó paciente (tư vấn [Añadir pacientes nuevos](#) ), aparece un teclado virtual en la pantalla que le allowe introducir caracteres. Ngoài ra, nếu bạn muốn, bạn có thể kết nối một con chuột với thiết bị USB của mình. Nếu kết nối với một công nghệ, bạn có thể giới thiệu các nhân vật trong trại văn bản với công nghệ ảo hoặc công nghệ viễn tưởng. Về hình thức tương tự, nếu bạn kết nối với một con chuột, bạn có thể chọn các ký tự và trò chơi ảo để có thể làm được điều đó trong quần lót hoạt động hoặc hành động bấm vào con chuột.



Teclado ảo abiero và quần áo của Paciente

Quy trình để khắc phục sự cố ảo:

- Seleccionar el botón.

## 9. 4 Cập nhật phần mềm

Bạn có thể chế tạo một phần mềm hiện thực hóa, có thể sử dụng để hiện thực hóa phần mềm trên thiết bị VX110.

### Quy trình hiện thực hóa phần mềm:


- Sau đó bạn sẽ nhận được kho lưu trữ hiện thực của Nhà chế tạo và bảo vệ VX110 hoặc một thiết bị lưu trữ mà bạn có thể kết nối. (ví dụ, tải xuống bản lưu trữ hiện thực hóa trên USB flash đơn nhất và tiếp tục cài đặt flash đơn nhất trên thiết bị USB)
- Bạn có thể bắt đầu sử dụng thiết bị này<sup>17</sup> hoặc sử dụng thiết bị định cấu hình<sup>18</sup>, abrir la pantalla Paciente .
- Chọn một botón Mantenimiento. Se abre la pestaña Mantenimiento.
- En el lado izquierdo de la Pantalla, en Software de mantenimiento, select



Software Upgrade

Actualización de software

Bạn có thể tìm thấy một lỗ thông hơi trong hộp thoại để chọn kho lưu trữ



- Cần lưu trữ bản lưu trữ hiện thực hóa.
- Seleccionar Aceptar.

## 9. 5 Ayuda integrada

Bạn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng trực tiếp phần mềm của VX110. Đoạn



gia nhập a los archives de Ayuda, hacer clic en el icono. Para cerrar los archives de Ayuda, hacer clic en la "X" en la parte superior izquierda de la Pantalla.

## 9. 6 Obtener asistencia

Nếu VX110 được kết nối với Internet, thiết bị dịch vụ cá nhân có thể kết nối với thiết bị trực tuyến nếu cần thiết và tìm kiếm định hướng và giải pháp cho vấn đề. Đây là một tính năng sử dụng TeamViewer, một gói phần mềm cho phép điều khiển từ xa và chia sẻ các bản ghi yêu cầu. Bạn có thể kích hoạt TeamViewer trên [Pantalla de configuración](#) và [trong bộ dụng cụ bảo vệ](#). Để biết thêm thông tin về tùy chọn này, hãy liên hệ với thiết bị dịch vụ công nghệ.

---

1 0 . C onfiguraci ó ndelequipo

---

10. 1 Truy cập vào các thông số cấu hình

Để thoát khỏi cài đặt cấu hình của quần lót ban đầu:

- Chọn nút cài đặt cấu hình (số 5 trong sơ đồ xuất hiện ).

17

Để tắt thiết bị định cấu hình của thiết bị đo:

- Chọn nút Cấu hình (số 12 trong sơ đồ xuất hiện ).

18

10. 2 Truy cập vào các thông số cấu hình

Các thiết lập cấu hình của việc truy cập vào điều chỉnh VX110 cũng như các chức năng của hệ thống bảo vệ.



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Botones de pestaña Chọn</p> <p>một botón để trực quan hóa côn trùng mà bạn có thể điều chỉnh cấu hình cho các danh mục hoặc chọn thiết bị <b>bảo vệ</b> để gia nhập các chức năng của hệ thống, như cách hiện thực hóa phần mềm và hiệu chỉnh thiết bị.</p> |

158

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | <p>Botones subpestañas</p> <p>Algunas de las pestañas están chia thành các subpestañas. Chọn một botón để tìm kiếm các dịch vụ phụ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | <p>Botones funcionales</p> <p>Los botones estándar que están disponibles en todas las pestañas de la Pantalla de Configuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apagado: Apagar la máquina (tư vấn <a href="#">Encendido y apagado del trang bị</a>) <sup>15</sup></li> <li>• Trục xuất USB: Trục xuất với cách bảo mật thiết bị kết nối với thiết bị USB mới.</li> <li>• Fábrica: Restablecer los parámetros de fábrica (Lưu ý: esto no borra ningún dato)</li> <li>• Hủy: hủy tất cả các cambios đã thực hiện và điều chỉnh cấu hình.</li> <li>• Người bảo vệ: Bảo vệ tất cả các cambios thực hiện bằng cách điều chỉnh cấu hình, sửa lỗi cấu hình và hầu hết các <a href="#">cài đặt ban đầu</a> . <sup>17</sup></li> </ul> |

## 10. 3 Sửa đổi các thông số cấu hình

Liên kết các yếu tố cấu hình có sẵn và các lỗi khác nhau trong cài đặt cấu hình có thể được sửa đổi.

### Quy trình sửa đổi các thông số cấu hình:


- Modifique los parámetros desea cambiar. Có thể sửa đổi các biện pháp khắc phục và có một số dịch vụ bảo vệ các sửa đổi, vì vậy lệnh cấm vận có thể được thực hiện để bảo vệ trước khi sửa đổi cấu hình quần lót.
- Cuando haya modificado todo lo que quería cambiar, xung Guardar. Los cambios se thực hiện, y aparece la quần lót trước.

## 10. 4 Ajustes generales

Dịch vụ tổng quát về cấu hình được chia thành ba phần:

- Các yếu tố khu vực: ajustes de fecha, hora và thành ngữ
- Các yếu tố của thiết bị: lựa chọn dữ liệu tạm thời để loại bỏ cơ sở dữ liệu theo thời gian

- Seguridad: ajustes de salvapantallas



Pantalla de Configuración, dịch vụ chung

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Parametros regionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2     | <p>Pantalla por defecto</p> <p>Chọn quần lót mà bạn muốn sử dụng như quần lót vì khiếm khuyết, quần lót mà bạn muốn sử dụng aparece primero cuando enciende el VX110, và cuando selecciona Salir para cerrar la <a href="#">quần lót Resultados</a> . <sup>32</sup> Chọn quần lót por de defo puede ser la <a href="#">quần lót Inicio</a> <sup>17</sup> , la <a href="#">Pantalla de Paciente</a> <sup>18</sup> hoặc la <a href="#">Pantalla de Mediciones</a> . <sup>21</sup></p> |
| 3     | Parametros de dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4     | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5     | <p>Salvapantallas</p> <p>Chọn casilla để định cấu hình sự cứu rỗi để bạn hoạt động tự động có thể không kích hoạt người sử dụng trong thời gian số điện thoại những phút lựa chọn nhỏ trong Esperar (abajo).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6     | <p>Esperar (phút)</p> <p>Số ít phút không hoạt động sẽ khiến bạn hoạt động salvapantalla. Chọn các botone để sửa đổi số <sup>+</sup> và <sup>-</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7     | <p>Protección con contraseña</p> <p>Chọn casilla để yêu cầu một contraseña để hủy kích hoạt salvapantallas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | <p>Modificar contraseña</p> <p>Lựa chọn điều này để sửa đổi điều ngược lại.</p> <p>En la ventana de dialogo que aparece, en Antigua contraseña, giới thiệu la contraseña thực tế (por dedefo, no hay contraseña.) En Contraseña nueva, y en Confirmar contraseña, introducir la contraseña nueva. Chọn OK để giải quyết cuộc đối thoại.</p> |
| 9     | <p>Tự động hóa giao tiếp với lỗi</p> <p>Cho phép người dùng sử dụng kết quả thu được và chuyển sang dùng thử vì lỗi tự động hóa trong thời gian lựa chọn. Lựa chọn điều này có thể được sửa đổi trong thời gian ngắn mà bạn thích (ví dụ: 2 phút, 2 phút, Nunca).</p>                                                                       |
| 10    | <p>Borrar lịch sử dữ liệu cada</p> <p>Chọn con số tần suất mà hệ thống đăng ký sẽ được ghi lại theo thời gian trên cơ sở dữ liệu.</p> <p>Ghi chú: los registros de paciente temporaryes son los resultados de mediciones realizadas sin estar asociadas a ningún registro de paciente. Tiến lên như một "Temp" và một số như tên gọi.</p>   |
| 11    | <p>Pitido de advertencia</p> <p>Lựa chọn nếu bạn không muốn có một khoản tiền lớn để có thể gửi một thông điệp quảng cáo</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 12    | <p>Formato tiempo</p> <p>Chọn mẹo trực quan hóa bằng cách sử dụng và khôi phục giao diện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 giờ: el reloj de 12 giờ, với AM và PM para chỉ báo qué mitad del día se desea</li> <li>• 24 giờ: el reloj de 24 giờ</li> </ul>                                                                    |
| 13    | <p>phút</p> <p>Muestra los minutos reales que pasan de la hora Seleccionar los botones para  và  Restablecer el minuto thực tế.</p>                                 |
| 14    | <p>giờ</p> <p>Muestra la hora thực tế. Lựa chọn thực tế.  y  para restablecer la hora</p>                                                                          |
| 15    | <p>Thành ngữ</p> <p>Lựa chọn giao tiếp thành ngữ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16    | <p>Formato de fecha</p> <p>Chọn định dạng để trực quan hóa giao diện.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dd/mm/aaaa: Estándar Europeo, p. Ừ. Ngày 26 tháng 6 năm 2013 bắt đầu từ ngày 26/06/2013</li> <li>• mm/dd/aaaa: Estándar americano, p. Ừ. Ngày 26 tháng 6 năm 2013 bắt đầu từ ngày 26/06/2013</li> </ul>                  |


| Không      | có mô tả                  |
|------------|---------------------------|
| 17 tháng 2 | Seleccionar fecha actual. |

## 10. 5 Ajustes de medida

- [Nguyên nhân chẩn đoán do khiếm khuyết](#) <sup>128</sup>
- [Điều chỉnh tình trạng thất bại do khiếm khuyết](#) <sup>130</sup>
- [Đồng tử](#) <sup>132</sup>

### Chẩn đoán

La subpestaña Diagnóstico de la pestaña Medida le permite seleccionar los **chẩn đoán** que estarán disponibles en la lista de **chẩn đoán** in la [pantalla de Mediciones](#). <sup>122</sup> Bạn có thể chọn phương pháp chẩn đoán mà bạn có thể tìm thấy vì khiếm khuyết, chẩn đoán là bạn có thể chọn phương pháp điều trị bằng thuốc.




| Không        | có mô tả                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Parametros visualización<br>Chọn casilla de cada prueba de chẩn đoán que desee esté disponible en la <a href="#">quần lót của Mediciones</a> . <sup>22</sup> |
| 2            | Valores por defecto<br>Lựa chọn chẩn đoán bởi người khiếm khuyết, chẩn đoán mà bạn có thể chọn để có thể sử dụng <a href="#">thuốc</a> . <sup>22</sup>       |
| 3            | Cá nhân hóa<br>Chọn các loại thuốc cần bao gồm trong chẩn đoán cá nhân hóa.                                                                                  |
| 4 Topografía | Chọn một loại thuốc đo địa hình thường xuyên hoặc một loại thuốc đo queratometría.                                                                           |
| 5 số         | Hãy ghi lại thông tin cá nhân hóa chẩn đoán hoặc tiếp tục xác định trước.                                                                                    |

### Quy trình cấu hình danh sách chẩn đoán:

- Trong cột Trực quan hóa (số 1), hãy chọn casilla de cada prueba de chẩn đoán mà bạn thấy là có thể sử dụng được trong [quần áo của thuốc](#) . <sup>22</sup>
- En la cột Giá trị vì khiếm khuyết (n° 2), chọn chẩn đoán vì khiếm khuyết, chẩn đoán là [estará seleccionado cuando abra la quần lót của thuốc](#) . <sup>22</sup>

### Làm mất đi khả năng chẩn đoán của bạn



| Chẩn đoán<br>o                 | Mô tả                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tất cả                         | Bao gồm Frente de onda, Topografía Queratometría, và Khúc xạ                                                                                  |
| Khúc xạ                        | Bao gồm thuốc khúc xạ                                                                                                                         |
| Frente de onda                 | Bao gồm thuốc Frente de onda, Aberraciones và khúc xạ                                                                                         |
| Địa hình                       | Bao gồm thuốc Topografía                                                                                                                      |
| Adaptación de LC<br>Adaptación | Bao gồm thuốc Paquimetría và Topografía                                                                                                       |
| Đồng tử                        | Đây là loại thuốc có tác dụng làm dịu học sinh và là thời điểm để phản ứng với các điều kiện khác nhau.                                       |
| Cá nhân hóa                    | Đây là loại thuốc có thể được cá nhân hóa theo sở thích của bạn và có thể bao gồm tất cả các loại thuốc và phương pháp chữa trị cho học sinh. |

Để chọn một thuốc, hãy chọn trong danh sách trước. Solo las mediciones select en el [Menú de valuees por de de aparecerán en el menu of mediciones](#).<sup>130</sup>

## Valores por defecto

La subpestaña Valores por de de la pestaña Medida cuenta con dos secciones. Trong phần đầu tiên, Ajustes de valores por dedefo del dispositivo, puede Restablecer los ajustes por de sonido de sonido và luminosidad, y escoger si las posiciones por dedefo para el reposacabezas y la mentonera serán para dành cho người lớn hoặc para niños. Trong phần thứ hai, Ajustes por defo de medición, puede seleccionar el veces por defo que las pruebas de ondadeben realizarse và si se debe incluir la visión de cerca en sus mediciones de frente de onda.. Puede cambiar el ajuste de posición và el número de veces que deben thực hiện một cách nhanh chóng về cuộc hành trình trong [quản thể của thuốc](#) trước khi thực hiện một phương pháp điều trị.

 22




| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Pitido</p> <p>Chọn một số điểm yếu để thiết bị phát ra thuốc trong thời gian sử dụng thuốc. Điều chỉnh bởi lỗi thuốc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thuốc Frente de onda: Muestra el sôero de veces por de dede que debe</li> </ul> <p>lặp lại la prueba de Frente de onda. Lựa chọn các botones sửa đổi giá trị này.  và  đoạn văn</p> |
| 2     | <p>Luminosidad objetivo</p> <p>Chọn một điểm phát sáng của vật cần phát sáng. Topografía với Ringer.</p> <p>Muestra thua kết quả địa hình với tùy chọn Ringer một cách hoàn chỉnh thuốc và trước tiên là mất kết quả.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3     | <p>Vị trí</p> <p>Lựa chọn vị trí của người khiếm khuyết trong kho lưu trữ và người có vấn ser adecuada para người lớn hoặc para niños.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | <p>Distancia de lectura</p> <p>Điều chỉnh khoảng cách giảng dạy cho phương tiện điều trị 30 đến 70 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5     | <p>Añadir thuốc với Frente de onda</p> <p>Lựa chọn để có được tầm nhìn tốt nhất về công việc của Frente de onda.</p> <p>Lựa chọn và sửa đổi khoảng cách bằng cách khiếm khuyết vì lợi ích của nó tầm nhìn của chứng chỉ. Ghi chú: esto añadirá la prueba de Visión de cerca a cada prueba de frente de onda.</p>                                                                                                                                                                                                                 |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | <p>Mediciones Frente de onda</p> <p>Chọn một số thuốc ở phía trước để kiểm tra phía trước. Solo tác động đến các loại thuốc mà bạn có thể sử dụng.</p>                                                          |
| 7     | <p>Topografía con Ringer</p> <p>Vì khiếm khuyết, El Ringer đã bị buộc phải biên tập. Để loại bỏ cơn đau thắt ngực mà bạn có thể cần ngay lập tức để loại bỏ các loại thuốc địa hình, bạn có thể loại bỏ nó.</p> |

## Đồng tử

Học sinh có thể học cách sử dụng đèn chiếu sáng với các điểm khác nhau về độ sáng của đèn chiếu sáng trong khoảng thời gian có thể thiết lập được, để sửa đổi điều chỉnh đèn chiếu sáng:



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Nivel de Iluminación</p> <p>Utilizar los botones   và điều chỉnh lại các lỗ phát sáng.</p> |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Tiempo de espera<br>Sử dụng đèn chiếu sáng  và điều chỉnh thời gian của một người trong số các niveles de botone. |
| 3     | Guardar<br>Lựa chọn để bảo vệ cambios.                                                                                                                                                             |

## 10. 6 Ajustes resultados

[Aberraciones de refracción](#)  133

[las pruebas de Frente de onda](#)  43

[Địa hình](#)  136

### Điều chỉnh quang sai khúc xạ

La subpestaña Refracción và aberración de la pestaña Resultados contiene los ajustes de visualización por dedefo para los de refracción và aberración de la [Pantalla de 32 Resultados](#) .  




| Không            | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | <p>Thuật ngữ</p> <p>Có thể cấu hình thuật ngữ cho bản đồ và thang đo cho tiếp tuyến hoặc Inmediata (para el mapa) y para Estándar o Absoluto, Automática o Normalizada (para la escala)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                | <p>Khúc xạ</p> <p>Điều chỉnh bởi khiếm khuyết khúc xạ và phía trước mắt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 Bước           | <p>Cho phép chọn mức tăng dần của hình ảnh hóa thuốc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 Cilindro       | <p>Chọn hội nghị hội nghị tiêu cực hoặc tích cực, hoặc chọn Tự động để ký hiệu cilindro tương ứng với mức tương đương esférico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                | <p>Distancia de vértice</p> <p>Hãy chọn khoảng cách từ vé por de defecto. (bạn có thể cambiar este valor sobre la Marcha en la <a href="#">Pantalla de Resultados</a>) <sup>32</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 Aberraciones   | <p>Cấu hình cho khiếm khuyết về đo quang giác mạc và mắt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 Equipo Zernike | <p>Chọn các đơn vị (micrones hoặc dioptrías) cho các loại thuốc trực quan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8                | <p>Trình bày về phía trước</p> <p>Chọn ngày/Noche para trình bày thuốc khúc xạ như giá trị hình ảnh và mesópicos, hoặc 3/5 cho trình bày thuốc khúc xạ như giá trị cho khẩu độ đồng tử 3 đến 5 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                | <p>Apertura de aberraciones</p> <p>Si ha seleccionado Día/Noche para Presentación de frente de onda (arriba), chọn Día para trình bày thuốc por de defo en términos de la apertura de học sinh fotópica, hoặc Noche para thuyết trình và términos de apertura de học sinh mesópica.</p> <p>Nếu bạn chọn 3/5 cho Trình bày về phía trước của mắt (đến), chọn một loại thuốc có thể hiện diện vì khiếm khuyết về một khẩu độ của đồng tử 3mm hoặc một khẩu độ của đồng tử 5mm.</p> |

## las pruebas de Frente de onda



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Mapa por defecto</p> <p>Selecciona los Mapas a Mostrar en la <a href="#">Pantalla de Resultados</a> por defecto <sup>32</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2     | <p>Paleta de color</p> <p>Los colores para curvatura máxima và minima siempre son los mismos en la nhật màu. El tamaño del intervalo xác định các màu sắc còn lại.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANSI tiene de 21 và 25 pasos desde el rojo al azul. Cụ thể về ANSI <ul style="list-style-type: none"> <li>280.23 rojo, naranja và amarillo muestran las zonas más pronunciadas de la córnea. Verde es un color "trung gian". Azul claro y oscuro muestran las zonas más llanas.</li> </ul> </li> <li>ISO tiene 26 pasos desde el rojo al azul</li> <li>La Paleta Personalizada tiene 26 pasos desde el blanco al azul El valor central đó là amarillo. En los ajustes puede escoger bảng màu và ứng dụng verde para el valor central.</li> </ul> <p>Lưu ý: trong trường hợp bạn có thể đánh giá cao hơn khoảng cách nào đó hoặc kém hơn khoảng cách</p> |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | más bajo, esas zonas serán del color asignado al intervalo más alto hoặc al intervalo más bajo<br>tương ứng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3     | <p>Bước</p> <p>Lựa chọn tasa de cambio vì khiếm khuyết về màu sắc: các giá trị được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau. Chọn tăng dần hoặc giảm bớt.</p> <p> đoạn văn</p> <p></p> <p>Lưu ý: bạn có thể cambiar el paso en la <a href="#">quản lý Resultados</a> según sea necesario. Điều này là đúng đắn khi xác định cấu hình ban đầu.</p> <p>Lưu ý: bạn có thể chọn ANSI trên Mapa, nhưng bạn có thể xác định tự động hóa trên 1.0, và không cần phải sửa đổi lựa chọn.</p> |
| 4     | <p>Valor trung tâm</p> <p>Hãy chọn giá trị trung bình vì khiếm khuyết về màu sắc. Lựa chọn để tăng giá trị, o  para reducirlo.</p> <p>Ghi chú: puede cambiar manualmente el valor central en la <a href="#">pantalla de Resultados</a> según sea necesario. Điều đúng đắn nhất là xác định giá trị ban đầu của bạn.</p> <p>Lưu ý: bạn có thể chọn ANSI hoặc ISO trên Mapa, giá trị trung tâm của nó được xác định tự động hóa và 44,00 và không có khả năng sửa đổi lựa chọn.</p>                                                                                |
| 5     | <p>Verde en el centro</p> <p>Hãy chọn lựa chọn này để định hướng bằng màu của công thức mà giá trị trung tâm của bạn sẽ hiển thị và xác thực về sự thất bại của amarillo.</p> <p>Lưu ý: bạn có thể chọn ANSI hoặc ISO trên Mapa, tùy chọn này không thể được chọn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6     | <p>Visualización por defecto</p> <p>Selector de los parámetros a Mostrar en la <a href="#">quản lý Resultados</a></p> <p> 32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Địa hình

La subpestaña Topografía de la pestaña Kết quả là cuenta con dos secciones. La sección superior contiene ajustes Generales. La sección Paleta de topografía contiene los ajustes được xác định có mo se thực hiện màu sắc của bản đồ topográficos.

Bảng màu sắc trong bảng màu được cải thiện theo hình thức một khu vực trung tâm mà bạn có thể điều chỉnh trong phần Bảng màu của địa hình. Ngoài ra, bạn có thể chọn một số điều chỉnh, hoặc điều chỉnh trong phần này mà bạn có thể xác định hình thức tự động, và bạn có thể thực hiện các biện pháp cần thiết. Ví dụ, nếu bạn sử dụng Mapa, chọn ANSI, tất cả những điều chỉnh sẽ được khôi phục trong phần mà bạn có thể xác định tự động hóa và không cần sửa đổi.



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Mapa por defecto</p> <p>Selecciona los Mapas a Mostrar en la <a href="#">Pantalla de Resultados</a> por <sup>32</sup>dede</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2     | <p>Unidad</p> <p>Lựa chọn một số hình ảnh trực quan do khiếm khuyết, mm hoặc tầm nhìn.</p> <p>Ghi chú: puede cambiar las unidades en la <a href="#">quản lý Resultados</a> <sup>32</sup>segun sea necesario. Điều chỉnh này là để xác định cách sử dụng các thiết bị đầu tiên.</p> <p>Ghi chú: bạn có thể chọn ANSI trên Mapa, bạn có thể chọn tự động chọn trong trang này và không cần phải sửa đổi lựa chọn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | <p>Escala estándar</p> <p>Trong trường hợp này, màu sắc của bạn sẽ tương ứng với giá trị của chúng để thống nhất với một số bản đồ so sánh. Các tiêu chuẩn hiện có có sẵn: ANSI, ISO, Klyve/ Wilson và Maguire/Waring. Có thể xác định một bước leo thang được cá nhân hóa để điều chỉnh giá trị trung tâm và phù hợp. Los valores máximos và mínimos quedan definidos automáticamente.</p> <p>Chọn hội nghị có màu sắc bị lỗi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANSI: Sử dụng quy ước về màu sắc. Điều này liên quan đến việc điều chỉnh lại phần Paleta của địa hình được xác định bằng cách tự động hóa yêu cầu về hình thức hội nghị và không cần sửa đổi. El value medio quedará establecido en 44D và el paso a 1D.</li> <li>ISO: Sử dụng quy ước về màu ISO. Escala, valor central và color del valor central, quedan definidos automáticamente như yêu cầu là hội nghị và không cần sửa đổi. El value medio queda establecido en 44D y el paso puede modificarse 0,5 , 1,0 o 1,5D.</li> <li>Cá nhân hóa: Cho phép bạn định cấu hình bảng màu như mong muốn, thiết lập lại sự điều chỉnh</li> </ul> |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>están disponibles.</p> <p>Lưu ý: Điều chỉnh này được xác định khi điều chỉnh bị lỗi khi bạn sử dụng bản đồ trên bản đồ trên <a href="#">Pantalla de Resultados</a> . Siempre puede cambiar unidades, paso y valor central en la <a href="#">Pestaña Mapas</a> .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | <p>Bước</p> <p>Lựa chọn tasa de cambio vì khiếm khuyết về màu sắc: các giá trị được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau. Chọn tăng dần hoặc giảm bớt.</p> <div data-bbox="646 515 1284 593">  <span>đoạn văn</span> </div> <p>Lưu ý: bạn có thể cambiar el paso en la <a href="#">quản lý Resultados</a> según sea necesario. Điều này là đúng đắn khi xác định cấu hình ban đầu.</p> <p>Lưu ý: bạn có thể chọn ANSI trên Mapa , nhưng bạn có thể xác định tự động hóa trên 1.0, và không cần phải sửa đổi lựa chọn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5     | <p>Valor trung tâm</p> <p>Hãy chọn giá trị trung bình vì khiếm khuyết về màu sắc. Lựa chọn để tăng giá trị, o  para reducirlo.</p> <p>Ghi chú: puede cambiar manualmente el valor central en la <a href="#">pantalla de Resultados</a> según sea necesario. Điều đúng đắn nhất là xác định giá trị ban đầu của bạn.</p> <p>Lưu ý: bạn có thể chọn ANSI hoặc ISO trên Mapa, giá trị trung tâm của nó được xác định tự động hóa và 44,00 và không có khả năng sửa đổi lựa chọn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6     | <p>Paleta de color</p> <p>Los colores para curvatura máxima và minima siempre son los mismos en la nhậ màu. El tamaño del intervalo xác định các màu sắc còn lại.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANSI tiene de 21 và 25 pasos desde el rojo al azul. Cụ thể về ANSI             <p>280.23 rojo, naranja và amarillo muestran las zonas más pronunciadas de la córnea. Verde es un color "trung gian". Azul claro y oscuro muestran las zonas más llanas.</p> </li> <li>ISO tiene 26 pasos desde el rojo al azul</li> <li>La Paleta Personalizada tiene 26 pasos desde el blanco al azul El valor central đó là amarillo. En los ajustes puede escoger bảng màu và ứng dụng verde para el valor central.</li> </ul> <p>Lưu ý: trong trường hợp bạn có thể đánh giá cao hơn khoảng cách nào đó hoặc kém hơn khoảng cách más bajo, esas zonas serán del color asignado al intervalo más alto hoặc al intervalo más bajo tương ứng.</p> |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | <p>Verde en el medio</p> <p>Hãy chọn lựa chọn này để định hướng bằng màu của công thức mà giá trị trung tâm của bạn sẽ hiển thị và xác thực về sự thất bại của amarillo.</p> <p>Lưu ý: bạn có thể chọn ANSI hoặc ISO trên Mapa, tùy chọn này không thể được chọn.</p> |
| 8     | <p>Visualización por defecto</p> <p>Selector de los parámetros a Mostrar en la <a href="#">quien lóit Resultados</a>  32</p>                                                       |

Ghi chú: Để đảm bảo rằng bạn có một kết quả chính xác, nếu bạn sử dụng cáp VX110 do vô tình tạo ra vì nó không phải là trung tâm của một phần của tầm nhìn camera, thiết bị có thể tự động lấy lại trung tâm mới và một phần của camera. Nếu không có một sự dung nạp nào tốt hơn để giảm bớt tình trạng không thể thực hiện được một phương pháp điều trị.

## 10. 7 Ajustes de exportación

Việc điều chỉnh xuất khẩu được xác định là điều chỉnh mà bạn có thể kiểm soát cách thức kết quả chẩn đoán được lựa chọn (hoặc thực tế) có thể xuất khẩu một cách khác hoặc tạm ứng.

Lưu ý: đây là điều chỉnh lại mối quan hệ với kết quả của các cá nhân.

Để cung cấp thông tin về việc xuất khẩu cơ sở dữ liệu của máy tính, hãy tham khảo ý kiến [Xuất khẩu và nhập khẩu cơ sở dữ liệu](#).  112

---

[Datos de exportación](#)  139

[Imprimir/Correo electrónico](#)  143

[Acciones automáticas](#)  146

[Truy cập từ xa.](#)  146

[Thông tin](#)  150

### Datos de exportación

La subpestaña Dữ liệu xuất khẩu của côn trùng Xuất khẩu có thể điều chỉnh que kiểm soát lo que xảy ra khi xuất khẩu kết quả là có thể thực hiện một thiết bị phân phối từ xa bằng dụng cụ quang học bên ngoài.



| Không                 | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 USB                 | Hiện có các thiết bị khác nhau về tùy chọn lưu trữ để xuất bằng USB theo sở thích của bạn, đánh dấu các casillas de los dữ liệu mà bạn muốn xuất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 Đồ                  | Hiện có nhiều loại tùy chọn lưu trữ để xuất khẩu theo sở thích của bạn, đánh dấu các casillas de los dữ liệu mà bạn muốn xuất khẩu. Để xuất dữ liệu sang màu đỏ, casilla Captura de Pantalla debe estar seleccionada juto con las otras opciones escogidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                     | Directorio de exportación<br>Lựa chọn một trong những đạo diễn mà bạn muốn xuất khẩu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 Dispositivo externo | Chọn một casilla mà bạn có thể xuất khẩu sang một bên ngoài. Các thiết bị bên ngoài có thể kết nối với RS232 VXB0X và các giao thức XML để tạo các kho lưu trữ XML trên ví dụ trung gian màu đỏ. Nó được phép chuyển giao tài liệu lưu trữ EMR và otro trang bị như VX55 và choptero.y truy cập từ xa. Kết quả là bạn có thể truyền tải thiết bị theo định dạng chọn lọc. Bạn có thể truy cập lại từ một URL truyền thống cụ thể trên dữ liệu XML một cách dễ dàng. Sau khi cấu hình, bạn có thể tùy chỉnh cấu hình của mạng nội bộ bằng cách trực quan hóa kho lưu trữ dữ liệu từ xa. |
| 5                     | Xuất XML<br>Sau khi so sánh thiết bị bên ngoài, hãy chọn tài liệu lưu trữ cụ thể để tìm dữ liệu để xuất XML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | <p>Importar de XML</p> <p>Lựa chọn để nhập dữ liệu XML (tên và thông tin về kiến trúc) từ quy tắc dữ liệu cụ thể. Hãy nhấp đúp vào casilla để thanh lịch bản địa hóa dữ liệu mà bạn có thể nhập, sau đó là pulsar GUARDAR.</p> <p>Sau khi định cấu hình nhập XML, dữ liệu này được cung cấp để nhập vào Pantalla phương tiện. Để cung cấp thêm thông tin, hãy <a href="#">cung cấp một số thông tin trung bình 79 XML</a>.</p> <p></p> |

## Điều chỉnh để xuất một bản lưu trữ

Điều chỉnh trong phần đầu tiên được xác định về số phận của kho lưu trữ được xuất khẩu, dưới dạng định dạng và thông tin về khách hàng mà bạn có thể tiếp tục.

Bước đầu tiên là xác định các điều chỉnh để xuất và kết nối thiết bị với USB của VX110. (Bạn có thể xuất một bản lưu trữ sang một thiết bị USB, sau đó mở một hộp thoại Windows Guardar như, bạn có thể cho phép điều hướng vào một tấm thảm và đặc biệt là một danh mục lưu trữ cho kho lưu trữ.)

Điều thứ hai là xác định những điều chỉnh để xuất khẩu một thiết bị có thể có được VX110 se conecta mediate la red local. Bạn có thể cụ thể hóa các nguyên tắc của thiết bị và tấm thảm trong thiết bị đó để bảo vệ kho lưu trữ.

## Để cấu hình các tùy chọn xuất khẩu:

- Để cho phép họ xuất thiết bị kết nối vào USB, hãy chọn casilla đầu tiên trên fila USB (es decir, la casilla justo al lado del USB derecho).
- Để cho phép họ xuất khẩu một thiết bị có thể được gia nhập trung bình ở địa phương, hãy chọn một casilla đầu tiên trên la fila Red.
- Để tùy chọn bạn muốn haya elegido (USB y/o Red), hãy chọn các tùy chọn theo hình thức sau:

| Tùy chọn                  | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Captura de pantalla (JPG) | Lựa chọn này là tùy chọn để xuất dữ liệu dưới dạng lưu trữ hình ảnh JPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Địa hình                  | Lựa chọn này là tùy chọn để xuất hình ảnh địa hình dưới dạng lưu trữ hình ảnh JPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cổ điển                   | Chọn tùy chọn này để xuất hình ảnh mờ dưới dạng lưu trữ hình ảnh JPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Archivo de paciente       | Lựa chọn tùy chọn này để xuất dữ liệu dưới dạng kho lưu trữ của máy VX110. Nó tạo ra một bản lưu trữ XPS mà bạn có thể tìm thấy kết quả thu thập được và la thông tin về máy tính (như một thông tin cụ thể và thông tin để thiết lập cho người dùng) và định dạng được sử dụng bởi cơ sở dữ liệu của VX110. Kết quả là thông tin thu được có thể được nhập khẩu từ cơ sở dữ liệu khác. |


| Tùy chọn                 | Mô tả                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thông tin                | Lựa chọn phương án này để xuất dữ liệu như một informe como archivo PDF.                                  |
| Apellido                 | Lựa chọn phương án này để bao gồm tập luyện theo yêu cầu của bạn los datos exportados.                    |
| Tên                      | Lựa chọn đây là tùy chọn để bao gồm tất cả những gì bạn cần trong quá trình học tập los datos exportados. |
| <small>más datos</small> | Chọn tùy chọn này để bao gồm số nhận dạng sự nhẹ nhàng trong việc xuất khẩu dữ liệu.                      |

- Tất cả các lựa chọn được lựa chọn đều được kích hoạt. Bởi ví dụ, nếu bạn chọn Chụp quần áo như một kho lưu trữ của Paciente, xuất ra một hình ảnh JPG ở bên dưới kết quả là [một bản tóm tắt được lưu trữ](#) như một bản lưu trữ của gói.
- Si ha activado la opción Red, en Directorio de xuất khẩu, giới thiệu la ruta a la thăm này có thể bảo vệ dữ liệu xuất khẩu. Để tăng tốc xuất khẩu một quốc gia red, recomendamos mapear la unidad de red, para más infomación Consultant [Cómo mapear una unidad de red](#).


Cómo bản đồ thống nhất về màu đỏ

### Quy trình để lập bản đồ thống nhất về màu đỏ:

- Với một công cụ bên ngoài, sao xung CTRL+F4
- Chọn ứng dụng "Salir"
- Hacer clic  + để gia nhập Windows Explorer



## 4. Chọn bản đồ thống nhất màu đỏ



5. En la casilla de la Unidad, chọn một lá thư để đại diện cho unidad de red new 6. Seleccionar Buscar, y seleccionar la thảm a la que le gustaría acceder desde la red 7. Seleccionar Aceptar ya continuación Terminar 8. Ahora esta unidad está disponible para select en la [ventana Eminte de](#) [xuất và trong](#) <sup>107</sup> [menu Ajustes-> Xuất](#) <sup>139</sup>

## Imprimir/Correo electrónico

La subpestaña Imprimir de la pestaña Xuất khẩu có thể điều chỉnh mà bạn có thể kiểm soát khi xuất khẩu kết quả có thể trở thành một doanh nghiệp cho doanh nghiệp của bạn. Phần cấp trên của thiết bị cài đặt quần áo cấu hình thiết bị tique, thiết bị dự án kết hợp với VX110. Phần cấu hình kém hơn được thực hiện bằng một thiết bị kết nối bên ngoài trên dòng RS-232 của thiết bị hoặc một thiết bị USB của bạn.

Lưu ý: để định cấu hình một công cụ bên ngoài cho bạn một dịch vụ hỗ trợ thiết bị hoặc nhà phân phối.



Cấu hình toàn diện: Pestaña Xuat khẩu, subpestaña Imprimir

| Không                  | có mô tả                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Tique<br><p>Marcar là một trong những cách để bạn có thể bắt đầu một cách dễ dàng với việc quản lý thiết bị</p>                                                                                                           |
| 2 Encabezado del tique | <p>Nếu bạn bao gồm một văn bản về nguyên tắc của cada, hãy chọn casilla Encabezado de tique, bạn tiếp tục giới thiệu văn bản trên las trực tuyến tiếp theo. Ví dụ, tôi giới thiệu tên của bạn và hướng dẫn trên mạng.</p> |
| 3 Encabezado de texto  | <p>Giới thiệu aquí el texto del encabezado</p>                                                                                                                                                                            |
| 4 Định dạng            | <p>Lựa chọn loại dự án mà bạn muốn</p>                                                                                                                                                                                    |
| 5 Tamaño de letra      | <p>Lựa chọn công ty biển Grande hoặc công ty Pequeña</p>                                                                                                                                                                  |
| 6 In                   | <p>Marcar này là một trong những người có thể bắt đầu sử dụng một công việc bên ngoài. Bạn có thể chọn lựa một bản tóm tắt (de la pestaña Resumen) y/o Informe. <span style="float: right;">34</span></p>                 |
| 7                      | Impresora<br><p>Seleccionar una impresora por dedefo (solo si está conectado a una impresora externa)</p>                                                                                                                 |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | Correo electrónico<br>Lựa chọn casilla để tìm kiếm các lựa chọn về điện tử                                                                                                                                                              |
| 9     | Probar Correo electrónico<br>Lựa chọn điều này để có được một kết quả điện tử phù hợp. Đây là một thông điệp xác nhận.                                                                                                                  |
| 10    | thăng Mười<br>Viết hướng dẫn tương tác điện tử trên trang web này                                                                                                                                                                       |
| 11    | Người phục vụ<br>Bao gồm một số tên dịch vụ, cho các ví dụ về tên dịch vụ và cấu hình, trong số 16 SMTP.                                                                                                                                |
| 12    | Contraseña<br>Viết lại điều tương phản trong chiến dịch này.                                                                                                                                                                            |
| 13    | Puerto<br>Đây là một trong những điều cần thiết phụ thuộc vào cấu hình của máy chủ.                                                                                                                                                     |
| 14    | Compañeros<br>Hãy ký tên vào danh sách và chỉ dẫn tương ứng về điện tử của các công ty. Bạn có thể bao gồm 3 người đồng hành như số phận của người bị đào thải. Để giúp bạn đồng hành nhiều hơn, hãy nhấp vào lỗ botones 2 và 3.        |
| 15    | Phòng thí nghiệm<br>Viết thư cho danh sách và hướng dẫn tương ứng về điện tử của phòng thí nghiệm. Bạn có thể bao gồm 3 phòng thí nghiệm như số phận bị đào thải. Để bổ sung thêm các phòng thí nghiệm, hãy nhấp vào lỗ botones 2 và 3. |
| 16    | Cấu hình máy chủ<br>Bạn có thể tìm thấy nhiều khả năng cấu hình dịch vụ như cấu hình SMTP, điều chỉnh thiết bị.                                                                                                                         |

## Correo electrónico

Para configurar la función de correo electrónico, viết lách và hướng dẫn của correo electrónico (n.º 8), contraseña (n.º 12), servidor (n.º 11) và puerto las especialaciones enumeradas anteriormente. Các đặc điểm cụ thể có thể thay đổi phụ thuộc vào dịch vụ tương tác điện tử nói riêng. Đây là một số liệt kê các khu vực cụ thể của các cộng đồng điện tử (n.º 16), có thể có những khác biệt mà bạn có thể thấy ở đây. Bạn nên giới thiệu lại cách sử dụng chương trình Probar Correo electrónico để xác nhận rằng kết nối điện tử đã được cấu hình chính xác. Ngoài ra, nó còn đảm bảo thiết bị của bạn được kết nối với Internet.

Lưu ý: Các thiết bị điện tử không có khả năng tạo hình thức tự động để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Các cuộc điện tử solo sẽ có thể được thực hiện ở giữa lỗ thông hơi mới nổi Xuất khẩu kết quả của người dùng.

## Acciones automáticas

La subpestaña Acciones automáticas de la pestaña Exportar define los procedimientos de exportación que deben realizarse automáticamente al completar una medición, y usted puede encontrar la información en el cuadro de diálogo Exportar.



Pantalla de Configuración: Pestaña Exportar, subpestaña Acciones automáticas

## Procedimiento de configuración de los parámetros de las acciones automáticas:

- En la parte de Acciones automáticas (nº 1), elegir las opciones que desea que se realicen de forma automática una vez completada una medición (Exportar datos (nº 2) o Imprimir (nº 3)).
- En la parte de Artículos seleccionados para el cuadro de diálogo de exportación (nº 4), elegir las opciones que desea que se realicen de forma automática una vez completada una medición (las opciones disponibles ya sea para Exportar datos (nº 5) o para Imprimir (nº 6)).
- Elegir la opción de Ventanas siempre abiertas (7) para salir de la ventana de configuración de exportación que elija. Desactivar esta opción para que se realice automáticamente el proceso de exportación de los datos seleccionados en la parte de Artículos seleccionados para el cuadro de diálogo de exportación.

## Acceso remoto.

El acceso remoto permite a los usuarios de la misma red Consultar los de forma remota el uso de IP fija o dinámica y configuración. En la configuración, usted puede ver la lista de pacientes en orden cronológico, y para cada paciente, sus resultados de prueba. Es necesario configurar la red para el uso de VX110.

Để chọn dữ liệu để xác nhận vị trí truy cập từ xa:



| Không | có mô tả                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Acceso Remoto activo</p> <p>Bạn có thể chọn casilla này để tạo dữ liệu truy cập từ xa tự động, sau đó loại bỏ cada thuốc. Để thoát khỏi lựa chọn này, hãy giải quyết vấn đề casilla.</p> |
| 2     | <p>Dirección IP</p> <p>Muestra la direction IP del sitio de datatos of Accesses Remoto.</p>                                                                                                 |
| 3     | <p>Tái thiết dữ liệu của Acceso Remoto</p> <p>Hãy nhấp vào đây để tìm thấy thuốc có sẵn tại vị trí truy cập từ xa.</p>                                                                      |
| 4     | <p>Guardar</p> <p>Cho phép người sử dụng bảo vệ những lựa chọn ưu tiên</p>                                                                                                                  |

Nếu casilla de Acceso Remoto Activo được chọn, dữ liệu sẽ được xuất tự động mô tả cada thuốc. Các loại thuốc có thể nhiều phút khác nhau để có được vị trí truy cập từ xa. Nếu bạn có dữ liệu về VX110 mà bạn không thể truy cập vào trang web, bạn có thể chậm lại và có nhập dữ liệu hoặc dữ liệu chống vi-rút mà bạn không thể xuất khẩu thuốc, có tùy chọn xuất khẩu hình thức hỏi tổ.


Các phương pháp tồn tại để xuất dữ liệu theo hình thức hoạt động trở về trước:

1. Xuất khẩu một mình các thuốc chữa bệnh
2. Xuất khẩu cơ sở dữ liệu để hoàn thành.

Có một gợi ý về lựa chọn số 2 có thể khiến bạn chậm trễ trong việc rato và ralentizar el dispositivo. por

Tuy nhiên, bạn nên thực hiện điều này để có thể có được thiết bị không hoạt động.

Để xuất dữ liệu theo hình thức kích hoạt hồi tố, hãy nhấp vào nút trong botón Tái tạo dữ liệu Truy cập Remoto và trong các bước tiếp theo:



| Không   | có mô tả                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Hủy bỏ<br>Cancelar selección                                                                                                                      |
| 2 Không | Sau khi lựa chọn, một mình bạn sẽ mất dữ liệu về tình huống truy cập từ xa. Bạn có thể bảo vệ dữ liệu ở vị trí truy cập Remoto, bảo vệ vĩnh viễn. |
| 3       | Sí<br>Tùy chọn này sẽ bảo vệ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh trên trang web của Acceso Remoto, dữ liệu mới sẽ như dữ liệu tồn tại.                       |


Ghi chú: Việc truy cập lại (de la Intranet) chỉ cho phép xem hình ảnh, Không có khả năng thực hiện sửa đổi dữ liệu nào, như là dữ liệu được khôi phục, loại bỏ dữ liệu, và các cambios thực hiện một chuyển truy cập từ xa.

## Trực quan hóa và điều hướng

Sau khi hoàn thành cấu hình, bạn có thể tư vấn bản đồ và điều hướng trên PC, MAC hoặc máy tính bảng với S0.

### Quy trình để trực quan hóa việc truy cập từ xa và điều hướng của bạn:

- Bắt đầu điều hướng và giới thiệu chỉ dẫn IP hướng dẫn trên menu [Truy cập từ xa](#). menu. 146
- Chấp nhận những gì có thể xảy ra:



| Không | có mô tả                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Dirección IP<br>Giới thiệu hướng dẫn IP chỉ báo trong menu truy cập từ xa, có thể thay đổi tùy theo ý muốn       |
| 2     | Bệnh nhân<br>Nombre pacientes, incluyendo fecha de nacimiento, género và ưa thích correo electrónico             |
| 3     | Chẩn đoán<br>Danh sách các chẩn đoán và các triệu chứng bệnh đang được thực hiện trên các loại thuốc             |
| 4     | Dirección IP<br>Hướng dẫn nhận dạng một chỉ báo trong điều hướng, chỉ dẫn bạn đã kết nối với trang web chính xác |

| Khôñg | có mô tả                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | Mostrar nombre de imágenes<br>Seleccionar casilla para visualizar los nombres de los archivos de imagen recogidos en los resultados |
| 6     | Cargar<br>Lựa chọn để thực hiện dữ liệu của bạn                                                                                     |

Tener en cuenta: la mỗi vez puede tomar más tiempo cargar la base de datos.

- Nếu bạn chọn tùy chọn "danh sách hình ảnh nhất", hãy xác thực một bản đồ cada và dữ liệu gốc trong kho lưu trữ.
- Chọn một trong những phương pháp điều trị, chọn một loại thuốc mà bạn muốn sử dụng và cung cấp năng lượng cho CARGAR

Trong trường hợp này, không có hay hình ảnh nào được chọn trong các điều chỉnh, không có bảo vệ và hầu hết các SIN DATOS



- Hãy nhấp vào SALIR để chuyển đổi dữ liệu cơ sở.

## Thông tin


VX110 được kết nối với một chức năng thông báo, cho phép bạn tư vấn về kết quả thu thập thông tin theo hình thức rõ ràng và ngắn gọn. Bạn có thể chọn phần trình bày và dữ liệu để bao gồm một phần thông tin về 6 cây trồng được xác định trước hoặc xác định cây trồng của bạn ở phương tiện truyền thông.

Các thông tin bao gồm cây trồng trong chủ đề VX110:

- Aberraciones
- Địa hình
- Diagnósticos mezclados/todos

Para más information sobre cómo crear un informatione, ir a [Generar un infoe](#) <sup>101</sup>

Đây là một ví dụ về một cây trồng được thông báo bởi khiếm khuyết:



| Không | có mô tả                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Información de paciente</p> <p>Bao gồm người được chỉ định hoặc ID bệnh nhân, người bệnh và người kiểm tra</p> |
| 2     | <p>Bản đồ</p> <p>Muestra un bản đồ ưu tiên/điều chỉnh bởi sự lựa chọn sai lầm</p>                                 |
| 3     | <p>Nombre de mapa</p> <p>Nombre de mapa mostrado</p>                                                              |
| 4     | <p>Khúc xạ</p> <p>Muestra la tabla de datatos de khúc xạ</p>                                                      |
| 5     | <p>Sim K</p> <p>Muestra la tabla de datatos của Sim K</p>                                                         |

Lưu ý: para que un infoe esté disponible en la ventana Emerente Xuất khẩu từ kết quả, debe estar seleccionado en Ajustes>Exportar>Imprimir:  
Thông tin

Để tìm hiểu một cách xác định thông tin cá nhân hóa, và [định cấu hình một thông báo](#) <sup>152</sup>

### Configurar un informe

VX110 có một tùy chọn để xác định thông tin cá nhân hóa. Tồn tại 3 thông tin cần thiết để cấu hình để hoàn thành cấu hình thông tin: cấu hình tiêu đề và logo, cấu hình bản đồ và cấu hình bảng dữ liệu.

### Para configurar un informe:

- Trong menu Điều chỉnh, chọn Thông báo:




| Không                 | có mô tả                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 số                  | Muestra el nombre de la plantilla que aparece en la pantalla (Nº1) Si selecciona la casilla, será el info por defo. |
| 2 Biểu trưng          | Chọn một biểu tượng (archivo jpeg hoặc bmp) desde su red hoặc USB.                                                  |
| 3 Nombre de plantilla | Añadir el nombre de la plantilla                                                                                    |
| 4 Cá nhân hóa         | Thêm văn bản để cá nhân hóa                                                                                         |

| Không        | có mô tả                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Thêm       | Lựa chọn Thêm để thêm một mẫu mới, sau khi đã chọn nút này chuyển sang Hủy, và có thể chọn nó để hủy mẫu |
| 6 Loại bỏ    | Lựa chọn để loại bỏ cây trồng                                                                            |
| 7 Phía trước | Lựa chọn phần lớn nhất của khuôn lát trước                                                               |
| 8 Tiếp theo  | Lựa chọn để tiếp tục giai đoạn tiếp theo                                                                 |

- Tras haber utilizado el botón Añadir para abrir una plantilla nueva, añadir nombre, logo (si se desea) y texto en los campos 2, 3 y 4
- Seleccionar Siguiente


Điều này cho phép bạn định cấu hình bản trình bày và bản đồ của nó:



Toàn bộ cấu hình bản đồ

| Không | có mô tả                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 số  | Muestra el nombre de su plantilla mới                                                                    |
| 2     | Datos del mapa<br>Lựa chọn để sửa đổi: mệo, lựa chọn ojo và leo thang                                    |
| 3     | Vista preliminar de mapa<br>Muestra vista preliminar del mapa, chọn bản đồ và que desee realizar cambios |
| 4     | Presentación de página<br>Seleccionar paisaje o retrato                                                  |
| 5     | Imágenes por página<br>Chọn số hình ảnh trên trang, từ 0 đến 6 hình ảnh                                  |
| 6     | Tamaño de página<br>Chọn trang ưu tiên                                                                   |
| 7     | Tamaño frontal<br>Lựa chọn ưu tiên trước mắt                                                             |
| 8     | Añadir<br>Lựa chọn một cây trồng mới                                                                     |
| 9     | Loại bỏ<br>Lựa chọn để loại bỏ cây trồng                                                                 |
| 10    | Phía trước<br>Lựa chọn para ir a la quần lót trước                                                       |
| 11    | Tiếp theo<br>Lựa chọn thủ tục với bước tiếp theo                                                         |

- Lựa chọn ưu tiên của bạn để trình bày trang ở trang số 6, 7 và 8
- Để có thể thực hiện cambios trên cada bản đồ, trước hết bạn nên chọn một lỗ thông hơi số 3 và tiếp tục sử dụng các trình đơn loại bỏ trong số 2 để sửa đổi bản đồ: Tamaño, Mapa, Tipo và Escala. Chỉ cần sửa đổi bản đồ lựa chọn.
- SeleccionarSiguiente
- Bảng thông tin dữ liệu được cấp phép thực hiện cambios trên bảng dữ liệu:



Toàn bộ cấu hình bảng dữ liệu


| Không    | có mô tả                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 số     | Muestra el nombre de su plantilla mới                                                         |
| 2        | Ventana vista preliminar<br>Muestra una vista preliminar de la plantilla del thông tin        |
| 3 Lado   | Lựa chọn để bảo vệ que ojo se debe añadir la tabla de datatos, derecho o izquierdo            |
| 4 Bản đồ | Chọn cách giám sát chẩn đoán và hiển thị bảng dữ liệu:<br>Topografía, frente de onda, quốc tế |

| Không            | có mô tả                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Tipo           | Lựa chọn để giám sát qué tipo de tabla de datos hầu hết để chẩn đoán, bởi ejemplo, si selecciona Topografía (en số 5), puede escoger entre: Datos Queratocono o RMS |
| 6 Tamaño frontal | Lựa chọn một phần phía trước theo sở thích của bạn.                                                                                                                 |
| 7                | Añadir, modificar y borrar<br>Chọn bảng mà bạn muốn chỉnh sửa và sau đó chọn một trong những lựa chọn phù hợp nhất với sở thích của bạn.                            |
| 8                | Añadir plantilla<br>Lựa chọn để cung cấp thông tin cho nhà máy                                                                                                      |
| 9                | Eliminar plantilla<br>Lựa chọn để loại bỏ một cây thông tin                                                                                                         |
| 10 Phía trước    | Lựa chọn para ir a la pantalla de la pantalla                                                                                                                       |
| 11 Guardar       | Lựa chọn cây bảo vệ                                                                                                                                                 |
| 12 Hủy bỏ        | Lựa chọn để hủy cambios                                                                                                                                             |

- Để thêm bảng dữ liệu vào nhà máy lựa chọn Añadir
- En los campos 3, 4 y 5 chọn các dữ liệu mà bạn muốn tìm thấy trên bảng tabla: el ojo, el diagnóstico và tipo de tabla de datos
- Để thực hiện cambios và tablas tồn tại, chọn tabla en la ventana số 2, bạn tiếp tục sử dụng botones Sửa đổi/Loại bỏ
- Nếu bạn muốn hoàn tất các sửa đổi của mình, hãy chọn Người bảo vệ
- nếu bạn chọn các biến thể thông báo về lỗi, và nếu bạn định cấu hình xuất khẩu tự động, hãy bắt đầu tắt cả các thông báo về việc chọn lọc. Để chọn các loại thông báo, hãy chọn các casillas trong menu điều chỉnh thông báo.
- Aunque no parezcan por de defo en los information, puede añadir a los informes las images and gráficos de la học sinh và los mapas internos.

Ghi chú: Trước tiên hãy tìm một thông báo cho công ty bạn đã chọn trong menu Điều chỉnh.

Một trong những cách bạn xác định nhà máy của mình được cá nhân hóa để đạt được sở thích của bạn, cung cấp tính năng tự động hóa trong menu Hiển thị thông báo rằng bạn có thể tìm thấy một lỗ thông hơi trong hộp thoại trên bàn phím:



- Lựa chọn nhà máy của cuộc bầu cử trên menu, tạo ra một tầm nhìn sơ bộ về thông tin trong lỗ thông hơi.
- Lựa chọn Xuất khẩu để xuất khẩu một nguồn bên ngoài hoặc Imprimir theo sở thích của bạn
- Para más information sobre cómo crear un informatione, ir a [Generar un infoe](#) <sup>101</sup>

## 10. 8 Restablecer los parámetros de vail


Có thể khôi phục lại các yếu tố cấu hình và giá trị vail bị lỗi.

Quy trình phục hồi các chi tiết vail:

- Trong quần áo Cấu hình, hãy chọn Vail. Có một thông điệp để mang lại lợi ích cho bạn hoặc không thể khôi phục lại các chi tiết vail.
- Hãy chọn nó. Nhà hàng này sẽ cung cấp các thiết bị kết hợp với các thiết bị cấu hình.

## 10. 9 Pantalla de Mantenimiento

Khoảng thời gian cần thiết để điều chỉnh các biện pháp thay đổi dịch hại và bạn có thể gia nhập để sửa đổi điều chỉnh và điều chỉnh chung về khả năng xử lý:



| Không | có mô tả                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Hỗ trợ<br>Lựa chọn để kết nối Teamviewer và <a href="#">luật sư hỗ trợ</a> <sup>122</sup>                                                                       |
| 2     | Phiên bản<br>Lựa chọn này là một bot có số phiên bản phần mềm                                                                                                   |
| 3     | Actualización del software<br>Lựa chọn tùy chọn này cho phép cập nhật phần mềm, để cung cấp thêm thông tin cho <a href="#">phần mềm Cập nhật</a> <sup>121</sup> |
| 4     | Bảo vệ kho lưu trữ thuốc<br>Bảo vệ thuốc cuối cùng trong kho lưu trữ gián điệp                                                                                  |
| 5     | Hiệu chỉnh địa hình<br>Lựa chọn để kiểm tra hiệu chuẩn của địa hình Esta prueba solo debe realizarla un técnico autorizado.                                     |
| 6     | Mantenimiento técnico<br>Lựa chọn để giải quyết các điều chỉnh thiết kế phần mềm, đây là cách đơn giản để thực hiện một công nghệ kỹ thuật số.                  |
| 7     | Configuración avanzada<br>Lựa chọn để bắt đầu cài đặt cấu hình                                                                                                  |

| Không | có mô tả                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | <p><b>Động cơ Restablecer</b></p> <p>Lựa chọn để ổn định lại động cơ</p>                                                                                                             |
| 9     | <p><b>Referencia de paciente</b></p> <p>Lựa chọn để xác định tham chiếu của người tham khảo về cơ sở dữ liệu trong phần Nombre hoặc ID của người tham khảo</p>                       |
| 10    | <p><b>Ruta base de datos</b></p> <p>Esto muestra la ruta donde se encuentra ubicada la base de datos</p>                                                                             |
| 11    | <p><b>Actualizar índice</b></p> <p>Đây là một điều thực sự có thể thực hiện được trong quá trình tập luyện của bạn. Se recomienda tras borrar/ importar informatione de paciente</p> |
| 12    | <p><b>Importar datos</b></p> <p>Chọn nút này để nhập dữ liệu từ USB hoặc Red <sup>112</sup></p>                                                                                      |
| 13    | <p><b>Recuperación</b></p> <p>Chọn cách khôi phục dữ liệu từ USB <sup>112</sup> hoặc Red</p>                                                                                         |
| 14    | <p><b>Copa de seguridad</b></p> <p>Lựa chọn đây là một bot có thể thực hiện được một copa bảo mật <sup>112</sup> cơ sở dữ liệu</p>                                                   |
| 15    | <p><b>Borrar datos</b></p> <p>Lựa chọn để tìm ra cơ sở <sup>116</sup> dữ liệu.</p>                                                                                                   |

---

---

1 1 . ¿ Q u é hacersi . . . ?

¿Qué hacer si...?

Khi sử dụng VX110, bạn có thể gặp phải các vấn đề tiếp theo. Nếu bạn muốn, hãy cố gắng tiếp tục các giải pháp tiếp theo. Nếu vấn đề vẫn tồn tại và giải pháp của bạn không có giải pháp nào, bạn có thể liên hệ với một người đại diện để cung cấp dịch vụ có thẩm quyền với nhà phân phối tại địa phương.

| Vấn đề                                                                                    | Nguyên nhân có thể                                                                                                                                         | Soluciones propuestas                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las hình ảnh không có trung tâm chính xác                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nguồn lực bên ngoài hoặc lỗ thông hơi được trang bị</li> <li>• Amplias zonas de luz cerca del thiết bị</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• So sánh rằng không có sự tồn tại nào có lợi ích rực rỡ hoặc lợi ích có được từ trang bị hoặc trí tuệ.</li> <li>• Comprobar que no hay zonas amplias và unregulares de luz sobre el paciente o sobre el Equipo.</li> </ul> |
| Tamaño de la học sinh medido khác biệt với esperado hoặc al tamaño de la học sinh thực tế | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nguồn lực bên ngoài hoặc lỗ thông hơi được trang bị</li> <li>• Amplias zonas de luz cerca del thiết bị</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• So sánh rằng không có sự tồn tại nào có lợi ích rực rỡ hoặc lợi ích có được từ trang bị hoặc trí tuệ.</li> <li>• Comprobar que no hay zonas amplias và unregulares de luz sobre el paciente o sobre el Equipo.</li> </ul> |
| Những sai lầm trong trật tự đã khác trước đây.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ινχιδενχια δε λυζ hướng dẫn các yếu tố hấp dẫn hoặc cho người ăn.</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• So sánh rằng không có sự tồn tại nào có lợi ích rực rỡ hoặc lợi ích có được từ trang bị hoặc trí tuệ.</li> <li>• Comprobar que no hay zonas amplias và unregulares de luz sobre el paciente o sobre el Equipo.</li> </ul> |
| No se imprimen los tiques                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atasco del papel</li> <li>• Không có giấy vụn</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra la compuerta del depósito de papel de la impresora và libere el papel.</li> <li>• Cambie el rollo de papel.</li> </ul>                                                                                               |

---

1 2 . M antenimient

---

Đây là lời giải thích về việc làm mờ vết nứt của VX110 và có hiện thực về các vết thương khác nhau trên mantenimiento.

- 
- [Limpieza del equipo](#)  163
  - [Cargar el papel en la impresora](#)  164

## 12. 1 Limpieza del equipo

• Quan trọng!

Antes de limpiar la unidad, apagarla và desenchufarla de la toma de corriente.

Để làm mờ bề ngoài của VX110, bạn có thể làm cho nó trở thành một sản phẩm thương mại và không mài mòn và sửa chữa con cuidado las bề ngoài của máy.

ATENCIÓN: Không có máy nghiền hoặc biến chất lỏng trực tiếp sobre el aparato.

ATENCIÓN: Không sử dụng sản phẩm làm mềm hoặc mài mòn.

### Mentonera

Bạn nên thường xuyên nói chuyện với một người bạn dễ chịu về rượu. Hãy kết hợp với những người bảo vệ của papel para la mentonera. Sử dụng tấm bảo vệ giấy để bảo vệ người bệnh khi cần thiết.

### Reposacabezas

Tôi khuyên bạn nên uống rượu thường xuyên với rượu. Bạn đang ở phía trước es la única parte de la máquina que entra en contacto con el paciente.

## 12. 2 Cargar el papel en la impresora

Công ty đã cài đặt nó ở bên cạnh VX110. Khi cuộn giấy tờ cuối cùng, chỉ báo LED của Nhà trưng bày sẽ xuất hiện.

### Thủ tục để vận chuyển hàng hóa và doanh nghiệp

- Levantar la palanca en el centro del compartimento para papel và tirar hacia abajo de la cubierta.
- Nếu bạn muốn một cuộn giấy in trên máy in, lấy nó ra.
- Colocar el rollo nuevo con la extremidad del papel en la parte superior del rollo.
- Chèn giấy vào một phần của sự so sánh vượt trội.
- Volver a cerrar la trampilla de la impresora.

## 12. 3 Embalar el sistema

### Embalaje


Trước khi embalar, tôi có thể sử dụng thiết bị này trên nút "Apagado" (trong chiếc quần lót của Inicio, bởi ejemplo). So sánh các thiết bị lưu trữ có thể được đặt ở vị trí của kho lưu trữ.

Colocar el dispositivo en la bolsa de nhựa:




Bỏ đi những biện pháp bảo vệ đặc biệt và màu sắc của thiết bị sau đó.

Hãy bắt đầu chú ý đến một phần và các kho lưu trữ và một phần là một phần quần áo tôn trọng người bảo vệ de espuma.



Bảo vệ người bảo vệ đặc biệt như một muestra (dos pasos):




Colocar el người bảo vệ đặc biệt bổ sung ở trung tâm:



Caja de accesorios:



Sử dụng các phụ kiện của caja:



Colocar la caja de cartón sobre el dispositivo và aplicar cinta para cerrar la caja.





Hãy tận dụng những dải băng đen đó. Kiểm tra rằng các băng đã được điều chỉnh.





---

---

1 3 . Một nexo

## 13. 1 Kỹ thuật cụ thể

### Các đặc điểm cụ thể của thiết bị

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentación de energía                | 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 W |
| Mẹo bảo vệ chống lại sự phá hủy điện   | Lớp 1                         |
| Mức độ bảo vệ chống lại sự hủy bỏ điện | Tipo BF                       |
| Clasificación IP                       | IPXo                          |
| Kích thước (AxLxA)                     | 312mm × 530mm × 570mm         |
| Peso                                   | 25 kg                         |

### Condiciones de funcionamiento

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Nhiệt độ    | +10°C đến +35°C |
| Higrometría | 30% đến 90%     |

### Condiciones de almacenaje

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Nhiệt độ    | -10°C đến +55°C |
| Higrometría | 10% đến 95%     |

### Condiciones de transporte

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Nhiệt độ    | -40°C đến +70°C |
| Higrometría | 10% đến 95%     |

### Đặc điểm của bản đồ AR và tiềm năng

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Gama de medición Esfera      | -20D a +20D cho khoảng cách vértice 12 mm |
| Công dụng của thuốc Cilindro | de 0D a 8D                                |
| Eje                          | 0 - 180°                                  |
| Zona de medición             | de 2,0 mm đến 7,0 mm đồng tử (3 vùng)     |
| Número de puntos de thuốc    | 1400 điểm cho học sinh 7mm                |
| Distancia de trabajo         | 94mm                                      |
| Phương pháp                  | Shack-Hartmann                            |

### Đặc điểm của Topografía giác mạc

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Número de anillos                         | 24                     |
| Número de puntos de thuốc                 | 6144                   |
| Número de puntos analizados               | > 100.000              |
| Diámetro de la zona khối giác mạc một 43D | Từ 0,75 mm đến > 10 mm |
| Dioptrías                                 | 37,5D và 56D           |
| Repetibilidad                             | 0,03 mm                |
| Phương pháp                               | Disco de Plácido       |

## 13. 2 Cumplimiento de las normas internacionales

El VX110 tập hợp các yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế được mô tả để tiếp tục.

### Directivas y normas

El VX110 kết hợp với Directiva 93/42/EC tương đối với thiết bị vệ sinh và thiết bị an toàn Lớp II (norma 10).



- IEC60601-1 (2005): Equipos electromédicos - Phần 1: Các yêu cầu chung cho seguridad básica và funcionamiento esencial.
- IEC60601-1-2 (2005): Equipo eléctrico médico - Phần 1-2: Các yêu cầu chung cho la seguridad - Norma tài sản thể chấp: Compatibilidad electromagnética - Requisitos y ensayos .

Thời gian sử dụng sản phẩm: 7 năm

1º marcado CE: 12-2013

## Emisiones electromagnéticas

El VX110 đã được thiết kế để sử dụng và cho thấy một thiết bị điện tử tiếp theo. Khách hàng hoặc người sử dụng có thể sử dụng VX110 để sử dụng nó trong một thời gian dài.

| Ensayos de emisiones                        | Cumplimiento | Entorno điện tử - Guía                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11       | Nhóm I       | El VX110 sử dụng năng lượng tần số vô tuyến cho chức năng quốc tế. Vì lý do này, các phát xạ RF có rất nhiều bajas và không có khả năng xảy ra khi sản xuất ra sự can thiệp vào các thiết bị điện tử.                                             |
| Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11       | Lớp B        | VX110 được hỗ trợ để sử dụng tất cả các công cụ có thể sử dụng được, bao gồm cả các công cụ có thể sử dụng được trong nhà và có thể kết nối trực tiếp với một loại thực phẩm công cộng có màu đỏ mà baja căng thẳng cho thực phẩm dành cho nhà ở. |
| Khí thải armónicas CEI 61000-3-2            | Lớp A        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biến thể độ căng / centelleos CEI 61000-3-3 | Cumple       |                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Inmunidad electromagnética

El VX110 đã được thiết kế để sử dụng và cho thấy một thiết bị điện tử tiếp theo. Khách hàng hoặc người sử dụng có thể sử dụng VX110 để sử dụng nó trong một thời gian dài.

| Ensayo de inmunidad                                           | Nivel de prueba IEC 60601           | Nivel de cumplimiento | Entorno electromagnético -<br>Hướng dẫn                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descargas tĩnh điện như (ESD)<br><br>Tiêu chuẩn IEC 61000-4-2 | Tiếp điểm ±6 kV<br>± 8 kV không khí | Cumple                | Los suelos deben ser de madera, hormigón hoặc balosa cerámica. Nếu các vụ kiện tụng xảy ra với các tài liệu tổng hợp, mối quan hệ giữa hai bên sẽ bị ảnh hưởng ở mức 30 %. |

| Ensayo de inmunidad                                                                                                                                                             | Nivel de prueba IEC 60601                                                                                                                                                                                                                           | Nivel de cumplimiento | Entorno electromagnético -<br>Hướng dẫn                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transitorios /<br>descargas<br>điện tăng<br>tốc<br><br>Tiêu chuẩn IEC<br>61000-4-4                                                                                              | ± 2 kV cho thiết<br>bị điện<br>thực phẩm<br><br>± 1 kV cho dòng<br>chảy vào<br>và dòng chảy                                                                                                                                                         | Cumple                | La calidad de la red de energía eléctrica debe ser tương đương với một loại tiền tệ thương mại hoặc một bệnh viện típicos.                                                                                                                                                                                          |
| Xung lực<br>IEC 61000-4-5                                                                                                                                                       | ± 1 kV modo<br>khác biệt<br>±2 kV en modo<br>común                                                                                                                                                                                                  | Cumple                | La calidad de la red de energía eléctrica debe ser tương đương với một loại tiền tệ thương mại hoặc một bệnh viện típicos.                                                                                                                                                                                          |
| Căng thẳng,<br>sự gián<br>đoạn của sự<br>ngắn ngủi và<br>sự thay đổi<br>của căng<br>thẳng<br>trong dòng<br>chảy cuối cùng<br>của năng lượng<br><br>Tiêu chuẩn IEC<br>61000-4-11 | <5% UT (>95 % độ<br>căng của UT) cho<br>0,5 xích<br><br><40 % UT<br>(>60% caída de<br>tensión en UT)<br>cho 5 xích lô<br><br><70 % UT (>30 %<br>caída de<br>tensión en UT)<br>cho 25 ciclo<br><br><5% UT (>95 % độ<br>căng của UT) cho<br>5 xích lô | Cumple                | La calidad de la corriente de red debe ser tương đương với một la de una tienda thương mại hoặc một bệnh viện típicos. Nếu người sử dụng cần sử dụng thiết bị để chuẩn bị bữa ăn trong thời gian gián đoạn cuộc sống, bạn nên sử dụng thiết bị cung cấp thức ăn với một nguồn dinh dưỡng hoặc một pin để gián đoạn. |
| Tần số điện<br>thể (50/60<br><br>hertzios)<br>cường độ<br>điện từ<br>IEC 61000-4-8                                                                                              | 3 A/m                                                                                                                                                                                                                                               | Cumple                | Những ngôi nhà lớn mạnh về năng lượng có thể được coi là một trong những đặc điểm nhỏ nhất của một công ty típica trong một khu vực thương mại và bệnh viện.                                                                                                                                                        |
| Ghi chú: UT tương ứng với điện áp chính của bảng điều khiển thay thế trước khi ứng dụng nivel de prueba.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ensayo de inmunidad                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de prueba IEC 60601                                                               | Nivel de cumplimiento   | Entorno electromagnético -<br>Hướng dẫn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>RF conducida<br/>CEI 61000-4-6</p> <p>RF radiada<br/>CEI 61000-4-3</p>                                                                                                                                                                                  | <p>3 V<sub>rms</sub><br/>Từ 150 kHz đến 80 MHz</p> <p>3 V/m<br/>De 80 MHz a 2,5 GHz</p> | <p>3 V</p> <p>3 V/m</p> | <p>Truyền thông di động RF và di động Các thiết bị truyền thông di động mà tần số vô tuyến phát ra không có cách nào sử dụng khoảng cách kém hơn so với khoảng cách phân tách được đề xuất và tính toán một phần của kết nối có thể áp dụng cho tần suất máy phát và hạn chế có thể áp dụng cho tất cả các thành phần VX110, bao gồm cáp.</p> <p>Khoảng cách được khuyến nghị</p> <p><math>d=1,17\sqrt{P}</math><br/> <math>d=1,17\sqrt{P}</math> 80 MHz a 800 MHz<br/> <math>d=2,33\sqrt{P}</math> 800 MHz a 2,5 GHz</p> <p>donde p es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W), según el nhà chế tạo máy phát, yd es la distance de Sepación en metros (m).</p> <p>Nguồn lửa trại là một phần của bộ truyền tần số vô tuyến, ổn định là một phần của một studio điện tử của lugar a, deben ser kém hơn một chút về sự phù hợp và tần số của cada b.</p> <p>Bạn có thể sản xuất một thiết bị gây nhiễu gần thiết bị truyền sóng tần số vô tuyến với thiết bị tương tự:</p>  |
| <p>Lưu ý 1: 80 MHz đến 800 MHz, đây là ứng dụng có tần số cao hơn.</p> <p>Lưu ý 2: Estas directrices no son aplicables a todas las soluciones. Sự lan truyền điện từ sẽ được sửa đổi bởi sự hấp thụ và phản xạ của các cấu trúc, vật cản và tính cách.</p> |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ensayo de inmunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nivel de prueba IEC 60601 | Nivel de cumplimiento | Entorno electromagnético -<br>Hướng dẫn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <p>a Las Intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de telefonos por radio (celulares/inalámbricos) và radios móviles terrestres, estaciones de radio aficionado, transmisiones de radio AM và FM and transmisiones de TV, no se pueden predecir teóricamente con precisión. Để đánh giá thiết bị điện tử hiện đại đang gỡ rối các bộ truyền sóng RF và hãy xem xét việc thực hiện một cuộc kiểm tra thiết bị điện tử Si la fuerza del campo medida và lugar donde se utiliza el VX110 sobrepasa el nivedad de las radiofrecuencias aplicable descrito anteriormente, se deberá hacer un seguimiento del VX110 có thể kết hợp với chức năng bình thường. Trong trường hợp quan sát một chức năng bất thường, bạn có thể cần các biện pháp bổ sung như định hướng lại hoặc tái thiết lập VX110.</p> <p>b Dải tần số 150 kHz đến 80 MHz, cường độ ánh sáng thấp hơn 3 V/m.</p> |                           |                       |                                         |

## Fabricante



LUNEAU SAS

1, Đại lộ Malaguet

28360 PRUNAY LE GILLON

Pháp

## Chỉ thị về dư lượng thiết bị điện và điện tử (RAEE)



Điều này có thể cho thấy thiết bị kết hợp các thiết bị điện tử và các thành phần khác trong hệ thống Directiva sobre dư lượng của các thiết bị điện và điện tử, thông tin này là loại thiết bị điện tử và thiết bị điện không loại bỏ sự cố ở nền tảng trong nước.

Để tránh xa môi trường xung quanh hoặc các nguyên nhân gây ra bởi việc loại bỏ sự vô trách nhiệm, đây là sản phẩm và tất cả những gì bạn gia nhập để loại bỏ hình thức tách biệt theo các chỉ dẫn thực tế về Chỉ thị RAEE de los países miembros de la UE và các quy định về ngôn ngữ của các quốc gia khác. Để nhận được thông tin tốt nhất về việc loại bỏ sản phẩm này, hãy liên hệ với nhà phân phối địa phương hoặc nhà sản xuất.

## 13. 3 Thông tin liên hệ

---

### Tiếng Alemania

Công ty TNHH Weco Visionix

Hammer Dorfstr. 35

40221 Düsseldorf

Điện thoại: +49 2131 752357

Số fax +49-2131-7523-704

[info@briot-weco.com](mailto:info@briot-weco.com)

---

### Tây Ban Nha

BRIOT WECO TÂY BAN NHA

Calle Corominas 7, Planta 4

08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT

Điện thoại: (+34) 93 298 07 37

Fax: (+34) 93 298 05 55

Điện thoại SAT: (+34) 90 210 40 92

---

### Pháp

LUNEAU SAS

1, đại lộ Malaguet

28360 PRUNAY LE GILLON

Điện thoại: (+33)2 37 25 25 25

Tiết kiệm: (+33)2 37 25 25 37

Số fax: (+33)2 37 26 75 99

Correo điện tử: [info@luneau.fr](mailto:info@luneau.fr)

---

### Ý

BRIOT WECO ITALIA

Via Zante 14

20138 MILÁN

Điện thoại: (+39) 2 55 41 31

Số fax: (+39)2 55 41 32 43

---

## Bồ Đào Nha

BRIOT WECO PORTUGAL

Av. Tiếng Anh -> Duarte Pacheco. Emp. das Amoreiras. Tháp II.13 A.

LISBOA

Điện thoại: (+35) 1 214 170 225

Fax: (+35) 1 214 170 227

Linha Verde: 800 205 142

---

## EE.UU.

BRIOT USA

5251 Đường Shiloh - Tòa nhà A

CUMMIND, GA 30040

Điện thoại: (800) 292-7468

---

## Chuyên gia cá nhân và hỗ trợ kỹ thuật

Hoạt động công nghệ Luneau

2, phố Roger Bonnet

27340 CẦU KIẾN TRÚC

Pháp

Điện thoại: (+33) 232 989 132

# Mục lục

## - MỘT -

### Aberraciones

Mapas de 43

Sai lầm thứ tự 161

Abrir el VX110 14

### Acciones automáticas

Cấu hình 146

Xuất khẩu 146

Actualizar el software 121

### Điều chỉnh 124

Apertura frente de onda 133

Cilindro 133

Distancia de vértice 133

Tổng quát 125

Thuốc 128

Medida 128, 130

Bước 133

Bài thuyết trình trước ngày 133

Refracción y aberración 133

Kết quả 133

Topografía 136

Zernike 133

Ajustes de fábrica, nhà hàng 124

Ajustes de mediciones 128

Ajustes de medida 128, 130

Điều chỉnh khúc xạ và quang sai 133

Ajustes de resultados 133

Apagado 15

Apertura frente de onda 133

Hỗ trợ 122

## - B -

### Base de datos

Borrar thông báo tạm thời 112

Borrar todos los informes 112

Borrar todos los registros 116

Xuất khẩu 112

Quản lý 112

Nhập khẩu 112

Base de datos de pacientes

Borrar thông báo tạm thời 112

Borrar todos los informes 112

Xuất khẩu 112

Quản lý 112

Nhập khẩu 112

### Borrar

Informes de paciente 112

Thông báo tạm thời về nhịp độ 112

Tất cả các đăng ký của gói 116

Botón Apagado 124

Botón detener 90

Botón Encendido/Apagado 15

Botón Expulsar USB 124

Botón omitir 89

Botone điều chỉnh vải 124

## - C -

Thuốc chữa bệnh quang học 10

Cable de alimentación 9, 11

Caracteres, introducir 119

Cargar papel 15

Centrar el ojo 87

Cilindro

Convención 133

Condiciones de almacenaje 5

Condiciones de transporte 5

Đầu nối cáp dinh dưỡng 10

Conexión

Điện 15

Conexión eléctrica 15

Cấu hình 124

Aberración 133

Truy cập 124

Điều chỉnh 124, 133

Apertura frente de onda 133

Distancia de vértice 133

Bản đồ 136

Sửa đổi 125

Bảng 136

Pantalla 124, 125

Pantalla de Resultados 133, 136

Thông số 125

Bước 133

Pestaña general 125

Bài thuyết trình trước ngày 133

Khúc xạ 133

Cấu hình 124  
 Topografia 136  
 Zernike 133  
 Contraseña 119

## - D -

Ngày 179  
 Desembalar el VX110 9  
 Chẩn đoán  
 Quản lý 87  
 Modo rápido 90  
 Omitir una prueba 89  
 Preparar para realizar 86  
 Chỉ thị dư lượng thiết bị điện và điện tử (RAEE)  
 178  
 Chỉ thị DEEE 7  
 Directivas y estándares 174  
 Disco de Plácido 2  
 Distancia de vértice 133

## - E -

Electricidad 5  
 Embalar el VX110 5, 164  
 Embalar la unidad 15  
 Khí thải điện tử 175  
 Encender de la unidad 15  
 Encendido y apagado 15  
 Thiết bị  
 Cấu hình 9  
 Desembalar 9  
 Đội ngũ  
 Danh sách các phần tử tổng hợp 9  
 Phần 9, 10, 11, 13  
 Zona de la impresora 13  
 Zona del paciente 11  
 Zona del usuario 10  
 Đặc điểm điều trị 173  
 Especificaciones de mapeo 173  
 Các xét nghiệm cụ thể về cataratas 173  
 Especificaciones pantalla  
 Màn hình LCD 173  
 Excentricidad 57  
 Các mối quan hệ ngoại lệ 14  
 Xuất khẩu

A un archive 95, 139 a  
 un foróptero 94, 139  
 A una impresora 100  
 Điều chỉnh 139  
 Cấu hình 146  
 Resultados de prueba 139  
 Xuất cơ sở dữ liệu của học sinh 112

## - F -

chức năng  
 Condiciones 173  
 giác mạc 173  
 Examen de cataratas 173  
 Mapeo topográfico 173  
 Funda protectora 9  
 Funda reposacabezas 9

## - G -

Geometría, giác mạc 57  
 Guardar resultados 103

## - TÔI -

Nhập sổ đăng ký học sinh 112  
 Impresora  
 Bên ngoài 143  
 Incorporada 15, 143  
 Papel atascado 161  
 Sin papel 161  
 In  
 Cấu hình 143  
 Imprimir tique 161  
 Thông tin  
 Borrar todo 112  
 Borrar todos los timees 112  
 Xuất khẩu 112  
 Quản lý 112  
 Nhập khẩu 112  
 Điện tử vô tuyến 175  
 Cài đặt 9, 14  
 Interruptor de corriente 10  
 Bộ ngắt Encendido/Apagado 10

## - L -

Lápiz óptico 9  
 Limpieza del equipo 163  
 Luminosidad objetivo 130  
 Luminosidad, objetivo 130

## - M -

Bảo trì 163  
 Bản đồ HOA 43  
 Bản đồ LOA 43  
 Bản đồ  
     Frente de onda 43  
     Topográficos 48  
 Mapas frente de onda 43  
 Mapas topográficos 48  
 Thuốc  
     Detener 90  
     Modo rápido 90  
     Omitir 89  
     Lặp lại 93  
 Mentonera 11  
     Ajustar 86  
     Giấy 9  
 Meridianos 57  
 Modo rápido 90

## - N -

Normas, internacionales 174

## - Ò -

Opacidad  
     Opacidad 61  
 Opacidad de la  
     Córnea 61

## - P -

Bệnh nhân  
     Añadir 79  
     Borrar 83  
     Tìm kiếm 82  
     Sửa đổi 80

Chọn 80

Bệnh nhân

Añadir 77  
 Añadir antes de un examen 77  
 Añadir tras un examen 79  
 Borrar 83  
 Gestión 77  
     informes temporales 79

Pantalla

Cấu hình 124  
 Trang chủ 17  
 Medición 22, 26  
 Thuốc 21  
 Bệnh nhân 18 tuổi  
 Kết quả 32

Toàn bộ cấu hình 124

Pantalla de inicio 17

Pantalla de Mantenimiento

Xuất cơ sở dữ liệu của học sinh 112  
 Nhập sổ đăng ký học sinh 112

Pantalla de Medición

Antes de una medición 22  
 Durante una medición 26

Pantalla de Mediciones 21

Pantalla de Paciente 18, 77

Repetir una medición 93

Pantalla de Resultados 93

pestaña Resumen 34  
 Repetir una medición 93  
 Vista de conjunto 32

Màn hình LCD Pantalla 173

Giấy

Cargar 15  
 Nạp lại 164

Gói 9

Parámetros bởi khiếm khuyết, có thể ổn định được 157

Bước 133

Pestaña córnea 57

Excentricidad 59  
 Hình học 57  
 Meridianos 59, 60, 61  
 Pestaña Dữ liệu địa hình 57  
 Queratocono 57, 58  
 Queratometría 61  
 Radio sagital 60  
 SIM-K 61

Pestaña Dữ liệu địa hình 57

Pestaña Mantenimiento 121, 122, 124  
 Por defecto  
     Ajustes de dispositivo 128  
     Ajustes de medición 128  
     Diagnósticos 128  
 Posición adulto 86  
 Posición niño 86  
 Thận trọng 6  
 Bài thuyết trình trước ngày 133

## - HỎI -

Queratocono 57, 58  
 Queratometría 58, 61

## - R -

radiación laser 7  
 Radio sagital 57  
 Ratón, kết nối với USB 119  
 Recarga del papel 164  
 Registros de paciente  
     Borrar todo 116  
 Registros de paciente tạm thời, số 116  
 Registros de pacientes  
     Borrar temporales 116  
 Reposacabezas 11  
 Phục hồi chức năng điều chỉnh vải 124  
 Phục hồi các yếu tố vải 157  
 Kết quả 32  
     Córnea 58, 59, 60, 61  
     Xuất khẩu 94, 95, 100  
     Hình học 57  
     Guardar 103  
     In 100  
     Pestaña Córnea 57  
     Pestaña Dữ liệu địa hình 57  
     Queratocono 57  
 Resultados de la pestaña 61  
 Resultados de prueba  
     Borrar 110  
     Xe chở hàng 106  
     Xuất khẩu 107  
     Quản lý 105  
     In 107  
     Người chuyển nhà 109  
     Chọn 105

Retroiluminación 61  
 Rollo de papel de impresora 9

## - S -

Salvapantallas 119  
 Seguridad 5, 119  
 Dịch vụ 122, 179  
 Servicio técnico 122, 179  
 Shack-Hartmann 2, 61  
 Símbolos de 7  
 SIM-K 57  
 Phần mềm, cập nhật 121  
 Solución de problemas 161

## - T -

Tamaño de pupila 161  
 Teclado ảo 119  
 Teclado, kết nối với cổng USB 119 kỹ  
 thuật của almacenaje 173  
 Texto, introducir 119  
 Tique  
     In 161  
 Tiques  
     Cabezal 143  
     Cấu hình 143  
     In 143  
 Địa hình  
     Điều chỉnh 136  
     Apertura 136  
 Toricidad corneal 61

## - V -

Valores por defecto  
     Ajustes de medición 130  
     Ajustes de valuees por dedeo 130  
     Chẩn đoán 128  
 Volumen pitido 130  
 Volumen, pitido 130  
 VX110  
     Apagar 15  
     Embalar 15  
     Encender 15

## - Z -

### Zernike

Convención 133, 136

Đội 133

Thang máy 133